



DE Gerät und Bedienelemente

- ➊ Sensorabdeckung ➋ Sensor ➌ Taste für Stirnmessung ➍ Taste für Ohrmessung
➎ Indikator - LED ➏ Beleuchtete LCD-Anzeige ➐ SET-Taste ➑ Batteriefach (auf der Rückseite)
➒ Speicher-Taste ➓ Signalgeber ➔ Datum ➕ Uhrzeit ➖ Symbol für «Messung läuft»
➗ Messeinheit (°C oder °F) ➙ Messwertanzeige ➚ Symbol für eingeschalteten Ton
➛ Batteriewechselsymbol ➜ Speicheranzeige ➝ Oberflächentemperaturmessmodus
➞ Messmodus Ohrmessung ➟ Messmodus Stirnmessung

GB Unit and controls

- ➊ Sensor cover ➋ Sensor ➌ Button for Forehead measurement mode
➍ Indikator - LED ➎ Verlichtete LCD-weergave ➏ SET-toets
➐ Battery compartment (on backside) ➑ Memory-button ➒ Beeper ➓ Date ➔ Time
➕ Symbol for continuous temperature measurement ➖ Measurement unit (°C or °F)
➗ Measurement result ➙ Icon for activated sound ➚ Battery exchange symbol ➛ Memory display
➜ Surface measurement mode ➝ Ear measurement mode ➞ Forehead measurement mode

NL Apparaat en bedieningselementen

- ➊ Sensorafdekking ➋ Sensor ➌ Toets voor meting aan het voorhoofd ➍ Toets voor oormeting
➎ Indicator - LED ➏ Verlichte LCD-weergave ➐ SET-toets
➑ Batterijcompartiment (op de achterkant) ➒ Opslagtoets ➓ Signaalsensor ➔ Datum
➕ Tijdstip ➖ Symbol voor «Meting loopt» ➗ Meeteenheid (°C of °F) ➙ Meetwaardeweergave
➚ Symbool voor ingeschakelde toon ➛ Batterijwisselsymbool ➜ Geheugenweergave
➝ Oppervlaktetemperatuurmeetmodus ➞ Meetmodus oormeting
➟ Meetmodus meting aan het voorhoofd

Zeichenerklärung / Explanation of symbols / Verkllaring van de symbolen:



Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Artikel. Sie enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zur Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung der Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Artikel führen.

This instruction manual belongs to this device. It contains important information about starting up and operation. Read the instruction manual thoroughly. Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel. Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal. Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.



WARNING / WARNING / WAARSCHUWING

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern. These warning notes must be observed to prevent any injury to the user. Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijke letsel van de gebruiker te verhinderen.



ACHTUNG / CAUTION / OPGELEET

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern. These notes must be observed to prevent any damage to the device. Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.



HINWEIS / NOTE / AANWIJZING

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb. These notes give you useful additional information on the installation or operation. Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.



Geräteklassifikation: Typ BF / Classification: Type BF applied part / BF-veiligheidsklasse



Temperaturbereich / Temperature range / Temperatuurbereik



Vor Nässe schützen / Keep dry / Beschermen tegen vocht

IP22

Angabe der Schutzart gegen feste Objekte und Wasser

Protection classification against solid objects and water

Informatie over de bescherming tegen vuil en water



LOT-Nummer / LOT number / LOT-nummer



Hersteller / Manufacturer / Producent



Herstellungsdatum / Date of manufacture / Productiedatum

Infrarot-Multifunktions-Thermometer

Gebrauchsanweisung - Bitte *sorgfältig* lesen!

Sicherheitshinweise

WICHTIGE HINWEISE ! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel benutzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das **medisana** Infrarot-Multifunktions-Thermometer **TM 750** dient zur Feststellung der Körpertemperatur beim Menschen. Die Temperaturmessung erfolgt mit Körperkontakt im Ohr bzw. an der Stirn. Zusätzlich können mit dem Thermometer auch Objekttemperaturen (kontaktlos) im Bereich von 0°C - 100°C (32°F - 212°F) gemessen werden.

Gegenanzeigen

- Das Gerät ist nicht zur Temperaturmessung bei Kindern unter 6 Monaten geeignet.

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Der Gebrauch dieses Thermometers ersetzt nicht die Konsultation eines Arztes.
- Personen und Thermometer sollten sich für mindestens 30 Minuten in gleich bleibender Umgebung befinden, bevor eine Messung vorgenommen wird.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Temperatur des Stirn- und Schläfenbereichs unterscheidet sich von der Körpertemperatur, die z. B. oral oder rektal gemessen wird. Eine fiebrige Erkrankung kann im Frühstadium zu einem gefäßverengenden Effekt (Vasokonstriktion) führen, der die Haut abkühlt. In diesem Fall kann die mit dem Thermometer gemessene Temperatur außergewöhnlich niedrig sein. Wenn demzufolge ein Messergebnis nicht mit dem Empfinden des Patienten übereinstimmt oder ungewöhnlich niedrig ausfällt, wiederholen Sie die Messung alle 15 Minuten. Zur Kontrolle können Sie auch eine Messung der Körpertemperatur mit einem herkömmlichen Thermometer durchführen, das sich für die orale oder rektale Messung eignet.
- In folgenden Fällen ist eine Kontrollmessung mit einem herkömmlichen Fieberthermometer empfehlenswert:
 - Wenn das Messergebnis überraschend niedrig ist,
 - Bei Kindern unter drei Jahren, die ein gefährdetes Immunsystem haben oder bei Auftreten bzw. Nicht-Auftreten von Fieber bedenklich reagieren,
 - Wenn der Nutzer das Gerät zum ersten Mal verwendet oder sich mit der richtigen Anwendung noch vertraut macht.
- Wiederholen Sie eine Körpertemperaturmessung mit diesem Gerät mindestens 3-mal. Bei unterschiedlichen Messergebnissen nehmen Sie das höchste gemessene Ergebnis als aktuelle Körpertemperatur an.
- Die mit diesem Gerät gemessenen Werte dienen grundsätzlich nur als Referenzwerte. Sie stellen in keinem Fall die Grundlage für eine medizinische Behandlung dar. Kontaktieren Sie immer erst Ihren Arzt.
- Die Hautoberfläche von Babys reagiert sehr schnell auf die Umgebungstemperatur. Nehmen Sie deshalb keine Messung mit dem Thermometer während oder nach dem Stillen vor, weil die Hauttemperatur nach niedriger als die Körpertemperatur sein kann.
- Im Falle von Störungen oder Beschädigungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt. Fragen Sie Ihren Fachhändler und lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.
- Verändern und / oder öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden könnten.
- Ein beschädigtes Gerät darf nicht benutzt werden.
- Benutzen Sie das Thermometer nicht in feuchter Umgebung. Legen Sie das Thermometer nicht ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit. **Es ist nicht wasserdicht.**
- Für die Reinigung beachten Sie die Hinweise unter *Reinigung und Pflege*.
- Schütteln und klopfen Sie das Thermometer nicht. Lassen Sie es nicht fallen.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, Verunreinigungen und Staub.
- Vermeiden Sie direkten Fingerkontakt mit dem Sensor.
- Wenn Sie beabsichtigen, das Gerät längere Zeit nicht zu benutzen, entfernen Sie die Batterien.
- Messungen im Ohr sollten immer am selben Ohr durchgeführt werden.
- Die Messung darf nicht an verletzten oder verschmutzten Körperstellen durchgeführt werden.
- Die Messung darf nicht an einem entzündeten Ohr (z. B. mit Eiter oder Sekret), nach einer Ohrverletzung oder während der Heilungsperiode nach einer Operation durchgeführt werden. Kontaktieren Sie in all diesen Fällen Ihren Arzt.
- Der Gebrauch des Thermometers mit verschiedenen Personen kann unter Umständen zur Übertragung von infektiösen Krankheiten führen. Befragen Sie Ihren Arzt.
- Das Thermometer darf nur ohne eine Schutzabdeckung benutzt werden.

Lieferumfang und Verpackung

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an ihre Servicestelle. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 **medisana** Infrarot-Multifunktions-Thermometer **TM 750**
- 2 Aufbewahrungstasche
- 2 Batterien 1,5 V (Typ LR03, AAA)
- 1 Gebrauchsanweisung

Verpackungen sind wiederverwendbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Bitte entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

! WARNUNG - Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Fieber messen - rasch und fehlerfrei!

Mit dem **medisana** Infrarot-Multifunktions-Thermometer **TM 750** ist eine präzise Messung der Körpertemperatur möglich. Die Messung wird im Verlauf zwischen Stirn und Schläfe oder wahlweise im Ohr vorgenommen. Das Messergebnis wird innerhalb von wenigen Sekunden angezeigt.

Zusatzfunktion: Außer zur Messung der Körpertemperatur, kann das Infrarot-Multifunktions-Thermometer auch zur Messung einer Objekttemperatur (z. B. Umgebungstemperatur, Flüssigkeiten, Oberflächen) verwendet werden. Eine Messung in dieser Funktion ist im Bereich von 0° bis 100° Celsius (32°F - 212°F) möglich.

Anwendung - Inbetriebnahme

Batterien entnehmen / einlegen: Für eine korrekte Funktion müssen die im Lieferumfang befindlichen 2 Batterien 1,5V (LR03, AAA) eingelegt werden. Sollte nach einer gewissen Betriebsdauer das Batteriewechselsymbol  erscheinen, sollten die Batterien baldmöglichst ersetzt werden. Erscheint das Batteriewechselsymbol  zusammen mit «Lo» oder gar nichts mehr in der LCD-Anzeige , müssen die Batterien sofort ersetzt werden. Entnehmen: Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches  ab und entfernen Sie die Batterien. Einlegen: Legen Sie zwei neue 1,5-V-Batterien (Typ LR03, AAA) ein. Achten Sie auf die Liegerichtung der Batterien (Abbildung im Batteriefach ). Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE

- Batterien nicht auseinandernehmen!
- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen!
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen!
- Erhöhte Auslaufgefahr, Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!
- Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, ist sofort ein Arzt aufzusuchen!
- Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen!
- Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden!
- Legen Sie Batterien korrekt ein, beachten Sie die Polarität!
- Halten Sie das Batteriefach gut verschlossen!
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!
- Batterien von Kindern fernhalten!
- Batterien nicht wiederaufladen! Explosionsgefahr!
- Nicht kurzschließen! Es besteht Explosionsgefahr!
- Nicht ins Feuer werfen! Es besteht Explosionsgefahr!
- Lagern Sie ungebrauchte Batterien in der Verpackung und nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen, um einen Kurzschluss zu vermeiden!
- Werfen Sie verbrauchte Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel!

Vor dem Gebrauch

Anpassung des Gerätes an die Raumtemperatur: Um eine genaue Messung der Körpertemperatur vornehmen zu können, muss sich zuvor der Körper der Temperatur des Raumes, in dem die Messung vorgenommen werden soll, anpassen. Das gilt auch für das Infrarot-Multifunktions-Thermometer **TM 750**. Es passt sich, wenn ein Standortwechsel vorgenommen wird, der neuen Umgebung automatisch an. Für die Angleichung der Eigentemperatur des Thermometers an die Raumtemperatur benötigt das Gerät eine gewisse Zeitspanne. Diese ist vom Höhenunterschied der beiden Temperaturen abhängig und kann bis zu 30 Minuten dauern. Nur, wenn dieser Prozess des Temperatur-Ausgleichs abgeschlossen ist, können präzise Messergebnisse erzielt werden.

Einstellen der Messeinheit, der Uhrzeit und des Datums:

Wenn Sie das Thermometer zum ersten Mal in Betrieb nehmen oder nach einem Batteriewechsel müssen Sie zunächst die Messeinheit, die Uhrzeit und das Datum einstellen. Möchten Sie später erneut in diesen Einstellungsmodus gelangen, drücken und halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die SET-Taste  für ca. 5 Sekunden. Nach dem Selbsttest (alle Anzeigeelemente erscheinen kurz in der LCD-Anzeige ) ertönen zwei kurze Pieptöne, anschließend kann mit der SET-Taste  die Messeinheit eingestellt werden (°C oder °F). Drücken Sie die Speicher-Taste , um die Einstellung zu bestätigen. In gleicher Weise (SET-Taste , um Werte zu verändern und Speicher-Taste , um Werte zu bestätigen) verfahren Sie anschließend für das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde und die Minute. Nach dem Druck auf die Speicher-Taste  erscheint kurz **«OFF»** in der LCD-Anzeige , bevor sich das Gerät ausschaltet.

Hinweise zur Temperaturermittlung

- Der Sensor  des Thermometers muss stets sauber und intakt sein, um genaue Messwerte zu garantieren.
- Ohrschmalz beeinflusst die Messgenauigkeit. Reinigen Sie bei Bedarf das Ohr und die Sensorspitze des Thermometers vor der Messung, um eventuelle Fehlmessungen zu vermeiden.
- Vor einer Messung an der Stirn stellen Sie sicher, dass Stirn- und Schläfenbereich frei von Schweiß, Kosmetik und Verschmutzungen sind, da sonst fehlerhafte Messwerte ermittelt werden könnten.
- Messen Sie Ihre Temperatur nicht direkt nach dem Essen, Sporttraining oder Baden. Warten Sie eine halbe Stunde.
- Nehmen Sie aufeinander folgende Messungen nur in Abständen von mindestens 1 Minute vor. Falls Sie Ihre Temperatur über einen kurzen Zeitraum häufiger ermitteln müssen, können die Messergebnisse geringfügig schwanken.
- Die menschliche Körpertemperatur bewegt sich innerhalb eines natürlichen Spielraums. Es gibt keine Standard-Körpertemperatur.
- Messen und notieren Sie Ihre Körpertemperatur an ganz normalen Tagen. So können Sie eventuelles Fieber besser erkennen.
- Für eine genaue Messung im Ohr ist es sehr wichtig, dass der Sensor auf das Trommelfell ausgerichtet ist und sich tief genug im Gehörgang befindet.
- Es gibt Personen, die unterschiedliche Messwerte am linken und rechten Ohr haben. Um Temperaturveränderungen zu erfassen, messen Sie bei derselben Person immer am selben Ohr.
- Die Schlafposition kann die Messergebnisse beeinflussen. Wenn eine Person eine geraume Zeit auf einem Ohr geschlafen hat, ist die Temperatur in diesem Ohr höher als normal. Messen Sie in diesem Fall am anderen Ohr oder warten Sie ein paar Minuten mit der Messung.

Messen der Temperatur an der Stirn

! HINWEIS - Die Temperaturermittlung an der Stirn sollte nur zur Kontrolle durchgeführt werden, da die Hauttemperatur an der Stirn durch äußere Einflüsse leicht beeinflusst und somit das Messergebnis verfälscht werden kann.

- Schalten Sie das Thermometer durch kurzes Drücken der Taste für Stirnmessung  ein. Nach erfolgreichem Selbsttest ertönen zwei kurze Pieptöne. Optional haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Tonausgabe des Gerätes bis zum Abschalten zeitweise zu deaktivieren. Drücken Sie hierzu kurz die SET-Taste , das Symbol  verschwindet.
- Um die Körpertemperatur an der Stirn ermitteln zu können, muss die Sensorabdeckung  aufgedeckt sein.
- Halten Sie das Gerät mit dem Sensor (und aufgesteckter Sensorabdeckung) an eine Schläfe und drücken Sie die Taste für Stirnmessung . Das Symbol für den Messmodus Stirnmessung  erscheint in der Anzeige. Ziehen Sie nun bei gedrückter Taste das Thermometer langsam über die Stirnmitte zur Seite bis zur anderen Schläfe. Lassen Sie die Taste los, wenn diese Position erreicht ist.
- Nach vollendeter Temperaturermittlung hören Sie einen Signalton und die Körpertemperatur wird in der Anzeige  angezeigt.
- Wenn das Messergebnis 38,0°C (100,4°F) erreicht oder überschreitet, leuchtet die Indikator-LED  rot auf (=Fieberalarm). Andernfalls leuchtet die Indikator-LED  grün.
- Das Ergebnis wird automatisch gespeichert. Nach einigen Sekunden ohne weitere Tastenbetätigung schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Messen der Temperatur im Ohr

- Zur Temperaturermittlung im Ohr entfernen Sie die Sensorabdeckung .
- Schalten Sie das Thermometer durch kurzes Drücken der Taste für Ohrmessung  ein. Nach erfolgreichem Selbsttest ertönen zwei kurze Pieptöne. Optional haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Tonausgabe des Gerätes bis zum Abschalten zeitweise zu deaktivieren. Drücken Sie hierzu kurz die SET-Taste , das Symbol  verschwindet.
- Ziehen Sie etwas am Ohr, damit der Gehörgang gerade wird. Führen Sie den Sensor vorsichtig in den Gehörgang ein. Bei Kindern unter 1 Jahr sollte das Einführen in den Gehörgang im liegenden Zustand bei leicht gedrehtem Kopf (so, dass das Ohr nach oben zeigt) erfolgen. Drücken und halten Sie die Taste für Ohrmessung  für ca. 1 Sekunde. Das Symbol für den Messmodus Ohrmessung  erscheint in der Anzeige.
- Lassen Sie die Taste los. Nach vollendeter Temperaturermittlung hören Sie einen Signalton und die Körpertemperatur wird in der Anzeige  angezeigt.
- Wenn das Messergebnis 38,0°C (100,4°F) erreicht oder überschreitet, leuchtet die Indikator-LED  rot auf (=Fieberalarm). Andernfalls leuchtet die Indikator-LED  grün.
- Das Ergebnis wird automatisch gespeichert. Nach einigen Sekunden ohne weitere Tastenbetätigung schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Messen einer Objekttemperatur

- Schalten Sie das Thermometer durch kurzes Drücken der Taste für Stirnmessung  oder der Taste für Ohrmessung  ein. Nach erfolgreichem Selbsttest ertönen zwei kurze Pieptöne. Optional haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Tonausgabe des Gerätes bis zum Abschalten zeitweise zu deaktivieren. Drücken Sie hierzu kurz die SET-Taste , das Symbol  verschwindet.
- Drücken und halten Sie die SET-  und die Speichertaste  gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden. Das Symbol für den Oberflächentemperaturmessmodus  erscheint in der Anzeige .
- Um mit der Messung beginnen zu können, richten Sie den Sensor  mit einem Abstand von ca. 3 cm auf die Mitte des Objekts bzw. der Flüssigkeit und drücken Sie die Taste für Stirnmessung  oder die Taste für Ohrmessung . Wenn das Objekt mit Wasser, Staub oder Schmutz bedeckt sein sollte, entfernen Sie dies zuvor, um die Messgenauigkeit zu optimieren.
- Lassen Sie die Taste los. Nach vollendeter Temperaturermittlung hören Sie einen Signalton und die gemessene Temperatur wird in der Anzeige  angezeigt.
- Das Ergebnis wird automatisch gespeichert. Drücken Sie erneut die SET-  und die Speichertaste  gleichzeitig für mindestens 3 Sekunden, um zum Körpertemperaturmessmodus zurückzukehren. Nach einigen Sekunden ohne weitere Tastenbetätigung schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Messdaten abrufen

Das Gerät kann bis zu 30 Messergebnisse speichern. Ihre gespeicherten Messdaten können Sie abrufen, indem Sie kurz auf die Speicher-Taste  drücken. In der Anzeige  erscheint zunächst die Speicherplatznummer 1 (der zuletzt gespeicherte Wert) mit dem unter diesem Speicherplatz gespeicherten Messwert und dem zugehörigen Symbol für den Messmodus (Ohrmessung, Stirnmessung oder Oberflächentemperaturmessung). Durch weiteres Drücken der Speicher-Taste  können Sie das gespeicherte Messergebnis auf Speicherplatz „2“ aufrufen. Insgesamt sehen 30 Speicherplätze zur Verfügung, die durch wiederholtes Drücken auf die Speicher-Taste  nacheinander in der Anzeige  erscheinen. Wenn noch nicht alle Speicherplätze belegt sind, erscheint an dieser Speicherstelle die Anzeige „- -“.

! HINWEIS - Sollten alle Speicherplätze belegt sein, wird ein neues Messergebnis gespeichert, indem das älteste Messergebnis (Speicherplatz 30) automatisch gelöscht wird.

Fehlermeldungen

Anzeige **«Hi»** : Die gemessene Temperatur ist zu hoch. Im Display erscheint die Anzeige **Hi**, wenn das Messergebnis über 42°C / 107,6°F (Körpertemperatur-Messmodus) oder 100°C / 212°F (Oberflächentemperatur-Messmodus) liegt.

Anzeige **«Lo»** : Die gemessene Temperatur ist zu niedrig. Im Display erscheint die Anzeige **Lo**, wenn das Messergebnis unter 35°C / 95°F (Körpertemperatur-Messmodus) oder 0°C / 32°F (Oberflächentemperatur-Messmodus) liegt.

Anzeige **«Err»** : Die Umgebungstemperatur ist nicht im Toleranzbereich von 15°C - 35°C (59°F - 95°F).

Reinigung und Pflege

- Für der Sensor  ist das empfindlichste Teil des Gerätes. Schützen Sie ihn vor Verschmutzungen oder Beschädigungen. Reinigen Sie den Sensor und die Sensorabdeckung regelmäßig und vor und nach jeder Benutzung mit einem in warmes Wasser oder 70 %igen Isopropyl-Alkohol getauchten Wattestäbchen.
- Legen Sie das Thermometer nicht ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit.
- Es ist nicht wasserdicht.**
- Für die Reinigung des Thermometers verwenden Sie ein weiches Tuch, das mit einer milden Seifenlauge oder 70%-igem Isopropyl-Alkohol leicht befeuchtet ist. In das Gerät darf kein Wasser eindringen! Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig trocken ist.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel, Verdünner, Benzin oder starke Bürsten.
- Achten Sie darauf, dass die Linse des Sensors, das Display und das Gehäuse nicht verkratzt werden.
- Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit zu hoher oder zu niedriger Temperatur (siehe Betriebsbedingungen im Kapitel „Technische Daten“) und Luftfeuchtigkeit, im Sonnenlicht, in Verbindung mit elektrischem Strom oder an einem staubigen Ort. Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen möchten. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Batterien auslaufen.
- Wird das Thermometer gemäß dieser Gebrauchsanweisung benutzt, so ist keine regelmäßige Wartung oder Kalibrierung notwendig.

Hinweis zur Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Technische Daten

Name und Modell:	medisana Infrarot-Multifunktions-Thermometer TM 750
Anzeigesystem:	Digitale Anzeige (LCD)
Spannungsversorgung:	3 V $\equiv$, 2 Batterien 1,5 V (Typ LR03, AAA)
Messbereich:	Körpertemperatur-Messmodus: 34°C - 43°C (93,2°F - 109,4°F) Oberflächentemperatur-Messmodus: 0°C - 100°C (32°F - 212°F) [innerhalb der Betriebsbedingungen] Körpertemperatur-Messmodus: Im Messbereich von 35°C - 42°C (95°F - 107,6°F); $\pm$ 0,2°C (0,4°F); Objektmessung: $\pm$ 2°C (4°F) oder $\pm$ 5%
Messgenauigkeit: (Labormessungen):	0,1°C (0,1°F)
Anzeigeaustragung:	bis zu 30 Messungen
Speicherkapazität:	15°C - 35°C (59°F - 95°F), rel. Luftfeuchte bis 95% (nicht kondensierend)
Betriebsbedingungen:	Lager-/Transportbedingungen: -25°C - +55°C (-13°F - +131°F), rel. Luftfeuchte bis 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen:	ca. 134,3 x 42,4 x 47,6 mm
Gewicht:	ca. 65 g ohne Batterien
Artikel Nr.:	76140
EAN Code:	40 15588 76140 9

Die CE-Kennzeichnung des Gerätes bezieht sich auf die EU-Richtlinie 93/42/EEC. Das Gerät entspricht den Forderungen der Norm ISO 80601-2-56. Das Gerät ist für den Hausgebrauch konzipiert. Bei gewerblicher Nutzung muss einmal jährlich eine messtechnische Kontrolle durchgeführt werden. Die Kontrolle ist kostenpflichtig und kann durch eine zuständige Behörde oder durch autorisierte Wartungsdienste – entsprechend der „Medizinprodukte-Betreiber Verordnung“ – erfolgen. Elektromagnetische Verträglichkeit: Das Gerät entspricht den Forderungen der Norm EN 60601-1/-1-2 für die Elektromagnetische Verträglichkeit. Einzelheiten zu diesen Messdaten können dem Beiblatt entnommen werden.

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.
Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.medisana.com

Garantie- und Reparaturbedingungen

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei. Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

- Auf **medisana** Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3 Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
- Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
- Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
 - Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
 - Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an die Servicestelle entstanden sind.
 - Ersatzteile

Operation - Getting started

Removing / inserting batteries: For correct function, the included 2 batteries 1.5V (LR03,AAA) need to be inserted. When the battery exchange symbol  appears in the display after a longer time of usage, the batteries should be replaced soonest. When the battery exchange symbol  appears together with «Lo» or nothing at all appears in the display , the batteries need to be replaced immediately.

Removal: Remove the lid of the battery compartment  and take out the batteries.

Insertion: Put in two new 1.5V-batteries of type LR03 / AAA. Make sure, the batteries are the right way around (see the diagram in the battery compartment ). Put the battery compartment lid back.

BATTERY SAFETY INFORMATION

- Do not disassemble batteries!
- Clean the battery and device contacts if necessary before putting in the batteries!
- Remove discharged batteries from the device immediately!
- Increased risk of leakage, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! If battery acid comes in contact with any of these parts, rinse the affected area with copious amounts of fresh water and seek medical attention immediately!
- If a battery has been swallowed seek medical attention immediately!
- Replace all of the batteries simultaneously!
- Only place with batteries of the same type, never use different types of batteries together or used batteries with new ones!
- Insert the batteries correctly, observing the polarity!
- Keep the battery compartment well sealed!
- Remove the batteries from the device if it is not going to be used for an extended period!
- Keep batteries out of children's reach!
- Do not attempt to recharge these batteries! There is a danger of explosion!
- Do not short circuit! There is a danger of explosion!
- Do not throw into a fire! There is a danger of explosion!
- Keep unused batteries in their packaging away from metal objects in order to prevent short circuiting!
- Do not throw used batteries into the household refuse; put them in a hazardous waste container or take them to a battery collection point, at the shop where they were purchased!

Before use

Accustomise the thermometer to the temperature of the room: For an accurate reading of a patient's temperature, their body must first acclimatise to the temperature of the room where the measurement will be made. The same applies to the Infrared multifunctional thermometer **TM 750**. When taken somewhere else, it automatically adjusts itself to the new environment. The thermometer takes a certain amount of time to equalise its own temperature to that of the room. This depends on the difference between the two temperatures and can take more than 30 minutes. Precise readings can only be taken once this process is completed.

Setting the unit of measure, the time and the date:

When the thermometer is used for the first time or after a battery change, the unit of measure, the time and the date must first be set. If you want to return to the setting mode later on, press and hold the SET-button  for approx. 5 seconds, when device is switched on. After the self-test (where all the display symbols are shown in succession in the display ) two short beeps can be heard. Now you adjust the unit of measure (°C or °F) with the SET-button . Press the Memory-button  to confirm the setting. Use the same procedure (SET-button  to adjust a value and Memory-button  to confirm) for setting the year, month, day, hour and minute. After the last press on the Memory-button  the display  shows «OFF» and then the device will switch off automatically.

Information on measuring temperature

- The sensor  of the thermometer must be kept clean and intact at all times in order to guarantee that the measurements are accurate.
- Ear wax affects the measuring accuracy. If necessary, clean your ear and the sensor tip of the thermometer before measuring in order to avoid erroneous measurements.
- Before taking a measurement on the forehead, clean the area and remove any dirt, sweat or cosmetics before moving the sensor to the measuring position as otherwise erroneous results could be measured.
- Do not measure your temperature immediately after eating, training or bathing. Wait for half an hour.
- Do not take successive measurements at intervals of less than one minute. If you have to take your temperature at shorter intervals, the results may fluctuate slightly.
- The human body temperature fluctuates within a natural range. There is no such thing as a standard body temperature. Measure and record body temperature on normal days. This will allow you to detect a fever more easily.
- In order to make an accurate measurement in the ear, the sensor must be directed at the eardrum and be inserted far enough into the ear canal.
- Some people will have different readings for the right and left ears. Always measure the same person in the same ear when measuring temperature changes.
- The measurements can also be influenced by your sleeping position. If someone has slept on a particular ear for a considerable period, the temperature will be higher than normal in this ear. In this case, measure in the other ear or wait for a few minutes before measuring.

Measuring the temperature at your forehead

- NOTE - Forehead temperatures should only be taken for checking purposes, since the skin temperature at the forehead is easily affected by outside influences, meaning that the measurement can be falsified.**

- Switch on the thermometer by shortly pressing the button for forehead measurement mode . The device performs a self-test and emits two short beeps. Optionally, you now have the possibility to temporarily deactivate the sound output of the device until it is switched off. To do this, briefly press the SET button ; the symbol  disappears.
- In order to measure the body temperature on the forehead correctly, the sensor cover  needs to be put on the sensor.
- Place the measuring head with the sensor (and the put on sensor cover) on a temple and press the button for forehead measurement mode . The symbol for forehead measurement mode  appears in the display. Slowly move the thermometer smoothly over the forehead (button still pressed down) to the other temple. Release the button for forehead measurement mode .
- After the temperature has been determined, the device emits a signal tone. The result will be shown in the display .
- If the measurement result is 38.0°C (100.4°F) or higher, the indicator LED  lights up in red (= fever alarm). In all other cases the indicator LED  lights up in green.
- The measurement result will automatically be saved. After some seconds without pressing any button the device will switch off automatically.

Measuring the temperature in your ear

- To measure the temperature in your ear, first remove the sensor cover .
- Switch on the thermometer by shortly pressing the button for ear measurement mode . The device performs a self-test and emits two short beeps. Optionally, you now have the possibility to temporarily deactivate the sound output of the device until it is switched off. To do this, briefly press the SET button ; the symbol  disappears.
- Stretch your ear canal by pulling your ear backwards and upwards and carefully insert the sensor into the ear. For children under the age of 1 year, the sensor should be inserted into the ear canal, while the child is lying flat (e.g. on a bed) with the head slightly turned, so that the ear points upward. Press and hold the button for ear measurement mode  for approx. 1 second. The symbol for ear measurement mode  appears in the display.
- Release the button. After the measurement process is complete, you will hear a beep and the body temperature will be displayed in the display .
- If the measurement result is 38.0°C (100.4°F) or higher, the indicator LED  lights up in red (= fever alarm). In all other cases the indicator LED  lights up in green.
- The measurement result will automatically be saved. After some seconds without pressing any button the device will switch off automatically.

Measuring the temperature of an object

- Switch on the thermometer by shortly pressing button  or button . The device performs a self-test and emits two short beeps. Optionally, you now have the possibility to temporarily deactivate the sound output of the device until it is switched off. To do this, briefly press the SET button ; the symbol  disappears.
- Press and hold the set  & memory  buttons at the same time for at least 3 seconds. The symbol for the surface temperature measurement mode  appears in the display .
- To begin the measurement, point the sensor  at the middle of the object (resp. of the liquid) at a distance of approx. 3 cm. Press the button for forehead measurement mode  or the button for ear measurement mode . If the object has water, dust or dirt on it, remove this first so that the reading is as accurate as possible.
- Release the button. After the measurement process is complete, you will hear a beep and the measured temperature will be shown in the display .
- The measurement result will automatically be saved. Again press and hold the set  & memory  buttons at the same time for at least 3 seconds to return to body temperature measurement mode. After some seconds without pressing any button the device will switch off automatically.

Recalling stored data

The device can store up to 30 results. You can call up your stored data with a short press of the memory button . Firstly, the memory slot number 1 (the most recently saved value) will appear in the display , together with the temperature reading and the symbol for the measurement mode (ear or forehead measurement mode or surface temperature mode). With a further press of the memory button , you can call up the result stored in memory slot "2". A total of 30 memory slots are available and these will be displayed in order if you continue to press the memory button . If a memory slot is empty, the symbol "-" will appear next to it in the display.

- NOTE - In case all memory slots are used, a new measurement result will be saved by deleting the oldest slot (slot no. 30) automatically.**

Error messages

Display «Hi» : The measured temperature is too high. Hi appears in the display if the reading is above 42°C / 107.6°F (body mode) or 100°C / 212°F (object mode).

Display «Lo» : The measured temperature is too low. Lo appears in the display if the reading is below 35°C / 95°F (body mode) or 0°C / 32°F (object mode).

Display «Err» : The ambient temperature is not in the tolerance range of 15°C - 35°C (59°F - 95°F).

Cleaning and maintenance

- The sensor  is the most delicate part of the device. Protect it from dirt and damage. Clean the sensor with a cotton bud dipped in warm water or 70% isopropyl alcohol.
- Do not immerse the thermometer in water or any other liquid. **It is not waterproof.**
- To clean the thermometer, use a soft cloth slightly dampened with mild soapy water or 70% isopropyl alcohol. Do not let water get into the unit. Only use the unit again when completely dry.
- Never use aggressive cleaning agents, thinners, benzine or tough brushes.
- Take care not to scratch the lens of the sensor, the display or the housing.
- Do not use or store the unit in an environment where the ambient temperature or humidity is too high or too low (see operating conditions in the "Technical specifications" section), in direct sunshine, in the vicinity of static electricity or in a dusty environment.
- Remove the batteries if you do not wish to use the unit for an extended period of time. Otherwise there is a danger that the batteries may leak.
- If the thermometer is used as described in these instructions, no regular maintenance or calibration is required.

Disposal

-  This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Please remove the batteries before disposing of the device / unit. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal authority or your supplier for information about disposal.

Technical specifications

Name and model:	medisana Infrared multifunctional thermometer TM 750
Display system:	Digital display (LCD)
Power supply:	3 V ==, 2 batteries 1.5 V (type LR03, AAA)
Measuring range:	Body temperature measurement mode: 34°C - 43°C (93.2°F - 109.4°F)
Accuracy of measurement: (laboratory readings)	Surface temperature measurement mode: 0°C - 100°C (32°F - 212°F) [under operating conditions] Body temperature measurement mode: In the measuring range of 35°C - 42°C (95°F - 107.6°F): ± 0.2°C (0.4°F); Object mode: ± 2°C (4°F) or ±5%
Display resolution:	0.1°C (0.1°F)
Memory capacity:	up to 30 readings
Operating conditions:	15°C - 35°C (59°F - 95°F), rel. humidity up to 95% (not condensing)
Storage / transport conditions:	25°C - +55°C (+13°F - +131°F), rel. humidity up to 95% (not condensing)
Dimensions:	approx. 134.3 x 42.4 x 47.6 mm
Weight:	approx. 65 g without batteries
Article No.:	76140
EAN Code:	40 15588 76140 9

The CE-mark of this device refers to the EC-directive 93/42/EEC MDD. The device complies with ISO 80601-2-56. The device has been designed for domestic use. A metrological inspection should be carried out annually if the device is used on a commercial basis. There is a charge for this inspection which can be carried out by a competent authority or authorised maintenance service providers in accordance with the Medical Devices Operator Ordinance. Electromagnetic compatibility: The device complies with the EN 60601-1/-1-2 standards for electromagnetic compatibility. Please check the supplementary sheet for details on this measurement data.

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice.
--

The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com

Warranty and repair terms

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

- The warranty period for **medisana** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
- Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
- Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
- The following is excluded under the warranty:
 - All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
 - All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - Accessories which are subject to normal wear and tear.
- Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

	medisana GmbH Jagenbergstr. 19 41468 NEUSS, GERMANY	The service centre address is shown on the attached leaflet.
---	--	--

NL

Infrarood multifunctionele thermometer

Gebruiksaanwijzing - *Zorgvuldig lezen!*

Veiligheidsinstructies

BELANGRIJKE INSTRUCTIES ! BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING!

Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u het artikel gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

Gebruik volgens de voorschriften

De **medisana** infrarood multifunctionele thermometer **TM 750** dient voor het vaststellen van de lichaamstemperatuur bij de mens. De temperatuurmeting gebeurt met lichaamscontact in het oor resp. op het voorhoofd. Bijkomend kunnen met de thermometer ook objecttemperaturen (contactloos) binnen het bereik van 0 °C - 100 °C (32 °F - 212 °F) worden gemeten.

Contra-indicatie

- Het apparaat is niet geschikt om de temperatuur te meten bij kinderen onder de 6 maanden.





- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Het gebruik van deze thermometer vervangt geen raadpleging bij de arts.
- Personen en thermometers moeten zich gedurende minstens 30 minuten in gelijk blijvende omgeving bevinden, alvorens een meting wordt uitgevoerd.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij ze worden begeleid door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die hen helpt bij het juiste gebruik van dit product.
- Houd kinderen in de gaten en laat ze niet met het apparaat spelen.
- De temperatuur van het voorhoofd en de slapen verschilt van de lichaamstemperatuur, die bijv. oraal of rectaal wordt gemeten. Een kortstijge aandoening kan in vroeg stadium tot een vaatvernauwende effect (vasoconstrictie) leiden, die de huid afkoelt. In dit geval kan de met de thermometer gemeten temperatuur buitengewoon laag zijn. Als dientengevolge een meetresultaat niet met het aanvoelen van de patiënt overeenstemt of ongewoon laag uitvalt, herhaalt u de meting alle 15 minuten. Ter controle kunt u ook een meting van de lichaamstemperatuur met een gebruikelijke thermometer uitvoeren, die geschikt is voor de orale of rectale meting.
- In onderstaande gevallen is een controlemeting met een gebruikelijke koortsthermometer aan te raden:
 - als het meetresultaat verrassend laag is,
 - bij kinderen onder de drie jaar, die een verminderd immuunsysteem hebben of bij het optreden resp. niet-optreden van koorts zorgwekkend reageren,
 - als de gebruiker het apparaat voor de eerste keer gebruikt of zich nog vertrouwd maakt met het juiste gebruik.
- Herhaal een lichaamstemperatuurmeting met dit apparaat minstens 3-maal. Bij verschillende meetresultaten neemt u het hoogst gemeten resultaat als huidige lichaamstemperatuur aan.
- De met het apparaat gemeten waarden dienen in principe enkel als referentiewaarden. Ze vormen in geen geval de basis voor een medische behandeling. Neem altijd eerst contact op met uw arts.
- Het huidoppervlak van baby's reageert zeer snel op de omgevingstemperatuur. Voer daarom geen meting met de thermom-eter uit tijdens of na het borstvoeding geven omdat de huidtemperatuur dan lager dan de lichaamstemperatuur kan zijn.
- In geval van storingen of beschadigingen mag u het apparaat niet zelf repareren, u verliest dan elke aanspraak op garantie. Vraag advies aan uw verkoper en laat reparaties alleen door een erkende reparateur uitvoeren.
- Verander en / of open het apparaat niet. Het bevat kleine onderdelen die door kinderen zouden kunnen worden ingeslikt.
- Een beschadigd apparaat mag niet worden gebruikt.
- Gebruik de thermometer niet in vochtige omgeving. Leg de thermometer niet in water of in een andere vloeistof. **Hij is niet waterdicht.**

- Voor de reiniging let u op de instructies onder *Reiniging en onderhoud*.
- Schud en klop niet met de thermometer. Laat hem niet vallen.
- Bescherm het apparaat tegen rechtstreekse zonnestralen, extreem hoge of lage temperaturen, verontreinigingen en stof.
- Vermijd rechtstreeks vingercontact met de sensor.
- Als u van plan bent het apparaat langere tijd niet te gebruiken, verwijder dan de batterijen.
- Metingen in het oor moeten altijd aan hetzelfde oor worden uitgevoerd.
- De meting mag niet aan gekwetste of vuile lichaamsdelen worden uitgevoerd.
- De meting mag niet aan een ontstoken oor (bijv. met etter of secret), na een oorotseel of tijdens het helingsproces na een operatie worden uitgevoerd. Neem contact op met uw arts in deze gevallen.
- Het gebruik van de thermometer met verschillende personen kan onder omstandigheden leiden tot overdracht van infectieu-ze ziekten. Vraag raad aan uw arts.
- De thermometer mag enkel zonder een veiligheidsafdekking worden gebruikt.

Levering en verpakking

Controleer eerst of het apparaat compleet en onbeschadigd is. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst. Meegeleverd:

- 1 **medisana** Infrarood multifunctionele thermometer **TM 750**
- 1 opbergtas
- 2 batterijen 1,5 V (type LR03, AAA)
- 1 gebruiksaanwijzing

De verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden gerecycled. Scheid het verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is. Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.


WAARSCHUWING - Houd de verpakkingsfolie uit handen van kinderen.
Er is kans op verstikking!

Temperatuur meten - snel en betrouwbaar!

Met de **medisana** infrarood multifunctionele thermometer **TM 750** is een nauwkeurige meting van de lichaamstemperatuur mogelijk. De meting wordt in verloop tussen voorhoofd en slapen of naar keuze in het oor uitgevoerd. Het meetresultaat wordt binnen enkele seconden weergegeven.

Extra functie: Behalve voor de meting van de lichaamstemperatuur, kan de infrarood multifunctionele thermometer ook voor de meting van een objecttemperatuur (bijv. omgevingstemperatuur, vloeistoffen, oppervlakken) worden gebruikt. Een meting in deze functie is binnen het bereik van 0° tot 100° Celsius (32 °F - 212 °F) mogelijk.

Toepassing - ingebruikname

Batterijen verwijderen / plaatsen: Voor een correcte functie moeten de in de levering inbegrepen 2 batterijen 1,5V (LR03, AAA) worden geplaatst. Als na een zekere bedrijfsduur het batterijwisselsymbool  verschijnt, moeten de batterijen zo snel mogelijk worden vervangen. Verschijnt het batterijwisselsymbool  samen met «Lo» of helemaal niets meer op de LCD-weergave , dan moeten de batterijen onmiddellijk worden vervangen. Verwijderen: Neem het deksel van het batterijcompartiment  en verwijder de batterijen. Plaatsen: Plaats twee nieuwe 1,5 V-batterijen (type LR03, AAA). Let op de richting van de batterijen (afbeelding in het batterij-compartiment ). Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BATTERIJEN

- Haal de batterijen niet uit elkaar!
- Reinig indien nodig de contacten van de batterijen en het apparaat voor u de batterijen in het apparaat plaats!
- Haal lege batterijen meteen uit het apparaat!
- Verhoogd risico op lekken, voorkom contact met de huid, ogen en slijmvlies! Spoel bij contact met batterijzuur de aange-dane huid onmiddellijk ruimschoots met schoon water en raadpleeg meteen een arts!
- Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer een batterij is ingeslikt!
- Vervang alle batterijen altijd gelijktijdig!
- Plaats alleen batterijen van hetzelfde type, gebruik geen verschillende types of gebruikte en nieuwe batterijen tegelijk!
- Plaats de batterijen op de juiste wijze en let daarbij op de polariteit!
- Houd het batterijvak goed gesloten!
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt!
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen!
- Laad de batterijen niet opnieuw op! Explosiegevaar!
- Niet kortsluiten! Explosiegevaar!
- Niet in het vuur gooien! Explosiegevaar!
- Bewaar ongebruikte batterijen in de verpakking en niet in de buurt van metalen voorwerpen om kortsluiting te voorkomen!
- Gooi gebruikte batterijen en accu's niet bij het huisvuil, maar zamel ze apart in of lever ze in bij een winkel die batterijen verkoopt.

Voor het gebruik

Aanpassing van het apparaat aan de kamertemperatuur: om een nauwkeurige meting van de lichaamstemperatuur te kunnen uitvoeren, moet eerst het lichaam zich aan de temperatuur van de ruimte waarin de meting moeten worden uitgevoerd, aanpas-sen. Dat geldt ook voor de infrarood multifunctionele thermometer **TM 750**. Hij pas zich automatisch aan de nieuwe omgeving aan als een standaardwissel wordt uitgevoerd. Voor de aanpassing van de eigen temperatuur van de thermometer aan de kamertemperatuur heeft het apparaat een zekere tijdspanne nodig. Deze is afhankelijk van het hoogteverschil van de beide temperaturen en kan tot max. 30 minuten duren. Enkel als dit proces van de temperatuuraanpassing afgesloten is, kunnen nauwkeurige meetresultaten worden bereikt.

Instellen van de meeteenheid, de actuele tijd en datum:

Als u de thermometer voor de eerste keer in werking neemt of na een batterijwissel moet u eerst de meeteenheid, de tijd en de datum instellen. Wilt u later opnieuw naar deze instellingsmodus gaan, druk dan als het apparaat is ingeschakeld op de SET-toets  en houd deze ca. 5 seconden ingedrukt. Na de zelftest (alle indicatie-elementen verschijnen kort op de lcd-indicatie ) weerklinken twee korte pieptonen, aansluitend kan met de SET-toets  de meeteenheid worden ingesteld (°C of °F). Druk op de opslagtoets  om bij instelling te bevestigen. Op dezelfde wijze (SET-toets  om waarden te veranderen en opslagtoets  om waarden te bevestigen) gaat u vervolgens te werk voor het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuut. Na te drukken op de opslagtoets  verschijnt kort «OFF» in de LCD-indicatie , alvorens het apparaat zich uitschakelt.

Instructies voor de temperatuurbepaling

- De sensor  van de thermometer moet steeds schoon en intact zijn om nauwkeurige meetwaarden te garanderen.
- Oorsmeer beïnvloedt de meetnauwkeurigheid. Reinig indien nodig het oor en de punt van de sensor van de thermometer voor de meting om eventuele fouteive metingen te vermijden.
- Voor een meting aan het voorhoofd verzekert u dat voorhoofd en slapen vrij zijn van zweet, cosmetica en verontreinigingen aangezien anders fouteive meetwaarden zouden kunnen worden bepaald.
- Meet uw temperatuur niet direct na het eten, het sporten of na een bad. Wacht een half uur.
- Voor op elkaar volgende metingen enkel uit in afstanden van minstens 1 minuut. Als u uw temperatuur gedurende een korte periode vaker moet bepalen, kunnen de meetresultaten lichtjes schommelen.
- De menselijke lichaamstemperatuur verandert binnen een natuurlijke speurruimte. Er is geen standaard lichaamstempera-tuur.
- Meet en noteer uw lichaamstemperatuur op heel normale dagen. Zo kunt u eventuele koorts beter herkennen.
- Voor een nauwkeurige meting in het oor is het heel belangrijk dat de sensor op het trommelvlies gericht is en zich diep ge-noeg in de gehoorgang bevindt.
- Er zijn personen die verschillende meetwaarden hebben aan het linker- en rechteroor. Om temperatuurveranderingen te registreren, meet u bij dezelfde persoon steeds aan hetzelfde oor.
- De slaappositie kan de meetresultaten beïnvloeden. Als een persoon geruime tijd op een oor geslagen heeft, is de tempera-tuur in dit oor hoger dan normaal. Meet in dit geval aan het andere oor of wacht een paar minuten met de meting.


Meten van de temperatuur aan het voorhoofd

- INSTRUCTIE - De temperatuurbepaling aan het voorhoofd mag enkel ter controle worden uitgevoerd aange- zien de huidtemperatuur aan het voorhoofd door externe invloeden lichtjes kan worden beïnvloed en zo het meetresultaat kan worden vervalst.**

- Schakel de thermometer in door kort te drukken op de toets voor de meting aan het voorhoofd . Na succesvolle zelftest weerklinken twee korte pieptonen. Optioneel hebt u nu de mogelijkheid de toon van het apparaat tot het uitschakelen tijdelijk te deactiveren. Druk hiervoor op de toets SET

medisana®

TM 750



FR Appareil et éléments de commande

1 Couvercle de la sonde 2 Sonde 3 Bouton pour la mesure frontale 4 Bouton pour la mesure auriculaire 5 Indicateur LED 6 Affichage LCD lumineux 7 Bouton SET 8 Compartiment à piles (à l'arrière) 9 Bouton de sauvegarde 10 Générateur de signal 11 Date 12 Heure 13 Symbole pour « Mesure en cours » 14 Unité de mesure (°C ou °F) 15 Affichage de la valeur mesurée 16 Symbole d'activation du signal sonore 17 Symbole de changement de piles 18 Affichage de la mémoire 19 Mode de mesure de la température de surface 20 Mode de mesure auriculaire 21 Mode de mesure frontale

ES Aparato y elementos de mando

1 Cubierta del sensor 2 Sensor 3 Tecla de medición en la frente 4 Tecla de medición en el oído 5 LED indicador 6 Indicador LCD iluminado 7 Tecla SET 8 Compartimento para las pilas (en el dorso) 9 Tecla de memoria 10 Emisor de señal 11 Fecha 12 Hora 13 Símbolo de «medición en curso» 14 Unidad de medida (°C o °F) 15 Indicador de valor de medición 16 Símbolo de sonido conectado 17 Símbolo de cambio de pilas 18 Indicador de memoria 19 Modo de medición de temperatura de superficie 20 Modo de medición en el oído 21 Modo de medición en la frente

IT Apparecchio ed elementi di comando

1 Copertura del sensore 2 Sensore 3 Tasto per la misurazione sulla fronte 4 Tasto per la misurazione nell'orecchio 5 Indicatore a LED 6 Display LCD luminoso 7 Tasto SET 8 Vano batteria (sul retro) 9 Tasto di memoria 10 Trasmettitore del segnale 11 Data 12 Ora 13 Simbolo di «Misurazione in corso» 14 Unità di misura (°C o °F) 15 Valore rilevato 16 Simbolo di sonoro attivato 17 Simbolo sostituzione batterie 18 Notifica di memorizzazione 19 Modalità misurazione temperatura su una superficie 20 Modalità di misurazione nell'orecchio 21 Modalità di misurazione sulla fronte

Légende des symboles / Leyenda / Spiegazione dei simboli:

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de cet article. Il contient d'importantes instructions pour la mise en service et l'utilisation. Lisez ce mode d'emploi dans son intégralité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou risque d'endommager l'article.

Este manual de instrucciones forma parte de este artículo. Contiene información importante sobre su estructura y manipulación. Lea integralmente este manual de instrucciones. La inobservancia de las instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en el artículo.

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'apparecchio. Esse contengono informazioni importanti relative alla struttura e alla gestione dell'apparecchio. Leggere tutte le istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni o danni all'apparecchio.

AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / AVVERTENZA

Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuelles blessures à l'utilisateur, verhindern. Se deben respetar las indicaciones de seguridad para evitar posibles lesiones del usuario. È necessario rispettare le presenti avvertenze per evitare possibili lesioni dell'utente.

ATTENTION / ATENCIÓN / ATTENZIONE

Ces instructions doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages à l'appareil. Se deben respetar estas indicaciones para evitar posibles daños en el aparato. È necessario rispettare le presenti indicazioni per evitare di danneggiare l'apparecchio.

REMARQUE / NOTA / NOTA

Ces instructions vous procurent des informations supplémentaires utiles sur l'installation ou le fonctionnement. Estas indicaciones le proporcionan información adicional sobre la instalación y el funcionamiento. Queste note contengono ulteriori utili informazioni per l'installazione o l'utilizzo.

Classification de l'appareil : Type BF / Clasificación del aparato: tipo BF / Classificazione dell'apparecchio: Tipo BF

Plage de température / Rango de temperaturas / Gamma di temperatura

Protéger de l'humidité / Proteger de la humedad / Proteggere dall'umidità



Indice de protection contre les corps solides et l'eau / Información del tipo de protección contra objetos sólidos y agua / Indicazione del tipo di protezione contro solidi e acqua



Numéro de LOT / Número de lote / Numero di LOTTO



Fabricant / Fabricante / Produttore



Date de fabrication / Fecha de fabricación / Data di fabbricazione

FR Thermomètre infrarouge multifonctions

Veuillez lire attentivement le *mode d'emploi* !

Consignes de sécurité

REMARQUES IMPORTANTES ! À CONSERVER PRÉCIEUSEMENT !

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous confiez l'appareil à un tiers, veuillez impérativement joindre ce mode d'emploi.

Utilisation conforme à l'usage prévu

• Le thermomètre multifonctions infrarouge **medisana TM 750** est utilisé pour mesurer la température corporelle des per-sonnes. La température est mesurée par contact corporel dans l'oreille ou sur le front. Le thermomètre peut en outre être utilisé pour mesurer la température d'un objet (sans contact) dans la plage 0 °C - 100 °C (32 °F - 212 °F).

Contre-indication

• L'appareil n'est pas adapté pour mesurer la température chez les enfants de moins de 6 mois.

- Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu dans le mode d'emploi. Le droit à la garantie expire en cas d'utilisation non conforme.
- L'appareil est conçu pour l'usage domestique, et non pour une utilisation commerciale.
- L'utilisation de ce thermomètre ne remplace pas la consultation d'un médecin.
- Les personnes ainsi que le thermomètre doivent se trouver dans un environnement stable pendant au moins 30 minutes avant d'effectuer une mesure.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sen-sorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont sous la sur-veillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de cette personne des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La température frontale et temporelle diffère de la température corporelle basale, qui est mesurée par ex. par voie orale ou rectale. Une fièvre peut entraîner à un stade précoce un effet vasoconstricteur (vasoconstriction) qui refroidit la peau. Dans ce cas, la température mesurée avec le thermomètre peut être anormalement basse. Si le résultat de la mesure ne correspond pas à ce que le patient ressent ou s'il est anormalement bas, recommencez la mesure toutes les 15 minutes. Vous pouvez également, à des fins de contrôle, mesurer la température corporelle basale avec un thermomètre usuel adapté à une mesure orale ou rectale.
- Dans les cas suivants, une mesure de contrôle avec un thermomètre usuel est recommandée :
 - Si le résultat de la mesure est étonnamment bas.
 - Chez les enfants de moins de trois ans dont le système immunitaire est déficient ou qui réagissent de façon préoccupante à l'apparition ou à l'absence de fièvre.
 - Lorsque l'utilisateur utilise l'appareil pour la première fois ou doit encore se familiariser avec la bonne application.
- Recommencez au moins 3 fois la prise de température corporelle avec cet appareil. Si les résultats de mesure diffèrent, prenez le résultat de mesure le plus élevé comme température corporelle effective.
- Les valeurs mesurées avec cet appareil ne représentent en principe que des valeurs de référence. Elles ne constituent en aucun cas les fondements pour un traitement médical. Consultez toujours votre médecin en premier lieu.
- La surface cutanée des bébés réagit très rapidement à la température ambiante. Pour cette raison, ne prenez pas de me-sures avec le thermomètre pendant ou après l'allaitement, car la température cutanée peut être inférieure à la température corporelle basale.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, ne réparez pas vous-même l'appareil, car cela entraîne l'annulation de la garantie. Consultez votre revendeur spécialisé et confiez les réparations uniquement à un centre de service agréé.
- Ne modifiez pas et/ou n'ouvrez pas l'appareil. Il contient de petites pièces que les enfants pourraient avaler.
- Un appareil endommagé ne doit pas être utilisé.
- N'utilisez pas le thermomètre dans un environnement humide. Ne trempez pas le thermomètre dans l'eau ou dans tout autre liquide. **Il n'est pas étanche.**
- Pour le nettoyage, suivez les instructions sous *Nettoyage et entretien*.
- Ne secouez pas et ne frappez pas le thermomètre. Ne le laissez pas tomber.
- N'exposez pas le thermomètre à la lumière directe du soleil, à des températures extrêmement élevées ou basses, aux im-puretés et à la poussière.
- Évitez le contact direct des doigts avec la sonde.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez les piles.
- Les mesures auriculaires doivent toujours être effectuées sur la même oreille.
- La mesure ne doit pas être effectuée sur des parties corporelles lésées ou malpropres.
- La mesure ne doit pas être effectuée sur une oreille enflammée (par ex. avec du pus ou des sécrétions), après une blessure auriculaire ou pendant la période de cicatrisation après une opération. En pareil cas, consultez votre médecin.
- L'utilisation du thermomètre par différentes personnes peut dans certaines circonstances favoriser la transmission de ma-ladies infectieuses. Consultez votre médecin.
- Le thermomètre peut être utilisé uniquement sans couvercle de protection.

Contenu de la livraison et emballage

Veuillez d'abord vérifier que l'appareil a bien été livré avec l'ensemble de ses composants et ne présente aucun dommage. En cas de doute, ne mettez pas l'appareil en service et contactez votre revendeur ou votre service après-vente. La livraison inclut :

- 1 Thermomètre infrarouge multifonctions **medisana TM 750**
- 1 sac de rangement
- 2 piles 1,5 V (type LR03, AAA)
- 1 manuel d'emploi

Les emballages sont réutilisables ou peuvent être recyclés. Veuillez vous débarrasser des emballages inutiles de manière appropriée. Si vous constatez des dommages dus au transport lors du déballage, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

⚠ AVERTISSEMENT - Veillez à ce que les films d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Il y a risque de suffocation !

Mesurer la température rapidement et sans erreur !

Le thermomètre infrarouge multifonctionnel **medisana TM 750** permet une mesure précise de la température corporelle. La mesure est prise entre le front et la tempe ou bien dans l'oreille. Le résultat de la mesure s'affiche au bout de quelques se-condes.

Fonction supplémentaire : Le thermomètre à infrarouge multifonctions TM 750 mesure non seulement la température cor-porelle, mais aussi la température de surfaces et de liquides, ainsi que la température ambiante. Une mesure dans cette fonction est possible dans la plage de 0 °C à 100 °C (32 °F - 212 °F).

Application - Mise en service

Retirer / Insérer les piles : Pour assurer un fonctionnement correct, il convient d'insérer les 2 piles de 1,5 V (LR03, AAA) four-nies. En cas d'apparition du symbole de changement de piles  après une certaine période de fonctionnement, celles-ci doivent être remplacées immédiatement, si possible. Si le symbole de changement de pile  apparaît plus sur l'écran LCD  apparaît avec « Lo » ou si rien n'apparaît plus sur l'écran LCD  les piles doivent être remplacées immédiatement. Retrait : Enlevez le couvercle du compartiment à piles  et retirez-les. Insérer : Insérez deux nouvelles piles de 1,5 V (type LR03, AAA). Veillez à la bonne installation des piles (illustration dans le compartiment à piles ). Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES

- Ne pas désassembler les piles !
- Nettoyer si nécessaire les contacts de l'appareil et des piles avant de les insérer !
- Retirez immédiatement les piles usées de l'appareil !
- Risque élevé de fuite, évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact avec l'acide des piles, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones concernées et consulter immédiatement un médecin !
- En cas d'ingestion d'une pile, appeler de toute urgence un médecin !
- Remplacer toujours toutes les piles en même temps !
- Utiliser uniquement des piles du même type, ne pas utiliser des piles différentes ou des piles usagées et neuves en même temps !
- Insérez les piles correctement en respectant la polarité !
- Maintenez le compartiment des piles hermétiquement fermé !
- Retirer les piles de l'appareil en cas de non-utilisation prolongée !
- Tenir les piles hors de portée des enfants !
- Ne pas recharger les piles ! Risque d'explosion !
- Ne pas court-circuiter ! Il y a risque d'explosion !
- Ne pas les jeter au feu ! Il y a risque d'explosion !
- Stockez les piles non utilisées dans leur emballage, et à distance d'autres objets métalliques, afin d'éviter tout risque de court-circuit !
- Ne jetez en aucun cas vos piles et accumulateurs usagés avec vos ordures ménagères, mais dans un conteneur prévu à cet effet, ou dans un point de collecte mis en place dans les commerces spécialisés !

Avant utilisation

Adaptation de l'appareil à la température ambiante : Pour pouvoir mesurer la température corporelle avec précision, le corps doit d'abord s'adapter à la température de la pièce dans laquelle la mesure doit être effectuée. Cela s'applique également au thermomètre infrarouge multifonctions **TM 750**. Il s'adapte automatiquement au nouvel environnement en cas de chan-gement de lieu. L'ajustement de la température intrinsèque du thermomètre à la température ambiante nécessite une certaine durée. Celle-ci dépend de l'écart entre les deux températures et peut atteindre 30 minutes. Ce n'est qu'après ajustement de la température que des mesures précises peuvent être effectuées.

Réglage de l'unité de mesure, de l'heure et de la date :

Lorsque vous utilisez le thermomètre pour la première fois ou après avoir changé les piles, vous devez d'abord régler l'unité de mesure, l'heure et la date. Si vous souhaitez revenir ultérieurement au mode de réglage, appuyez sur le bouton SET  pendant environ 5 secondes lorsque l'appareil est allumé. À la fin de l'autotest (tous les éléments d'affichage apparaissent brièvement sur l'écran LCD ), deux bips sonores courts retentissent, l'unité de mesure (°C ou °F) peut alors être réglée à l'aide de la touche SET . Appuyez sur la touche de sauvegarde  pour confirmer le réglage. Procédez de la même façon (bouton SET  pour modifier les valeurs et bouton de sauvegarde  pour confirmer les valeurs) pour l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes. Après avoir appuyé sur le bouton de sauvegarde , « OFF » apparaît brièvement sur l'écran LCD  avant que l'appareil ne s'éteigne.

Remarques relatives à la mesure de température

- La sonde  du thermomètre doit toujours être propre et intacte pour donner des mesures précises.
- Le cérumen peut affecter la précision des mesures. Nettoyez, si nécessaire, l'oreille et l'embout de la sonde du thermomètre avant de prendre la température afin d'éviter d'éventuelles erreurs de mesure.
- Avant de prendre la température frontale, assurez-vous que la zone du front et des tempes est exempte de sueur, de produits cosmétiques et d'impuretés, pour éviter des mesures erronées.
- Ne prenez pas votre température juste après un repas, un entraînement sportif ou un bain. Attendez une demi-heure.
- Prenez les mesures successives uniquement à des intervalles d'au moins 1 minute. Si vous devez mesurer fréquemment votre température dans un laps de temps très court, les résultats peuvent varier légèrement.
- La température corporelle fluctue naturellement dans sa plage donnée. Il n'y a pas de température corporelle standard.
- Mesurez et enregistrez votre température corporelle aux jours habituels. Cela vous permettra de mieux détecter une éven-tuelle fièvre.
- Pour une mesure précise dans l'oreille, il est très important que la sonde soit orientée vers le tympan et située à une profon-deur suffisante dans le conduit auditif.
- Des résultats de mesure différents peuvent être observés dans les oreilles droite et gauche chez certaines personnes. Pour détecter les variations de température, effectuez toujours la mesure à la même oreille chez la même personne.
- La position pendant le sommeil peut influencer les résultats de mesure. Si une personne a dormi longtemps sur une oreille, la température dans cette oreille est plus élevée que la normale. Dans ce cas, prenez la mesure à l'autre oreille ou attendez quelques minutes avant de mesurer.

Mesure de la température frontale

i NOTE - La mesure de la température frontale ne doit être effectuée qu'à titre de contrôle, car la température cutanée du front peut être légèrement influencée par des facteurs externes et donc fausser le résultat de la mesure.

- Allumez le thermomètre en appuyant brièvement sur le bouton de mesure frontale . Deux bips sonores courts sont émis après réussite de l'autotest. Vous avez maintenant la possibilité de désac-tiver temporairement la sortie sonore de l'appareil jusqu'à ce que celui-ci soit éteint. Pour ce faire, appuyez brièvement sur le bouton SET  ; le symbole  disparaît.
- Pour mesurer la température corporelle au niveau du front, le couvercle de la sonde  doit être fixé.
- Placez l'appareil équipé de la sonde (et son couvercle) contre une tempe et apprez sur le bou-ton de mesure frontale . Le symbole de mesure frontale  apparaît à l'écran. Sans relâcher le bouton, glissez lentement le thermomètre au milieu de votre front vers le côté jusqu'à ce que vous atteigniez l'autre tempe. Relâchez le bouton lorsque cette position est atteinte.
- Lorsque la température est mesurée, un bip sonore est émis et la température cor-porelle s'affiche .
- Lorsque le résultat de la mesure atteint ou dépasse 38,0 °C (100,4°F), la LED  s'allume en rouge (= alerte fièvre). Dans le cas contraire, la LED  s'allume en vert.
- Le résultat est automatiquement sauvegardé. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes, sans aucune autre action sur le bouton.

Mesure de la température auriculaire

- Pour mesurer la température auriculaire, retirez le couvercle de la sonde .
- Allumez le thermomètre en appuyant brièvement sur le bouton de mesure auriculaire . Deux bips sonores courts sont émis après réussite de l'autotest. Vous avez maintenant la possibilité de désactiver temporairement la sortie sonore de l'appareil jusqu'à ce que celui-ci soit éteint. Pour ce faire, appuyez brièvement sur le bouton SET  ; le symbole  disparaît.
- Tirez un peu sur l'oreille pour redresser le conduit auditif. Introduisez avec précaution la sonde dans le conduit auditif. Chez les enfants de moins d'un an, l'introduction dans le conduit auditif doit se faire en position couchée avec la tête légèrement inclinée (de manière à ce que l'oreille soit orientée vers le haut). Appuyez sur le bouton de mesure auriculaire  et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde. Le symbole de mesure auriculaire  apparaît à l'écran.
- Relâcher le bouton. Lorsque la température est mesurée, un bip sonore est émis et la température corporelle s'affiche .
- Lorsque le résultat de la mesure atteint ou dépasse 38,0 °C (100,4°F), la LED  s'allume en rouge (= alerte fièvre). Dans le cas contraire, la LED  s'allume en vert.
- Le résultat est automatiquement sauvegardé. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes, sans aucune autre action sur le bouton.

Mesure de la température d'un objet

- Allumez le thermomètre en appuyant brièvement sur le bouton de mesure frontale  ou sur le bouton de mesure auriculaire . Deux bips sonores courts sont émis après réussite de l'autotest. Vous avez maintenant la possibilité de désactiver tem-porairement la sortie sonore de l'appareil jusqu'à ce que celui-ci soit éteint. Pour ce faire, appuyez brièvement sur le bouton SET  ; le symbole  disparaît.
- Appuyez simultanément sur les boutons SET-  et de sauvegarde  pendant au moins 3 secondes. Le symbole de mesure de température de surface  apparaît sur l'écran .
- Pour commencer la mesure, dirigez la sonde  vers le centre de l'objet ou du liquide à une distance d'environ 3 cm et ap-puyez sur le bouton de mesure frontale  ou le bouton de mesure auriculaire . L'objet doit être préalablement débarrassé de toute trace d'eau, de poussière ou de saleté afin d'optimiser la précision de la mesure.
- Relâcher le bouton. Lorsque la température est mesurée, un bip sonore est émis et la température mesurée s'affiche .
- Le résultat est automatiquement sauvegardé. Appuyez simultanément sur les bou-tons SET-  et de sauvegarde  pendant au moins 3 secondes pour revenir à la lecture de la température corporelle. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes, sans aucune autre action sur le bouton.

Récupérer les données mesurées

L'appareil peut stocker jusqu'à 30 résultats de mesure. Vous pouvez récupérer vos données de mesure enregistrées en appuyant brièvement sur le bouton de sauvegarde . L'affichage  in-dique d'abord la dernière valeur mesurée, sauvegardée en première position ainsi que le symbole correspondant au mode de mesure (auriculaire, frontal ou de surface). En appuyant à nouveau sur le bouton de sauvegarde , vous pouvez récupérer la valeur de mesure sauvegardée en 2e position. 30 emplacements au total sont disponibles en mémoire, apparaissant successivement sur l'écran . En appuyant plusieurs fois sur le bouton de sauvegarde , Si tous les emplace-ments mémoire ne sont pas encore occupés, l'affichage « - - » apparaît à l'emplacement inoccupé.

i REMARQUE - Si tous les emplacements en mémoire sont occupés, une nouvelle mesure est enregistrée en effaçant automatiquement la mesure la plus ancienne (emplacement mémoire 30).

Messages d'erreur

Affichage « Hi » : La température mesurée est trop élevée. L'écran affiche Hi si le résultat de mesure est supérieur à 42 °C / 107,6 °F (mode de mesure corporelle) ou à 100 °C / 212 °F (mode de mesure température de surface).

Affichage « Lo » : La température mesurée est trop basse. L'écran affiche Lo si le résultat de mesure est inférieur à 35 °C / 95 °F (mode de mesure corporelle) ou à 0 °C / 32 °F (mode de mesure température de surface).

Affichage « Err » : La température ambiante ne se situe pas dans la plage de tolérance de 15 °C - 35 °C (59 °F - 95 °F).

Nettoyage et entretien

- La sonde  est la partie la plus sensible de l'appareil. Protégez-la de la saleté ou des risques de détérioration. Nettoyez la sonde et son couvercle régulièrement, avant et après chaque utilisation, avec un coton-tige trempé dans de l'eau chaude ou de l'alcool isopropy-lique à 70 %.
- Ne trempez pas le thermomètre dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Il n'est pas étanche.**
- Pour nettoyer le thermomètre, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution de savon doux ou de l'alcool isopropylique à 70 %. L'eau ne doit pas pénétrer dans l'appareil ! N'utilisez pas l'appareil avant qu'il ne soit complètement sec.
- N'utilisez jamais de détergents agressifs ni de brosses dures.
- Prenez soin de ne pas rayer la lentille de la sonde, l'écran ou le boîtier.
- Évitez de stocker ou d'utiliser l'appareil dans un environnement dont la température est trop élevée ou trop basse (voir les conditions de fonctionnement au chapitre « Données techniques ») et présentant un taux d'humidité trop élevé, une exposition au soleil, une interaction avec le courant électrique ou un endroit poussiéreux. Enlevez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée. Sinon, les piles risquent de fuir.
- Si le thermomètre est utilisé conformément à ce mode d'emploi, aucun entretien ou calibrage périodique n'est nécessaire.

Remarque concernant l'élimination

Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Chaque utilisateur est tenu de rapporter tous les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent ou non des substances nocives, à un point de collecte dans sa ville ou dans le commerce, afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique. Retirez les piles avant de jeter l'appareil. Ne jetez en aucun cas vos piles usagées avec vos ordures ménagères, mais dans un conteneur prévu à cet effet, ou dans l'un des points de collecte mis en place dans les commerces spécialisés. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour la mise au rebut.

Données techniques

Nom et modèle : **Thermomètre multifonctions infrarouge medisana TM 750**
Système d'affichage : Affichage numérique (LCD)
Alimentation électrique : 3 V $\pm$, 2 piles 1,5 V (type LR03, AAA)
Plage de mesure : Mode de mesure de la température corporelle : 34 °C - 43 °C (93,2 °F - 109,4 °F)
Mode de mesure de la température de surface : 0 °C - 100 °C (32 °F - 212 °F)
[ans les conditions d'utilisation] Mode de mesure de température corporelle : Dans la plage de mesure de 35 °C - 42 °C (95 °F - 107,6 °F) : $\pm$ 0,2 °C (0,4 °F) ; mesure de l'objet : $\pm$ 2 °C (4 °F) ou $\pm$ 5 %

Résolution de l'affichage : 0,1 °C (0,1 °F)
Capacité de stockage : jusqu'à 30 mesures
Conditions de fonctionnement : 15 °C - 35 °C (59 °F - 95 °F), humidité relative jusqu'à 95 % (sans condensation)
Conditions de stockage et de transport : -25 °C - +55 °C (-13 °F - +131 °F), humidité relative jusqu'à 95 % (sans condensation)
Dimensions : env. 134,3 x 42,4 x 47,6 mm
Poids : env. 65 g sans piles
N° d'article : 76140
Code EAN : 40 15588 76140 9

Le marquage CE de l'appareil fait référence à la directive européenne 93/42/CEE. L'appareil est conforme aux exigences de la norme ISO 86601-2-56. L'appareil est conçu pour un usage domestique. Pour un usage professionnel, un contrôle métrolo-gique doit être effectué une fois par an. Le contrôle est payant et peut être effectué par une instance compétente ou par des services de maintenance agréés, conformément à « l'ordonnance relative aux utilisateurs de dispositifs médicaux ».

Compatibilité électromagnétique : L'appareil est conforme aux exigences de la norme EN 60601-1/-1-2 relative à la compati-bilité électromagnétique. Les détails concernant ces données de mesure figurent dans la notice complémentaire.

Par souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques et de conception.





Vous pouvez consulter la version actuelle de ce mode d'emploi à l'adresse suivante : www.medisana.com


Conditions de garantie et de réparation

En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé ou directement au service après-vente. Si vous devez retourner l'appare

Función adicional: además de para medir la temperatura corporal, el termómetro multifunción de infrarrojos puede utilizarse también para medir la temperatura de un objeto (p. ej., temperatura ambiente, líquidos, superficies). Esta función permite medir en un rango de 0° a 100°Celsius (32°F - 212°F).

Utilización y puesta en servicio

Colocación/extracción de las pilas: para un funcionamiento correcto, es necesario colocar las 2 pilas 1,5V (LR03, AAA) incluídas en el volumen de suministro. Si después de cierto tiempo en funcionamiento aparece el símbolo de batería baja  7, deberán cambiarse las pilas cuanto antes. Si el símbolo de batería baja  7 aparece junto con «Lo» o si ya no aparece nada en el indicador LCD  6, deberán cambiarse las pilas de inmediato. Extracción: retire la tapa del compartimento de las pilas  8 y extraiga las pilas.

Colocación: introduzca dos pilas nuevas de 1,5 V (tipo LR03, AAA). Preste atención a la orientación de las pilas (v. figura en el compartimento para las pilas  8). Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.









INDICACIONES DE SEGURIDAD PARA LAS PILAS

- ¡No abra las pilas!
- ¡En caso necesario, limpie los contactos de las pilas y del aparato antes de introducirlos!
- ¡Retire las pilas gastadas del aparato de inmediato!
- ¡Alto riesgo de pérdida de líquido! ¡Evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas! ¡Si entra en contacto con el ácido de las pilas, lave inmediatamente la zona afectada con mucha agua fresca y acuda de inmediato al médico!
- ¡Si se ha ingerido una pila, debe acudir inmediatamente al médico!
- ¡Sustituya siempre todas las pilas al mismo tiempo!
- ¡Utilice siempre pilas del mismo tipo, no combine pilas de tipo diferente ni pilas nuevas con pilas usadas!
- ¡Ponga las pilas en el sentido correcto, compruebe la polaridad!
- ¡Mantenga el compartimento de las pilas bien cerrado!
- Si no va a usar el aparato durante bastante tiempo, saque las pilas!
- ¡Mantenga las pilas lejos de los niños!
- ¡No recargue las pilas! ¡Peligro de explosión!
- ¡No cortocircuite! ¡Peligro de explosión!
- ¡No lanzar al fuego! ¡Peligro de explosión!
- ¡Guarde las pilas que no está utilizando en el embalaje y lejos de objetos metálicos a fin de evitar un cortocircuito!
- ¡No deseeche las pilas ni las baterías gastadas en la basura doméstica, sino en contenedores de basura especiales o en una estación de recogida de pilas en comercios especializados!

Antes de utilizar

Adaptación del aparato a la temperatura ambiente: para poder realizar una medición precisa de la temperatura corporal, antes el cuerpo debe adaptarse a la temperatura de la estancia en la que se va a efectuar la medición. Debe procederse de igual manera con el termómetro multifunción de infrarrojos **TM 750**. Si se produce un cambio de emplazamiento, el termómetro se adapta automáticamente al nuevo entorno. Para adaptar su temperatura a la temperatura de la estancia, el termómetro necesita un período determinado. Este período depende de la diferencia entre ambas temperaturas y puede durar hasta 30 minutos. Solo cuando ha concluido el proceso de adaptación de la temperatura pueden obtenerse resultados de medición precisos.


Ajuste de unidad de medida, hora y fecha:










Cuando utilice el termómetro por primera vez o después de cambiar las pilas, primero deberá ajustar la unidad de medida, la hora y la fecha. Si luego quiere volver a acceder al modo de ajuste, encienda el aparato y mantenga pulsada la tecla SET  7 durante aprox. 5 segundos. Después de realizar la autocombprobación (todos los elementos indicadores aparecen brevemente en el indicador LCD  8) sonarán dos pitidos cortos y a continuación, podrá ajustar la unidad de medida (°C o °F) con la tecla SET  7. Pulse la tecla de memoria  9 para confirmar el ajuste. A continuación, proceda del mismo modo (tecla SET  7 para cambiar valores y tecla de memoria  9 para confirmar valores) para ajustar el año, el mes, el día, la hora y los minutos. Después de pulsar la tecla de memoria  9 aparece brevemente «OFF» en el indicador LCD  6 antes de que el aparato se desconecte.

Instrucciones para medir la temperatura










- Para garantizar unos valores de medición precisos, el sensor  2 del termómetro debe encontrarse siempre limpio e intacto.
- La acumulación de cera afecta a la precisión de la medición. Si es necesario, limpie el oído y el extremo del sensor antes de medir para evitar posibles errores de medición.
- Antes de medir la temperatura en la frente, asegúrese de que tanto la frente como la zona de las sienes están libres de sudor, productos cosméticos y otras impurezas ya que, de lo contrario, se pueden obtener valores de medición incorrectos.
- No mida la temperatura justo después de comer, practicar deporte o bañarse. Espere media hora.
- Si va a realizar varias mediciones consecutivas, espere a que transcurran intervalos de al menos 1 minuto entre ellas.
- Si tiene que controlar varias veces la temperatura durante un breve espacio de tiempo, es posible que los resultados de la medición varíen ligeramente.
- La temperatura del cuerpo humano oscila en un margen natural. No existe una temperatura corporal estándar.
- Mida y anote su temperatura corporal en los días normales. De este modo podrá detectar con mayor facilidad la posible fiebre.
- Para obtener una medición precisa en el oído, es muy importante que el sensor esté orientado al tímpano y penetre lo suficiente en el conducto auditivo.
- Hay personas que obtienen resultados diferentes en el oído izquierdo y el derecho. Para registrar los cambios de temperatura, midala siempre en el mismo oído.
- La posición para dormir puede influir en los resultados de medición. Si una persona ha dormido durante algún tiempo sobre un oído, la temperatura en dicho oído será superior a la habitual. En este caso, mida en el otro oído o espere un par de minutos antes de medir.

Medición de la temperatura en la frente

 **NOTA:** la temperatura solo debe medirse en la frente a modo de control, ya que la temperatura de la piel en la frente puede verse afectada por factores externos y, por lo tanto, falsear el resultado.

- Encienda el termómetro pulsando brevemente la tecla de medición en la frente  4. Una vez ha concluido la autocombprobación, suenan dos breves pitidos. Ahora tiene la opción de desactivar temporalmente la emisión de sonido del aparato hasta su desconexión. Para ello, pulse brevemente la tecla SET  7. el símbolo  8 desaparece.
- Para poder medir la temperatura corporal en la frente, debe estar insertada la cubierta del sensor  1.
- Coloque el aparato con el sensor (y la cubierta del sensor insertada) en una sien y pulse la tecla de medición en la frente  4. El indicador muestra el símbolo de modo de medición en la frente  4. Mientras mantiene la tecla pulsada, pase el termómetro lentamente sobre el centro de la frente hasta la sien contraria. Suelte la tecla cuando llegue a esta posición.
- Una vez se haya completado con éxito la medición de temperatura, oírà una señal acústica y el indicador  6 mostrarà la temperatura corporal.
- Si la temperatura es de 38,0°C (100,4°F) o superior, el LED indicador  5 se ilumina en rojo (= fiebre). De lo contrario, el LED indicador  5 se ilumina en verde.
- El resultado se guarda automáticamente. Después de unos segundos sin accionar ningún botón, el aparato se desconecta automáticamente.






Medición de la temperatura en el oído

- Para comprobar la temperatura en el oído, retire la cubierta del sensor  1.
- Encienda el termómetro pulsando brevemente la tecla de medición en el oído  4. Una vez ha concluido la autocombprobación, suenan dos breves pitidos. Ahora tiene la opción de desactivar temporalmente la emisión de sonido del aparato hasta su desconexión. Para ello, pulse brevemente la tecla SET  7. el símbolo  8 desaparece.
- Tire ligeramente de la oreja para enderezar el conducto auditivo. Introduzca cuidadosamente el sensor en el conducto auditivo. Para introducir el termómetro en el conducto auditivo de niños de menos de 1 año, es recomendable que esta esté ligeramente girada y la cabeza ligeramente girada (de forma que el oído quede hacia arriba). Pulse la tecla de medición en el oído  4 y manténgala pulsada durante aprox. 1 segundo. El indicador muestra el símbolo de modo de medición en el oído  4.
- Suelte la tecla. Una vez se haya completado con éxito la medición de temperatura, oírà una señal acústica y el indicador  6 mostrarà la temperatura corporal.
- Si la temperatura es de 38,0°C (100,4°F) o superior, el LED indicador  5 se ilumina en rojo (= fiebre). De lo contrario, el LED indicador  5 se ilumina en verde.
- El resultado se guarda automáticamente. Después de unos segundos sin accionar ninguna tecla, el aparato se desconecta automáticamente.

Medición de la temperatura de un objeto

- Encienda el termómetro pulsando brevemente la tecla de medición en la frente  4 o la tecla de medición en el oído  4. Una vez ha concluido la autocombprobación, suenan dos breves pitidos. Ahora tiene la opción de desactivar temporalmente la emisión de sonido del aparato hasta su desconexión. Para ello, pulse brevemente la tecla SET  7. el símbolo  8 desaparece.
- Mantenga pulsadas la tecla SET  7 y la tecla de memoria  9 simultáneamente durante al menos 3 segundos. El indicador  6 muestra el símbolo de modo de medición de la temperatura de superficie  10.
- Para poder empezar la medición, dirija el sensor  2 al centro del objeto o del líquido, manteniendo una distancia aprox. de 3 cm, y pulse la tecla de medición en la frente  4 o la tecla de medición en el oído  4. Si el objeto está cubierto de agua, polvo o suciedad, límpielo antes para optimizar la precisión del resultado.
- Suelte la tecla. Una vez se haya completado con éxito la medición de temperatura, oírà una señal acústica y el indicador  6 mostrarà la temperatura obtenida.
- Si el resultado se guarda automáticamente. Vuelva a pulsar la tecla SET  7 y la tecla de memoria  9 simultáneamente durante al menos 3 segundos para volver al modo de medición de temperatura corporal. Después de unos segundos sin accionar ninguna tecla, el aparato se desconecta automáticamente.

Acceso a los datos de medición

El aparato puede memorizar hasta 30 resultados de medición. Para acceder a los datos de medición guardados, pulse brevemente la tecla de memoria  9. El indicador  6 muestra primero el número de posición de memoria 1 (el último valor guardado) con el valor de medición guardado en esta posición de memoria y el símbolo del correspondiente modo de medición (medición en el oído, medición en la frente o medición de la temperatura de superficie). Si vuelve a pulsar la tecla de memoria  9, podrá acceder al resultado de medición guardado en la posición de memoria «2». Hay un total de 30 espacios de memoria disponibles, que aparecerán uno tras otro en el indicador  6 pulsando repetidamente la tecla de memoria  9. Si todavía no se han ocupado todos los espacios de memoria, los espacios sin ocupar muestran la indicación «-».

 **NOTA:** si todos los espacios de memoria estuvieran ocupados, el nuevo resultado de medición se guardará borrando automáticamente el resultado más antiguo (espacio de memoria 30).


Mensajes de error

Indicación «Hi»: la temperatura medida es demasiado alta. La pantalla muestra la indicación Hi cuando la temperatura supera los 42°C / 107,6°F (modo de medición temperatura corporal) o los 100°C / 212°F (modo de medición temperatura de superficie).

Indicación «Lo»: la temperatura medida es demasiado baja. La pantalla muestra la indicación Lo cuando la temperatura es inferior a 35°C / 95°F (modo de medición temperatura corporal) o 0°C / 32°F (modo de medición temperatura de superficie).

Indicación «Err»: la temperatura ambiente no se encuentra dentro del margen de tolerancia de 15°C - 35°C (59°F - 95°F).

Limpieza y cuidados

- El sensor  2 es la pieza más delicada del aparato. Protéjalo de la suciedad y los daños. Limpie el sensor y la cubierta del sensor con regularidad, así como antes y después de cada uso, utilizando para ello un bastoncillo de algodón impregnado con agua caliente o con alcohol isopropílico al 70 %.
- No sumerja el termómetro en agua o en otro líquido. **No es resistente al agua.**
- Para limpiar el termómetro, utilice un paño suave ligeramente humedecido con una solución jabonosa suave o con alcohol isopropílico al 70 %. ¡No debe entrar agua en el aparato! No utilice el aparato hasta que se haya secado del todo.
- No utilice agentes limpiadores corrosivos, disolventes, gasolina ni cepillos duros.
- Procure que la lente del sensor, la pantalla y la carcasa no sufran arañazos.
- No guarde ni utilice el aparato en un entorno con una temperatura y una humedad relativa demasiado altas o demasiado bajas (véanse las condiciones de funcionamiento en el apartado «Datos técnicos»), bajo la luz solar, en contacto con la corriente eléctrica o en un entorno con polvo. Retire las pilas del aparato si no quiere utilizarlo durante un período prolongado. De lo contrario, existe el riesgo de que las pilas pierdan líquido.
- Si se utiliza el termómetro como se indica en el presente manual de instrucciones, no hace falta someterlo periódicamente a mantenimiento o calibración.

Indicaciones para la eliminación

 Este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar los aparatos eléctricos o electrónicos, sin importar si contienen sustancias tóxicas o no, en un punto de recogida de su municipio o del comercio para que puedan ser eliminados de forma no contaminante. Extraiga las pilas antes de eliminar el aparato. No deseché las pilas gastadas en la basura doméstica, sino en contenedores de basura especiales o en una estación de recogida de pilas en comercios especializados. Para más información sobre la eliminación, pregunte a las autoridades municipales o a su vendedor.

Datos técnicos	Termómetro multifunción de infrarrojos TM 750 de medisana
Nombre y modelo:	Indicador digital
Sistema de visualización:	3 V $\Rightarrow$, 2 pilas 1,5 V (tipo LR03, AAA)
Alimentación:	Modo de medición de temperatura corporal: 34°C - 43°C (93,2°F - 109,4°F)
Rango de medición:	Modo de medición de temperatura de superficie: 0°C - 100°C (32°F - 212°F)
	[en condiciones de funcionamiento] Modo de medición de temperatura corporal: en el rango de medición de 35°C - 42°C (95°F - 107,6°F): $\pm$ 0,2°C (0,4°F); medición de objetos: $\pm$ 2°C (4°F) $\pm$ 0,5%
	0,1°C (0,1°F)
Resolución de la visualización:	hasta 30 mediciones
Capacidad de almacenamiento:	Condiciones de funcionamiento: 15°C - 35°C (59°F - 95°F), humedad rel. hasta 95% (sin condensación)
Condiciones de funcionamiento:	Condiciones de transporte y almacenamiento:
Dimensiones:	-25°C - +55°C (-13°F - +131°F), humedad rel. hasta 95% (sin condensación)
Peso:	aprox. 134,3 x 42,4 x 47,6 mm
N.º de artículo	aprox. 65 g sin pilas
Código EAN:	76140
	40 15588 76140 9

La marca CE del aparato hace referencia a la directiva europea 93/42/CEE. El aparato cumple los requisitos de la norma ISO 80601-2-56. El aparato ha sido diseñado para un uso doméstico. Si se va a utilizar con fines comerciales, debe someterse una vez al año a un control metrológico. El control está sujeto a pago y puede ser realizado por una autoridad competente o por un servicio de mantenimiento autorizado, de conformidad con el Reglamento alemán de usuarios de productos médicos.

Compatibilidad electromagnética: el aparato cumple los requisitos de la norma EN 60601-1/-1-1-2 de compatibilidad electromagnética. Para obtener más información sobre estos datos de medición, consulte la hoja adjunta.

Debido a las mejoras continuas del producto, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.
Encontrará la versión actual del presente manual de instrucciones en www.medisana.com

Condiciones de garantía y reparación

En caso de una reclamación de garantía, póngase en contacto con su comercio especializado o directamente con el centro de servicio. Si tuviese que enviar el aparato, indique cuál es el defecto y adjunte una copia del comprobante de compra. Las condiciones de garantía aplicables son las siguientes:

- Los productos **medisana** tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, deberá demostrar la fecha de compra presentando el comprobante de compra o la factura.
- Los defectos debidos a errores de material o de producción se subsanan gratuitamente dentro del plazo de garantía.
- Peribir una prestación de garantía no prorrogua el plazo de garantía del aparato ni de las piezas reemplazadas.
- La garantía no incluye:
 - a. Daños debidos a una manipulación inadecuada, p. ej., debido, a la inobservancia de las instrucciones de uso.
 - b. Daños derivados de la reparación o la intervención del comprador o de terceros no autorizados.
 - c. Daños de transporte sufridos durante el recorrido desde el fabricante hasta el usuario o durante el envío al centro de servicio.
 - d. Los recambios sometidos a un desgaste normal.
- También se excluye cualquier responsabilidad por daños secundarios directos o indirectos ocasionados por el aparato, aunque el daño en el aparato se considere cubierto por la garantía.

	medisana GmbH Jagenbergstr. 19 41468 NEUSS, ALEMANIA
---	---

Encontrará la dirección del centro de servicio en la hoja informativa adjunta.

IT Termometro a infrarossi multifunzione

Istruzioni per l'uso - *Si prega di leggere attentamente!*

Indicazioni per la sicurezza

INDICAZIONI IMPORTANTI! CONSERVARE ASSOLUTAMENTE!

Prima di utilizzare il dispositivo leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza, e conservarle per eventuali impieghi futuri. Se il dispositivo viene dato a terzi, consegnare sempre anche le presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

- Il termometro a infrarossi multifunzione **medisana TM 750** serve a rilevare la temperatura corporea delle persone. La temperatura viene misurata mediante contatto fisico nell'orecchio o sulla fronte. Inoltre con il termometro è possibile anche misurare la temperatura di oggetti (senza contatto) nella gamma 0°C - 100°C (32°F - 212°F).

Controindicazioni

- L'apparecchio non è adatto per misurare la temperatura a bambini di età inferiore a 6 mesi.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto e secondo le istruzioni per l'uso. In caso di modifica della destinazione d'uso il diritto alla garanzia decade.
- Il dispositivo non è destinato all'uso commerciale.
- L'utilizzo di questo apparecchio non sostituisce la consultazione del medico.
- La persona e il termometro devono restare per almeno 30 minuti nello stesso ambiente prima di poter effettuare la misurazione.
- Questo dispositivo non è destinato all'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte o senza l'esperienza e/o la competenza necessarie, a meno che queste non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o non abbiano ricevuto dalla stessa le istruzioni sull'utilizzo del dispositivo.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- La temperatura nella zona della fronte e delle tempie è diversa dalla temperatura corporea rilevata per es. con misurazione nella zona orale o rettale. Una malattia con febbre allo stadio iniziale può causare un effetto di vasocostrizione, che raffredda l'epidermide. In questo caso la temperatura misurata con il termometro può essere eccezionalmente bassa. Pertanto se l'esito della misurazione non coincide con le sensazioni del paziente o risulta insolitamente basso, ripetere la misurazione ogni 15 minuti. Per controllo è possibile anche misurare la temperatura corporea con un termometro tradizionale, adatto per la misurazione nella zona orale o rettale.
- Si raccomanda una misurazione di controllo con un termometro clinico convenzionale nei seguenti casi:
 1. Quando il risultato della misurazione è eccessivamente basso,
 2. Nei bambini di età inferiore a 3 anni con un sistema immunitario a rischio o che reagiscono in modo preoccupante in caso di febbre o in assenza di febbre,
 3. Quando l'utilizzatore applica il dispositivo per la prima volta o non ha ancora familiarità con il corretto utilizzo.
- Ripetere la misurazione della temperatura corporea con questo apparecchio almeno 3 volte. In caso di valori di misurazione differenti considerare il valore più alto come l'effettiva temperatura corporea.

- In linea di principio i valori rilevati con questo apparecchio sono solo valori di riferimento. Non costituiscono in alcun caso il fondamento di un trattamento clinico. Prima consultare sempre il proprio medico.
- La superficie cutanea dei neonati reagisce molto in fretta alla temperatura ambiente. Pertanto non eseguire misurazioni con il termometro durante o dopo l'allattamento, in quanto la temperatura cutanea può essere più bassa della temperatura corporea.
- In caso di anomalie o di guasti non riparare direttamente il dispositivo, poiché in questo modo decade ogni diritto di garanzia. Consultare il proprio rivenditore e fare eseguire i lavori di riparazione solo dai centri di assistenza autorizzati.
- Non modificare né aprire l'apparecchio. Esso contiene piccoli componenti che i bambini potrebbero ingerire.
- Non utilizzare un apparecchio danneggiato.
- Non utilizzare il termometro in ambiente umido. Non introdurre il termometro nell'acqua né in altri liquidi. **Non è impermeabile.**
- Per la pulizia rispettare le indicazioni di cui al paragrafo *Pulizia e cura*.
- Non agitare né sbattere il termometro. Non farlo cadere.
- Proteggere il dispositivo da esposizione diretta alla luce solare, da temperature estremamente alte o basse, da impurità e dalla polvere.
- Evitare di toccare il sensore con le dita.
- Rimuovere le batterie se si intende non utilizzare il dispositivo per molto tempo.
- Le misurazioni nell'orecchio vanno eseguite sempre nello stesso orecchio.
- Non eseguire misurazioni in punti del corpo lesionati o sporchi.
- La misurazione non deve essere effettuata in un orecchio infiammato (per es. con pus o secreto), dopo una lesione dell'orecchio o nel periodo di guarigione dopo un intervento chirurgico. In tutti questi casi consultare il proprio medico.
- Secondo le circostanze, l'utilizzo del termometro su persone diverse può causare la trasmissione di malattie infettive. Rivolgersi al proprio medico.
- Il termometro può essere utilizzato solo senza la copertura di protezione.

Fornitura e imballaggio

Controllare innanzitutto se l'apparecchio è completo e se presenta eventuali danneggiamenti. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore o al centro assistenza. La fornitura comprende:

- 1 Termometro a infrarossi multifunzione **medisana TM 750**
- 1 custodia
- 2 batterie a 1,5 V (tipo LR03, AAA)
- 1 Istruzioni per l'uso

Gli imballaggi sono riutilizzabili o possono essere riciclati nel circuito delle materie prime. Si prega di smaltire il materiale di imballaggio non più necessario secondo le disposizioni vigenti. Se all'apertura dell'imballo si riscontrano danni dovuti al trasporto, mettersi in contatto tempestivamente con il proprio rivenditore.






 **AVVERTENZA - Fare attenzione affinché i bambini non entrino in possesso della pellicola di imballaggio.**
Pericolo di soffocamento!

Misurazione della temperatura - in modo rapido e preciso!

Mediante il termometro a infrarossi multifunzione **medisana TM 750** è possibile misurare con precisione la temperatura corporea. La misurazione si effettua nella zona tra la fronte e la tempie oppure a scelta nell'orecchio. Entro pochi secondi il display mostra il risultato della misurazione.

Funzione aggiuntiva: Oltre a misurare la temperatura corporea, il termometro a infrarossi multifunzione può essere utilizzato anche per misurare la temperatura di oggetti (per es. la temperatura ambiente, di liquidi, di superfici). Con questa funzione è possibile la misurazione nella gamma da 0° a 100°Celsius (32°F - 212°F).

Applicazione - Messa in esercizio

Inserimento / rimozione delle batterie: Per il corretto funzionamento è necessario inserire le 2 batterie da 1,5V (LR03, AAA) fornite in dotazione. Se dopo una certa durata di utilizzo compare il simbolo  7 di sostituzione delle batterie, le batterie vanno sostituite al più presto possibile. Se il simbolo  7 di sostituzione delle batterie compare insieme con «Lo» o il display LCD  6 è completamente vuoto, le batterie devono essere sostituite immediatamente. Rimozione: Togliere il coperchio del vano batterie  8 e rimuovere le batterie. Inserimento: Inserire due batterie da 1,5 V (tipo LR03, AAA) nuove. Prestare attenzione al verso di posizionamento delle batterie (illustrazione nel vano batterie  8). Rimettere il coperchio del vano batterie

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA BATTERIA

- Non smontare le batterie!
- Se necessario, pulire i contatti delle batterie e dell'apparecchio prima di inserire le batterie!
- Rimuovere immediatamente dall'apparecchio le batterie esaurite!
- Elevato rischio di fuoriuscita di liquidi, evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con le mucose! In caso di contatto con gli acidi delle batterie, sciocquare immediatamente le aree interessate con abbondante acqua pulita e consultare subito un medico!
- In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico!
- Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente!
- Utilizzare solo batterie dello stesso tipo, non utilizzare tipi diversi o batterie usate e nuove insieme!
- Inserire correttamente le batterie, prestare attenzione alla polarità!
- I vano batteria deve essere ben chiuso!
- In caso di prolungato inutilizzo, rimuovere le batterie dall'apparecchio!
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini!
- Non ricaricare le batterie! Non cortocircuite! Non gettare nel fuoco! Sussiste il pericolo di esplosione!
- Conservare le batterie inutilizzate nella confezione originale e lontano da oggetti metallici, in modo da evitare cortocircuiti!
- Non smaltire batterie usate e accumulatori usati con i rifiuti domestici, bensì tra i rifiuti speciali o presso i punti di raccolta delle batterie nei punti vendita specializzati!

Prima dell'uso

Adattamento del dispositivo alla temperatura ambiente: Per poter effettuare una misurazione accurata della temperatura corporea, il corpo deve prima adattarsi alla temperatura ambiente in cui deve essere effettuata la misurazione. Questo vale anche per il termometro a infrarossi multifunzione **TM 750**. Se la posizione viene modificata, si adatta automaticamente al nuovo ambiente. Il dispositivo richiede un certo tempo per adattare la temperatura del termometro alla temperatura ambiente. Ciò dipende dalla differenza tra le due temperature e può richiedere fino a 30 minuti. Risultati di misurazione precisi possono essere ottenuti solo quando questo processo di compensazione della temperatura è completo.

Impostazione dell'unità di misura, dell'ora e della data:


Al momento di mettere in funzione per la prima volta il termometro o dopo aver sostituito le batterie, impostare anzitutto l'unità di misura, l'ora e la data. Per accedere successivamente a questa modalità di impostazione, ad apparecchio acceso, premere e tenere premuto il tasto SET  7 per ca. 5 secondi. Dopo l'auto-test (tutti gli elementi dei messaggi compaiono brevemente sul display LCD  8) l'apparecchio emette due brevi segnali acustici, successivamente si può procedere mediante il tasto SET  7 all'impostazione dell'unità di misura (°C o °F). Premere il tasto di memoria  9 per confermare l'impostazione. Procedere analogamente (tasto SET  7 per modificare i valori e premere il tasto memoria  9 a conferma dei valori) per impostare anno, mese, giorno, ora e minuto. Dopo aver premuto il tasto di memoria  9 compare brevemente la scritta «OFF» sul display LCD  6 prima che l'apparecchio si spenga.

Indicazioni per la misurazione della temperatura

- Il sensore  2 del termometro deve sempre essere pulito e intatto per garantire misurazioni precise.
- Il cerume influeniza la precisione della misurazione. Se necessario, per evitare misurazioni errate, pulire l'orecchio e la punta del sensore del termometro prima della misurazione.
- Prima della misurazione sulla fronte accertarsi che la zona della fronte e delle tempie sia priva di sudore, cosmetici o sporco, in quanto potrebbero risultare misurazioni errate.
- Non misurare la temperatura subito dopo aver mangiato, dopo aver praticato sport o dopo il bagno. Attendere mezz'ora.
- Effettuare misurazioni successive solo a distanza di almeno 1 minuto. Qualora sia necessario rilevare la temperatura più spesso entro un tempo breve i risultati potrebbero oscillare lievemente.
- La temperatura del corpo oscilla entro un margine naturale. Non esiste la temperatura corporea standard.
- Misurare e annotare la temperatura corporea in giornate assolutamente normali. In questo modo è possibile individuare meglio un eventuale rialzo termico.
- Per una misurazione precisa nell'orecchio è molto importante che il sensore sia orientato verso la membrana timpanica e sufficientemente introdotto nel condotto auditivo.
- Alcune persone presentano valori differenti all'orecchio destro e a quello sinistro. Per rilevare variazioni di temperatura effettuare la misurazione sempre nello stesso orecchio.
- La posizione nel sonno può influenzare il risultato della misurazione. Se una persona ha dormito per un certo tempo su un orecchio la temperatura in quell'orecchio è più alta del normale. In questo caso effettuare la misurazione nell'altro orecchio oppure attendere qualche minuto.

medisana®

TM 750



PT Aparelho e elementos de comando

1 Cobertura do sensor 2 Sensor 3 Botão para medição da testa 4 Botão para medição no ouvido 5 Indicador LED 6 Visor LCD iluminado 7 Botão SET 8 Compartimento da bateria (na parte de trás) 9 Botão de memória 10 Sinalizador 11 Data 12 Hora 13 Símbolo para «Medição em curso» 14 Unidade de medida (°C ou °F) 15 Indicador do valor medido 16 Símbolo para som ligado 17 Símbolo de troca de pilha 18 Indicador de memória 19 Modo de medição da temperatura superficial 20 Modo de medição no ouvido 21 Modo de medição da testa

GR Συσκευή και στοιχεία χειρισμού

1 Καπάκι αισθητήρα 2 Αισθητήρας 3 Πλήκτρο θερμομέτρησης μετώπου 4 Πλήκτρο θερμομέτρησης αυτιού 5 Δείκτης - LED 6 Φωτεινή ένδειξη LCD 7 Πλήκτρο SET 8 Θήκη μπαταριών (στην πίσω πλευρά) 9 Πλήκτρο μνήμης 10 Σηματοδότης 11 Ημερομηνία 12 Ωρα 13 Σύμβολο «Εκτελείται μέτρηση» 14 Μονάδα μέτρησης (°C ή °F) 15 Ένδειξη τιμής μέτρησης 16 Σύμβολο ενεργοποίηση ήχου 17 Σύμβολο αντικατάστασης μπαταριών 18 Ένδειξη μνήμης 19 Λειτουργία θερμομέτρησης επιφανειών 20 Λειτουργία θερμομέτρησης αυτιού 21 Λειτουργία θερμομέτρησης μετώπου

FI Laite ja käyttöelementit

1 Anturin suojus 2 Anturi 3 Otsamittauksen painike 4 Korvamittauksen painike 5 Indikaattori-LED 6 Valaistu LCD-näyttö 7 SET-painike 8 Paristokotelo (kääntöpuolella) 9 Muistipainike 10 Merkkiääni 11 Päivämäärä 12 Kellonaika 13 Merkki «Mittaus käynnissä» 14 Mittayksikkö (°C tai °F) 15 Mittaus tuloksen näyttö 16 Merkki äänen ollessa päällä 17 Merkki paristojen vaihdolle 18 Muistinäyttö 19 Pintalämpötilan mittauksilla 20 Korvamittauksen mittauksilla 21 Otsamittauksen mittauksilla

Explicação dos símbolos / Επεξήγηση συμβόλων / Merkkien selitys:

Este manual de instruções pertence a este artigo. Ele contém informações importantes sobre a estrutura e o manuseamento do aparelho. Leia as instruções de utilização na íntegra. A inobservância das instruções pode causar ferimentos graves ou danos ao artigo.

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ανήκει στο συγκεκριμένο προϊόν. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διάβρωση και τον χειρισμό. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Η μη τήρηση των προκειμένων οδηγιών μπορεί να έχει ως επακόλουθο την τηρήρηση σοβαρών σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών στο προϊόν.

Tämä käyttöohje kuuluu tähän laitteeseen. Se sisältää tärkeitä tietoja laitteen rakenteesta ja käsittelystä. Lue koko käyttöohje. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai laitevaurioihin.

AVISO / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / VAROITUS

Estes avisos têm de ser respeitados para evitar possíveis ferimentos do utilizador. Autés os proeidiopoiitikes upodeiseis préteji va tpeovúvati, ppos apouyñi píthavñs próklpñshs zñmíds stñ suokeuñ. Naita huomautuksia tulee noudattaa, jotta vältetään käyttäjän mahdollinen loukkaantuminen.

ATENÇÃO / ΠΡΟΣΟΧΗ / HUOMIO

Estas indicações têm de ser seguidas para evitar possíveis danos no aparelho. Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή. Näitä huomautuksia tulee noudattaa, jotta vältetään laitteen mahdolliset vauriot.

NOTA / ΟΔΗΓΙΑ / OHJE

Estas notas fornecem informações úteis adicionais sobre a instalação ou o funcionamento. Οι παρούσες υποδείξεις περιλαμβάνουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία. Nämä ohjeet antavat hyödyllistä lisätietoa asennuksesta tai käytöstä.

Classificação do aparelho: Tipo BF / Ταξινόμηση συσκευής: Τύπος BF / Laiteiluokitus: Tyyppi BF

Intervalo de temperatura / Εύρος θερμοκρασίας / Lämpötila-alue

Proteger de humidade / Na προστατεύεται από την υγρασία / Suojaa kosteudelta

Indicação do tipo de proteção contra objetos sólidos e água Πληροφορία για τον τύπο προστασίας από στερεά αντικείμενα και νερό Tieto suojausluokasta kiinteitä esineitä ja vettä vastaan

Número de lote / Αριθμός παρτίδας / ERÄ-numero

Fabricante / Κατασκευστής / Valmistaja

Data de fabrico / Ημερομηνία παραγωγής / Valmistuspäivä

CE0297

Termómetro de infravermelhos multifunções

Manual de instruções - *Ler atentamente!*

Indicações de segurança

INDICAÇÕES IMPORTANTES! DEVE SER GUARDADO!

Antes de começar a utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, sobretudo as indicações de segurança, antes de utilizar o artigo e conserve o manual de instruções para uso posterior. Ao entregar o aparelho a terceiros, certifique-se que entrega também o presente manual de instruções.

Utilização correta

• O **termómetro de infravermelhos multifunções TM 750** medisana é usado para determinar a temperatura corporal em humanos. A temperatura é medida com o contacto corporal no ouvido ou na testa. Além disso, o termómetro também pode ser usado para medir temperaturas de objetos (sem contacto) na faixa de 0 °C - 100 °C (32 °F - 212 °F).

Contra-indicação

• O aparelho não é adequado para medir a temperatura de bebés menores de 6 meses.

• Utilize o aparelho apenas segundo o uso correto previsto no manual de instruções. A garantia anula-se em caso de uso indevido.
• O aparelho não se destina ao uso comercial.
• A utilização deste termómetro não substitui a consulta com um médico.
• Antes de fazer uma medição, as pessoas e o termómetro devem estar em um ambiente constante por pelo menos 30 minutos.
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, falta de experiência e/ou conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou tenham recebido instruções sobre como usar o aparelho.
• As crianças deviam ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
• A temperatura da área da testa e da têmpora é diferente da temperatura corporal central, que é medida por via oral ou retal, por exemplo. Uma doença febril pode produzir um efeito vasoconstritor (vasoconstrição) numa fase precoce, o que arrefece a pele. Neste caso, a temperatura medida com o termómetro pode ser excepcionalmente baixa. Se, por conseguinte, um resultado de medição não corresponder à sensação do paciente ou for anormalmente baixo, repita a medição a cada 15 minutos. Também pode verificar a temperatura corporal central com um termómetro convencional adequado para medição oral ou retal.
• Uma medição de controle com um termómetro convencional é recomendada nos seguintes casos:
1. Se o resultado da medição for surpreendentemente baixo,
2. Em crianças com menos de três anos de idade que tenham o sistema imunitário comprometido ou quando a ocorrência ou não ocorrência de febre é uma preocupação,
3. Ao utilizar o aparelho pela primeira vez ou ainda está familiarizado com o seu uso correto.
• Repita uma medição de temperatura corporal com este aparelho pelo menos 3 vezes. Se os resultados da medição forem diferentes, tome o resultado mais alto medido como a temperatura corporal atual.
• Os valores medidos com este aparelho são basicamente usados apenas como valores de referência. Sob nenhuma circunstância representam a base para um tratamento médico. Contacte sempre o seu médico primeiro.
• A superfície da pele dos bebés reage muito rapidamente à temperatura ambiente. Portanto, não faça medições com o termómetro durante ou após a amamentação, pois, neste caso, a temperatura da pele pode ser inferior à temperatura central do corpo.

• Em caso de avaria ou danos, não conserte o aparelho, uma vez que isto implicaria uma perda de todos os direitos de garantia. Consulte seu revendedor e deixe que trabalhos de conserto do aparelho sejam feitos apenas por centros de assistência autorizados.
• Não modifique e/ou abra o aparelho. O aparelho contém peças pequenas que podem ser engolidas por crianças.
• Um aparelho danificado não deve ser utilizado.
• Não utilize o termómetro em ambientes húmidos. Não coloque o termómetro em água ou qualquer outro líquido. **O termómetro não é à prova de água.**
• Para a limpeza, siga as instruções em *Limpeza e Cuidados*.
• Não agite ou bata no termómetro. Não o deixe cair.
• Proteja o aparelho da luz solar direta, temperaturas extremamente altas ou baixas, sujidades e poeira.
• Evite o contacto direto dos dedos com o sensor.
• Se não pretende utilizar o aparelho por um longo período, remova a pilha.
• As medições no ouvido devem ser sempre realizadas no mesmo ouvido.
• A medição não deve ser feita em partes do corpo feridas ou sujas.
• A medição não deve ser feita num ouvido imediatamente (por exemplo, com pus ou secreção), após uma lesão auditiva ou durante o período de cicatrização após uma operação. Contacte o seu médico em todos estes casos.
• A utilização do termómetro com diferentes pessoas pode, em determinadas circunstâncias, levar à transmissão de doenças infecciosas. Consulte o seu médico.
• O termómetro só pode ser utilizado sem tampa protetora.

Escopo de fornecimento e embalagem

Verifique, em primeiro lugar, se o aparelho está completo e se não apresenta nenhum dano. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e contacte o seu distribuidor ou o seu centro de assistência. É fornecido o seguinte material:

• 1 **Termómetro de infravermelhos multifunções TM 750 medisana**
• 1 bolsa de armazenamento
• 2 pilhas de 1,5 V (tipo LR03, AAA)
• 1 manual de instruções

As embalagens são reutilizáveis ou podem ser recicladas. Elimine corretamente o material das embalagens que já não for necessário. Caso detete danos provocados pelo transporte ao retirar o aparelho da embalagem, entre imediatamente em contacto com o seu distribuidor.

AVISO - Tenha atenção, para que a embalagem não chegue às mãos das crianças. Existe perigo de asfixia!

Com o **termómetro de infravermelhos multifunções TM 750 medisana** é possível medir precisamente a temperatura corporal. A medição é feita entre a testa e a têmpora ou, opcionalmente, no ouvido. O resultado da medição é mostrado em poucos segundos.

Função adicional: Além de medir a temperatura corporal, o termómetro de infravermelhos multifuncional também pode ser usado para medir a temperatura de objetos (por exemplo, temperatura ambiente, líquidos, superfícies). Uma medição nesta função é possível no intervalo de 0 °C a 100 °C (32 °F - 212 °F).

Utilização - Colocação em funcionamento
Retirar/inserir pilhas Para uma função correta, as 2 pilhas de 1,5V (LR03, AAA) incluídas no escopo de fornecimento devem ser inseridas. Se após um certo tempo de funcionamento o símbolo de troca de pilha 17 aparecer, as pilhas devem ser substituídas o mais rápido possível. Se o símbolo de troca de pilha 17 aparecer juntamente com o «Lo» ou nada mais for exibido no visor LCD 6, as pilhas devem ser substituídas imediatamente.
Retirar: Retire a tampa do compartimento das pilhas 8 e remova as pilhas.
Inserir: Insira duas novas pilhas de 1,5 V (tipo LR03, AAA). Tenha em atenção ao sentido de colocação das pilhas (imagem no compartimento das pilhas 8). Coloque a tampa do compartimento das pilhas de volta.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA DAS PILHAS

• Não desmontar as pilhas!
• Se necessário, limpe os contactos do aparelho antes de a colocar!
• Retirar imediatamente as pilhas gastas do aparelho!
• Risco de vazamento. Evitar o contacto com a pele, os olhos e as mucosas! No caso de contacto com o ácido das pilhas, lave imediatamente as zonas afetadas com água limpa e abundante e consulte imediatamente um médico!
• No caso de ingestão de uma pilha, deve ser procurada ajuda médica imediata!
• Substitua sempre todas as pilhas ao mesmo tempo!
• Utilize apenas pilhas do mesmo tipo. Não utilize tipos diferentes ou pilhas novas e usadas em conjunto!
• Coloque as pilhas corretamente, tenha em atenção a polaridade!
• Mantenha o compartimento das pilhas bem fechado!
• Retire as pilhas do aparelho, caso não o utilizar por períodos prolongados!
• Mantenha as pilhas afastadas das crianças!
• Não recarregar as pilhas! Perigo de explosão!
• Não colocar em curto-circuito! Existe perigo de explosão!
• Não lançar para o fogo! Existe perigo de explosão!
• Guardar as pilhas que não foram usadas dentro da embalagem e afastadas de objetos metálicos, de forma a evitar um curto-circuito.
• Nunca elimine pilhas usadas juntamente com o lixo doméstico, mas sim com resíduos especiais ou num ponto de recolha de pilhas e baterias!

Antes da utilização

Adaptação do aparelho à temperatura ambiente: Para que uma medição precisa da temperatura corporal seja possível, o corpo deve primeiro adaptar-se à temperatura do ambiente em que a medição deve ser feita. Isto aplica-se também para o termómetro de infravermelhos multifunções **TM 750**. O termómetro adapta-se automaticamente ao novo ambiente quando ocorre uma mudança de local. O aparelho precisa de um certo tempo para ajustar a temperatura do próprio termómetro à temperatura ambiente. Isto depende da diferença de altitude entre as duas temperaturas e pode demorar até 30 minutos. Resultados precisos de medição só podem ser obtidos quando este processo de equalização de temperatura tiver sido concluído.

Definir a unidade de medida, hora e data:

Quando utilizar o termómetro pela primeira vez ou depois de trocar as pilhas, deve primeiro definir a unidade de medida, a hora e a data. Se quiser voltar mais tarde a este modo de operação, pressione o botão SET 7 por aproximadamente 5 segundos enquanto o aparelho estiver ligado. Após o autoteste (todos os elementos do visor aparecem brevemente no visor LCD 6), ouvem-se dois bips curtos e, em seguida, a unidade de medida pode ser ajustada (°C ou °F) com o botão SET 7. Pressione o botão de memória 9 para confirmar a definição. Proceda da mesma forma (botão SET 7 para alterar valores e botão de memória 9 para confirmar valores) para definir o ano, mês, dia, hora e minuto. Após pressionar o botão de memória 9, «OFF» aparece brevemente no visor LCD 6 antes de o aparelho se desligar.

Avisos sobre a verificação da temperatura

• Para garantir leituras precisas, o sensor 2 do termómetro deve estar sempre limpo e intacto.
• A cera dos ouvidos influencia a precisão da medição. Se necessário, limpe o ouvido e a ponta do sensor do termómetro antes da medição para evitar possíveis medições incorretas.
• Antes de efetuar uma medição na testa, certifique-se de que a área da testa e da têmpora está livre de suor, cosméticos e sujidade, caso contrário, leituras incorretas poderão ser obtidas.
• Não meça a sua temperatura diretamente após comer, treinar ou tomar banho. Espere meia hora.
• Efetue medições sucessivas apenas com intervalos de, pelo menos, 1 minuto. Se precisar de medir a sua temperatura mais frequentemente durante um curto período de tempo, os resultados podem variar ligeiramente.
• A temperatura do corpo humano varia dentro de uma faixa fisiológica natural. Não existe uma temperatura corporal padrão.
• Meça e registre a sua temperatura corporal em dias normais. Isto ajudará-lhe-á a detetar uma possível febre.
• Para uma medição precisa no ouvido, é muito importante que o sensor esteja alinhado com o tímpano e localizado a uma profundidade suficiente no canal auditivo.
• Há pessoas que têm leituras diferentes no ouvido esquerdo e direito. Para detetar alterações de temperatura, faça sempre medições no mesmo ouvido.
• A posição de sono pode influenciar os resultados das medições. Se uma pessoa dormir sobre uma orelha por um período considerável, a temperatura nessa orelha será mais elevada do que o normal. Neste caso, fazer a medição no outro ouvido ou esperar alguns minutos antes de fazer a medição.

Medição da temperatura na testa

i **AVISO - A medição da temperatura na testa deve ser feita apenas com verificação, pois a temperatura da pele na testa pode ser ligeiramente influenciada por influências externas e, assim, o resultado da medição pode ser adulterado.**

1. Ligue o termómetro premindo brevemente o botão para medição da testa 3. Dois bipes curtos são emitidos após a conclusão bem-sucedida do autoteste. Tem agora a opção de desativar temporariamente a saída de som do aparelho até que este seja desligado. Para isso, prima brevemente o botão SET 7; o símbolo 16 desaparece.
2. Para poder determinar a temperatura corporal na testa, a cobertura do sensor 1 deve estar inserida.
3. Segure o aparelho com o sensor (e a cobertura do sensor inserida) contra uma têmpora e prima o botão para a medição da testa 4. O símbolo do modo de medição da testa 11 aparece no visor. Agora, enquanto mantém o botão premido, puxe lentamente o termómetro sobre o centro da testa para o lado da outra têmpora. Solte o botão quando esta posição for alcançada.
4. Quando a medição da temperatura estiver concluída, ouvirá um sinal sonoro e a temperatura corporal é mostrada no visor 6.
5. Quando o resultado da medição atinge ou excede 38,0 °C (100,4 °F), o indicador LED 5 acende a vermelho (= alarme de febre). Caso contrário, o indicador LED 5 acende a verde.
6. O resultado é automaticamente guardado. O aparelho desliga-se automaticamente após alguns segundos, sem que haja necessidade de premir nenhum botão.

Medição da temperatura no ouvido

1. Para determinar a temperatura no ouvido, remova a cobertura do sensor 1.
2. Ligue o termómetro premindo brevemente o botão para medição no ouvido 4. Dois bipes curtos são emitidos após a conclusão bem-sucedida do autoteste. Tem agora a opção de desativar temporariamente a saída de som do aparelho até que este seja desligado. Para isso, prima brevemente o botão SET 7; o símbolo 16 desaparece.
3. Puxe ligeiramente a orelha para endireitar o canal auditivo. Introduza cuidadosamente o sensor no canal auditivo. Para crianças com menos de 1 ano de idade, o sensor deve ser inserido no canal auditivo com a criança deitada e a cabeça ligeiramente virada para baixo (de modo a que a orelha esteja virada para cima). Prima e mantenha premido o botão de medição no ouvido 4 durante aproximadamente 1 segundo. O símbolo para o modo de medição no ouvido 11 aparece no visor.
4. Solte o botão. Quando a medição da temperatura estiver concluída, ouvirá um sinal sonoro e a temperatura corporal é mostrada no visor 6.
5. Quando o resultado da medição atinge ou excede 38,0 °C (100,4 °F), o indicador LED 5 acende a vermelho (= alarme de febre). Caso contrário, o indicador LED 5 acende a verde.
6. O resultado é automaticamente guardado. O aparelho desliga-se automaticamente após alguns segundos, sem que haja necessidade de premir nenhum botão.

Medição da temperatura de um objeto

1. Ligue o termómetro premindo brevemente o botão para medição da testa 3 ou o botão para medição no ouvido 4. Dois bipes curtos são emitidos após a conclusão bem-sucedida do autoteste. Tem agora a opção de desativar temporariamente a saída de som do aparelho até que este seja desligado. Para isso, prima brevemente o botão SET 7; o símbolo 16 desaparece.
2. Pressione a segue simultaneamente o botão SET 9 e o botão de memória 9 durante pelo menos 3 segundos. O símbolo do modo de medição da temperatura superficial 12 aparece no visor 6.
3. Para poder iniciar a medição, aperte o sensor 2 para o centro do objeto ou líquido a uma distância de aproximadamente 3 cm e prima o botão de medição da testa 3 ou o botão de medição no ouvido 4. Se o objeto estiver coberto de água, pó ou sujidade, remova previamente para otimizar a precisão da medição.
4. Solte o botão. Quando a medição da temperatura estiver concluída, ouvirá um sinal sonoro e a temperatura medida será mostrada no visor 6.
5. O resultado é automaticamente guardado. Para voltar ao modo de medição da temperatura corporal, prima novamente o botão SET 7 e o botão de memória 9 simultaneamente durante pelo menos 3 segundos. O aparelho desliga-se automaticamente após alguns segundos, sem que haja necessidade de premir nenhum botão.

Aceder aos dados medidos

O aparelho pode guardar até 30 resultados de medição. Pode aceder aos seus dados de medição guardados premindo brevemente o botão de memória 9. A indicação 9 mostra primeiro o número da posição de memória 1 (o último valor guardado) com o valor de medição memorizado nesta posição de memória e o símbolo correspondente ao modo de medição (medição no ovid, medição da testa ou medição da temperatura superficial). Ao premir novamente o botão de memória 9, pode aceder o resultado de medição guardado na posição de memória "2". Estão disponíveis um total de 30 posições de memória. Premindo repetidamente o botão de memória 9, as posições de memória aparecem sucessivamente na indicação 9. Se ainda houver posições de memória livres, nestas posições aparece a indicação " - - - ".

i **NOTA - Se todos as posições de memória estiverem ocupados, um novo resultado de medição é memorizado, apagando automaticamente o resultado de medição mais antigo (posição de memória 30).**

Mensagens de erro

Indicação «Hi» : A temperatura medida é demasiado elevada. O visor mostra a indicação Hi se o resultado medido for superior a 42 °C/107,6 °F (modo de medição da temperatura corporal) ou 100 °C/212 °F (modo de medição da temperatura superficial).

Indicação «Lo» : A temperatura medida é demasiado baixa. O visor mostra Lo, se o resultado da medição for inferior a 35 °C/95 °F (modo de medição da temperatura corporal) ou 0 °C/32 °F (modo de medição da temperatura superficial).

Indicação «Err» : A temperatura ambiente não se encontra dentro do intervalo de tolerância de 15 °C - 35 °C (59 °F - 95 °F).

Limpeza e cuidados

• O sensor 2 e a parte mais sensível do aparelho. Proteja-o da sujidade ou danos. Limpe o sensor e a cobertura do sensor regularmente e antes e depois de cada utilização com um cotonete embebido em água quente ou álcool isopropílico a 70%.
• Não coloque o termómetro em água ou qualquer outro líquido.
O termómetro não é à prova de água.
• Para a limpeza do termómetro, utilize um pano macio levemente humedecido com uma solução de sabão neutro ou álcool isopropílico a 70%. Não pode penetrar água no aparelho! Volte a usar o aparelho apenas quando estiver totalmente seco.
• Nunca utilize produtos de limpeza agressivos, diluentes, gasolina ou escovas duras.
• Tenha cuidado para não riscar a lente do sensor, o visor ou o invólucro.
• Não armazene ou utilize o aparelho num ambiente com uma temperatura demasiado elevada ou demasiado baixa (consulte as condições de funcionamento no capítulo "Dados técnicos") e humidade, luz solar incidente, em ligação com corrente elétrica ou num local poeirento. Retire as pilhas do aparelho se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo. Caso contrário, existe o risco de as pilhas derramarem ácido.
• Se o termómetro for utilizado em conformidade com o presente manual, nenhuma manutenção ou calibração regular será necessária.

Informações sobre a eliminação

Este aparelho não pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Todos os consumidores têm a obrigação de entregar os aparelhos elétricos ou eletrónicos, independentemente de conterem substâncias nocivas ou não, num ponto de recolha municipal ou do comércio, para que possam seguir para uma eliminação ecologicamente correta. Retire as pilhas antes de eliminar o aparelho. Nunca elimine pilhas usadas juntamente com o lixo doméstico, mas sim com resíduos perigosos ou num ponto de recolha de pilhas e baterias em comércio especializados. Para informações adicionais sobre a eliminação, contacte as autoridades locais ou o seu distribuidor.

Dados técnicos	
Nome e modelo:	Termómetro de infravermelhos multifunções TM 750 medisana
Sistema de exibição:	Visor digital (LCD)
Tensão de alimentação:	3 V ==, 2 pilhas de 1,5 V (tipo LR03, AAA)
Intervalo de medição:	Modo de medição da temperatura corporal: 34 °C - 43 °C (93,2 °F - 109,4 °F) Modo de medição da temperatura superficial: 0 °C - 100 °C (32 °F - 212 °F) [dentro das condições de funcionamento] Modo de medição da temperatura corporal: No intervalo de medição de 35 °C - 42 °C (95 °F - 107,6 °F): ± 0,2 °C (0,4 °F); Medição de objetos: ± 2 °C (4 °F) ou ±5% 0,1 °C (0,1 °F)
Capacidade de memória:	até 30 medições
Condições de funcionamento:	15 °C - 35 °C (59 °F - 95 °F), hum. relativa do ar até 95% (sem condensação)
Condições de armazenamento e transporte:	-25 °C - +55 °C (-13 °F - +131 °F), hum. relativa do ar até 95% (sem condensação)
Dimensões:	aprox. 134,3 x 42,4 x 47,6 mm
Peso:	aprox. 65g sem pilhas
N.º de artigo:	76140
Código EAN:	40 15588 76140 9

A marcação CE do aparelho refere-se à diretiva da UE 93/42/CEE. O dispositivo está em conformidade com os requisitos da norma ISO 80601-2-56. O dispositivo foi concebido para o uso doméstico. No caso de uma utilização profissional, é obrigatório realizar um controlo técnico de medição uma vez por ano. O controlo tem custos e pode ser efetuado através de uma entidade competente ou por serviços de manutenção autorizados – de acordo com o "Regulamento dos operadores de dispositivos médicos".

Compatibilidade eletromagnética: O aparelho está em conformidade com os requisitos da norma EN 60601-1/-1-2 sobre compatibilidade eletromagnética. Detalhes destes dados de medição podem ser encontrados na adenda.

Em consequência de aperfeiçoamentos constantes do produto, reservamo-nos o direito a alterações técnicas e de design.
Pode consultar a respetiva versão atualizada deste manual de instruções em www.medisana.com

Condições de garantia e reparação

Para acionar a garantia, contacte o seu revendedor especializado ou diretamente o centro de assistência. Caso tenha de enviar o aparelho, inclua o defeito e junte uma cópia do recibo de compra. Aplicam-se as seguintes condições de garantia:
1. Os produtos da **medisana** têm uma garantia de 3 anos após a data da compra. Em caso de acionamento da garantia, a data de aquisição deve ser comprovada pelo recibo de compra ou pela factura.
2. Os defeitos resultantes de erros de material ou de fabrico são resolvidos gratuitamente dentro do prazo da garantia.
3. Uma concessão de garantia não pressupõe um prolongamento do tempo de garantia, nem para o aparelho em si, nem para os componentes substituídos.
4. A garantia exclui:
a. qualquer dano causado pela utilização indevida, por exemplo, devido à inobservância das instruções de uso.
b. Danos resultantes de reparações ou intervenções do comprador ou de danos resultantes do transporte, que ocorreram no trajeto entre o fabricante e o consumidor ou no envio para o serviço de assistência.
c. Peças sobresselentes sujeitas a um desgaste normal.
5. Também se exclui a responsabilização por danos consequentes diretos ou indiretos, causados pelo aparelho, quando o dano no equipamento é admitido para o acionamento da garantia.

	medisana GmbH Jagenbergstr. 19 41468 NEUSS, ALEMANHA	Pode consultar o endereço do centro de assistência na folha anexada em separado.
--	---	--

GR Θερμόμετρο υπέρυθρων πολλαπλών λειτουργιών

Οδηγίες χρήσης - *Διαβάστε προσεκτικά!*

Υποδείξεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ!

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική χρήση. Παραωάστε οποσδήποτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή, εάν την παραχωρήσετε σε τρίτους.

Ενδειγμένη χρήση

- Το θερμόμετρο υπέρυθρων πολλαπλών λειτουργιών **medisana TM 750** προορίζεται για την εξακρίβωση της θερμοκρασίας του σώματος σε ανθρώπους. Η θερμομέτρηση διενεργείται σε επαφή με το σώμα στο αυτί ή/και στο μέτωπο. Επιπλέον το θερμόμετρο επιτρέπει και τη μέτρηση της θερμοκρασίας αντικειμένων (ανέταση) στο εύρος 0°C - 100°C (32°F - 212°F).

Αντενδείξεις

- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για θερμομετρήσεις σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών.

• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση όπως αυτή περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Σε περίπτωση μη ενδειγμένης χρήσης για άλλους σκοπούς ή εγγύηση παύει να ισχύει.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

• Η χρήση του θερμομέτρου δεν υποκαθιστά την ιατρική συμβουλή.

• Άλλα και θερμομέτρου πρέπει να παραμένουν για τουλάχιστον 30 λεπτά στο ίδιο, σταθερό περιβάλλον πριν διενεργηθεί μια θερμομέτρηση.

• Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπ. παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή ελλιπή εμπειρία ή/και ελαφείς γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο για την ασφάλειά τους άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες από αυτό σχετικά με το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται η συσκευή.

• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλιστεί πως δεν παίζουν με τη συσκευή.

• Η θερμοκρασία της περιοχής του μετώπου και των κροτάφων διαφέρει από τη σωματική θερμοκρασία του κορμού όπως π.χ. μετράται από το στόμα ή το ορθό. Μία εμπίετη κατάσταση μπορεί σε πρώιμο στάδιο να έχει ένα αγγειοσταλτικό αποτέλεσμα (Vasokonstriction) που δροσίζει το δέρμα. Σε αυτή την περίπτωση η καταμετρήμενη με το θερμόμετρο θερμοκρασία μπορεί να είναι αυστηρά χαμηλή. Εάν λόγω αυτού το αποτέλεσμα της μέτρησης δεν αντιστοιχεί με αυτό που αισθάνεται ο ασθενής ή πρόκειται για μια αυστηρά χαμηλή τιμή, επαναλάβετε τη θερμομέτρηση κάθε 15 λεπτά. Για έλεγχο μπορεί να διενεργηθεί μια θερμομετρική σώματος και με ένα συμβατικό θερμόμετρο, κατάλληλο για θερμομέτρηση από το στόμα ή από το ορθό.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστάται η επαλήθευση της τιμής θερμομέτρησης με ένα συμβατικό θερμόμετρο:

- Εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι απρόσμενα χαμηλό,
- Σε παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών, που έχουν ένα ευάλτο ανοσοποιητικό ή που αντὶόθρων επεκτινύονα στην εμφάνιση ή/και απουσία πυρετού,
- Εάν ο χρήτης χρησιμοποιεί τη συσκευή για πρώτη φορά ή δεν έχει εξοικειωθεί με τον σωστό τρόπο χρήσης.

• Επαναλάβετε μια θερμομέτρηση σώματος με αυτή τη συσκευή τουλάχιστον 3 φορές. Σε περίπτωση διαφορετικών αποτελεσμάτων μέτρησης θεωρείτε την υψηλότερη τιμή ως αντίστοιχη της τρέχουσας θερμοκρασίας του σώματος.

• Οι καταμετρήμένες με αυτή τη συσκευή τιμές χρησιμοποιούν καταρχηγή ως ενδεικτικές τιμές αναφοράς. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν βάση για μια ιατρική θεραπευτική αγωγή. Απαιτούνθαι πάντα πρώτα στον ιατρό σας.

• Η επένδυση ή χρήση μιας μη γνήσιας σελήνης σε αντίθεση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Για αυτό μη διενεργείτε καμία θερμομέτρηση κατά ή αμέσως μετά τον θηλασμό, επειδή η θερμοκρασία της επιδερμίδας μπορεί να είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του κορμού.

• Στην περίπτωση βλαβών ή αθρόων μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή, γιατί αυτό επιφέρει την ακώρυση της εγγύησης. Ρωτήστε το κατάστημα αγοράς και αναβάστε την επισκευή σε εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης.

• Μην τροποποιείτε ή/και ανοίγετε τη συσκευή. Περιέχει μικρά τεμάχια και ως εκ τούτου υφίσταται κίνδυνος κατάποσής τους από παιδιά.

• Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής που έχει υποστεί ζημιά.

• Μην χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο σε περιβάλλον με υγρασία. Μην τοποθετείτε το θερμόμετρο στο νερό ή σε κάποιο άλλο υγρό. **Δεν είναι αδιάβροχο.**

• Για τον καθαρισμό λάβετε υπόψη τις υποδείξεις της ενότητας *Καθαριότητα και περιποίηση*.

• Μην ανακινείτε και κινάτε το θερμόμετρο. Μην την αφήντε να πέσει από ύψος.

• Προστατεύετε τη συσκευή από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, από τις υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, τις βρομιές και τη σκόνη.


• Αποφεύγετε την απευθείας επαφή των δακτύλων με τον αισθητήρα.

• Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μακρό διάστημα.

• Οι μετρήσεις στο αυτί πρέπει πάντα να διενεργούνται στο ίδιο αυτί.

• Η μέτρηση δεν πρέπει να διενεργείται σε λερωμένα ή τραυματισμένα σημεία του σώματος.

• Η μέτρηση δεν επιτρέπεται να διενεργείται σε ένα αυτί με φλεγμονή (π.χ. με πύον ή εκκρίσεις βλεννογόνου), μετά από τραυματισμό του αυτιού ή κατά το στάδιο της επουλώσεως μετά από μια επέμβαση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις επικοινωνήστε με



SE Apparat och kontroller

1 Sensorskydd
2 Sensor
3 Knapp for pannmåting
4 Knapp for øronmåting
5 Indikator-LED
6 Belyst LCD-display
7 SET-knapp
8 Batterifack (på baksiden)
9 Lagringsknapp
10 Signalgivare
11 Datum
12 Tid
13 Symbol for «Måting pågår»
14 Måtenhet (°C eller °F)
15 Visning af måleværdi
16 Symbol for påslågt lyd
17 Batteribytesymbol
18 Lagringsmeddelande
19 Måltäge for ytemperatur
20 Måltäge øronmåting
21 Måltäge pannmåting

NO Apparat og betjeningselementer

1 Sensordeksel
2 Sensor
3 Tast for måling i pannen
4 Tast for måling i øret
5 Indikator-LED
6 Opplyst LCD-skjermvisning
7 SET-tast
8 Batteriom (på baksiden)
9 Lagringstast
10 Signalsender
11 Dato
12 Klokkeselett
13 Symbol for «Måling pågår»
14 Måleenhet (°C eller °F)
15 Visning af måleværdi
16 Symbol for påslått lyd
17 Symbol for skifting av batteri
18 Minnedisplay
19 Målemodus for overfladetemperatur
20 Målemodus for øremåling
21 Målemodus for pannemåling

DK Apparat og betjeningselementer

1 Sensortildækning
2 Sensor
3 Tast til pandemåling
4 Tast til øremåling
5 Indikator - LED
6 LCD-display med baggrundsbelysning
7 SET-tast
8 Batterium (på bagsiden)
9 Gemmetast
10 Signalgiver
11 Dato
12 Tid
13 Symbol for «Måling kører»
14 Måleenhed (°C eller °F)
15 Visning af måleværdi
16 Symbol for tændt lyd
17 Batteriudskiftningssymbol
18 Visning af gemte målinger
19 Målemodus overfladetemperatur
20 Målemodus øremåling
21 Målemodus pandemåling

Teckenförklaring / Tegnforklaring / Tegnforklaring:

 Denne bruksanvisning hör till den här apparaten. Den innehåller viktig information om konstruktion och hantering. Läs hela denna bruksanvisning. Om bruksanvisningen inte följs, kan det leda till allvarliga personskador eller skador på apparaten.

Denne bruksanvisningen tilhører dette apparatet. Den indeholder vigtig information for igangsetning og håndtering. Læs hele bruksanvisningen. Hvis disse anvisningene ikke følges, kan det føre til alvorlige personskader eller skader på apparatet.

Denne brugsanvisning er en del af artiklen. Den indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagning og anvendelse. Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem. Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre svære personskader eller skader på apparatet.

VARNING / ADVARSEL / ADVARSEL

För att undvika att användaren skadas måste dessa varningsanvisningar följas. Disse advarslene må overholdes for å unngå skader på brukeren. Disse advarsler skal overholdes for at forhindre at brugeren kommer til skade.

OBSERVERA / FORSIKTIG / BEMÆRK

Dessa anvisningar måste följas för att förhindra att enheten skadas. Disse henvisningene må overholdes for å unngå mulige skader på apparatet. Disse advarsler skal overholdes for at forhindre mulige skader på apparatet.

ANVISNING / MERKNAD / BEMÆRK

Här följer ytterligare nyttig information om installation och drift av apparaten. Disse henvisningene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installasjon eller bruk. Disse henvisninger indeholder praktiske tilleggsoplysninger om installation eller drift.

Apparatklassifisering: Typ BF / Klassifisering av apparat: type BF / Enhedsklassifisering: Type BF

Temperaturområde / Temperaturområde / Temperaturområde

Skydda mot fukt / Beskytt mot fuktighet / Skal beskyttes mod fugt

Information om klassen for skydd mot främmande föremål och vatten
Angivelse af beskyttelse mot fremmedlegemer og vann
Angivelse af modstandsdygthighed over for fremmedlegemer og vand

LOT

LOT-nummer / LOT-nummer / LOT-nummer

Tillverkare / Produzent / Producent

Tillverkningsdatum / Produktionsdato / Produktionsdato

Infrarød multifunktionstermometer

Bruksanvisning – *Läs noggrant!*

Säkerhetsanvisningar

VIKTIGA ANVISNINGAR! SPARA INFORMATIONEN!

Läs igenom bruksanvisningen noggrant, särskilt säkerhetsanvisningarna, innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Om du lämnar produkten vidare till tredje part, bifoga alltid även bruksanvisningen.

Avsedd användning

• Infraröd multifunktionstermometer **TM 750** från medisana används för bestämning av kroppstemperatur hos människa. Temperaturmätningen görs genom kroppskontakt i örat resp. i pannan. Dessutom kan du med termometern även mäta föremåls temperatur (kontaktöst) i området 0 °C–100 °C (32 °F–212 °F).

Kontraindikationer

• Apparaten är inte lämpad för temperaturmätning på barn under 6 månaders ålder.

- Använd apparaten endast för ändamål som anges i bruksanvisningen. Annan användning gör garantin ogiltig.
- Apparaten är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Användning av denna termometer ersätter inte rådgivning av läkare.
- Personen och termometern ska i minst 30 minuter befinna sig i en stabil omgivning, innan mätningen genomförs.
- Apparaten är inte ännad för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och/eller bristande kunskap, om de inte handleds av en person ansvarig för deras säkerhet eller från denna/denne fått instruktioner om hur apparaten används.
- Barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten.
- Temperaturen i pann- och tinningregionen skiljer sig från kroppens kärntemperatur, som mäts t.ex. oralt eller rektalt. En febersjukdom kan i tidigt stadium leda till kärlförträngning (vasokonstriktion), som kylvar huden, i dylika fall kan den med termometern uppmätta temperaturen vara ovanligt låg. Om till följd härav mätresultatet inte överensstämmer med patientens upplevelse eller ter sig ovanligt lågt, upprepar du mätningen var 15:e minut. Som en kontroll kan du också mäta kroppens kärntemperatur med en vanlig termometer för oral eller rektal mätning.
- I följande fall rekommenderas kontrollmätning med en vanlig febertermometer:
 - När mätresultatet är överraskande lågt,
 - Hos barn under tre års ålder med nedsatt immunförsvar eller avvikande reaktion vid/utan feber,
 - När användaren använder apparaten för första gången eller håller på att lära sig dess korrekta användning.
- Upprepa mätningen av kroppstemperatur med apparaten minst 3 gånger. Vid olika mätresultat anges det högsta värdet som aktuell kroppstemperatur.
- De med denna apparat uppmätta värdena fungerar i princip enbart som referensvärden. De utgör i intet fall grundval för en medicinsk behandling. Kontakta alltid först din läkare.
- Spådbarns hudtya reagerar mycket snabbt på omgivningens temperatur. Gör därför inte någon mätning med termometern under eller efter amning, eftersom hudtemperaturen då kan vara lägre än kroppens kärntemperatur.
- Vid fel eller skador på apparaten, reparera den inte själv, då detta gör garantin ogiltig. Fråga din återförsäljare och låt endast auktoriserade serviceverkstäder utföra reparationer.
- Förändra och/eller öppna inte apparaten. Den innehåller smådelar som barn kan råka svälja.
- Skadad apparat får inte användas.
- Febertermometern ska inte användas i fuktig miljö. Lågg inte termometern i vatten eller annan vätska. **Den är inte venttadät.**
- Beakta vid rengöring anvisningarna i *Rengöring och skötsel*.
- Knacka inte på eller skaka termometern. Tappa den inte.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, extremt höga eller låga temperaturer, smuts och damm.
- Undvik direkt fingerkontakt med sensorn.
- Ta ut batterierna, om du inte använder apparaten under en längre tid.
- Mätningar av örontemperaturen ska alltid göras på samma öra.
- Mätningen får inte göras på skadade eller smutsiga ställen på kroppen.
- Mätningen får inte göras i ett inflammerat öra (t.ex. med var eller sekret), efter en öronskada eller under läkningsperioden efter en operation. Kontakta i samtliga dessa fall din läkare.
- Användning av termometern på olika personer kan i vissa fall leda till överföring av smittsamma sjukdomar. Rådgör med din läkare.
- Termometern får endast användas utan täckande skydd.

Leveransomfattning och förpackning

Kontrollera först att apparaten är komplett och inte har några skador. Använd inte apparaten, om du är osäker utan vänd dig till återförsäljare eller en serviceverkstad. I leveransen ingår:

• 1 Infraröd multifunktionstermometer **TM 750** från medisana
• 1 förvaringsväska • 2 batterier 1,5 V (Typ LR03, AAA) • 1 bruksanvisning

Förpackningarna kan återanvändas eller återvinnas. Avfallshantera förbrukat förpackningsmaterial enligt föreskrifterna. Kontakta omedelbart din återförsäljare, om du upptäcker transportskador, när du packar upp produkten.

⚠ VARNING - Se till att hålla plastförpackningen utom räckhåll för barn. Risk för kvävning!

Mät febern – snabbt och feilfritt!
Med Infraröd multifunktionstermometer **TM 750** från medisana kan du mäta kroppstemperaturen exakt. Mätningen görs valfritt mellan panna och tinningar eller i örat. Mätresultatet visas inom några sekunder.

Extrafunktion: Förutom till mätning av kroppstemperaturen kan Infraröd multifun ktionstermometer även användas för mätning av ett föremåls temperatur (t.ex. rumstemperatur, vätskor, ytor). Denna typ av mätning kan ske i området från 0 ° till 100 °Celsius (32 °F–212 °F).

Användning – Driftsättning

Ta ut/sätt i batterierna. För korrekt funktion måste de i leveransen ingående 2 batterierna 1,5V (LR03, AAA) sättas i. Om efter en tids användning batteribytesymbolen  visas, bör batterierna snarast möjligt bytas. Visas batteribytesymbolen , måste batterierna genast bytas. Ta ut: Ta ut av locket till batterifacket  och ta ut batterierna.

Sätt i: Sätt i två nya 1,5 V-batterier (Typ LR03, AAA). Sätt i batterierna åt rätt håll (bild i batterifacket ). Sätt på batterifackets lock igen.

BATTERI-SÄKERHETSANVISNINGAR

- Ta inte isär batterierna!
- Rengör vid behov batteri- och apparatkontakterna, innan du sätter i batterierna!
- Ta omedelbart ut förbrukade batterier ur apparaten!
- Ökad risk för läckage, undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor! Vid kontakt med batterisyra, skölj omedelbart de drabbade ställena på kroppen med stora mängder rent vatten och uppsök genast läkare!
- Om du råkat svälja ett batteri, uppsök genast läkare!
- Byt alltid ut alla batterier samtidigt!
- Använd endast batterier av samma typ; använd inte olika typer eller användda och nya batterier tillsammans!
- Sätt i batterierna korrekt; beakta rätt polaritet!
- Håll batterifacket stängt!
- Ta ut batterierna ur apparaten om du inte använder denna under en längre tid!
- Håll batterierna borta från barn!
- Återladda inte batterierna! Explosionsrisk!
- Kortslut inte Risk för explosion!
- Kasta inte i öppen eld! Risk för explosion!
- Förvara oanvända batterier i förpackningen och på avstånd från metallföremål för att undvika kortslutning!
- Kasta inte förbrukade batterier och ackumulatorer bland hushållssoporna. Lågg dem i en batteriholk eller lämna dem till en fackbutik!

Före användning

Anpassning av apparaten till rumstemperatur: För att du ska kunna göra en noggrann mätning av kroppstemperaturen måste kroppen först anpassas till temperaturen i det rum där mätningen ska göras. Det gäller även för Infraröd multifunktionstermo- meter **TM 750**. Den anpassar sig automatiskt till den nya omgivningen vid platsbyte. För anpassningen av termometers egent- emperatur till rumstemperaturen behöver den en viss tid. Denna är beroende av skillnaden mellan de båda temperaturerna och kan vara upp till 30 minuter. Exakta mätresultat kan inte erhållas förrän denna temperaturjämning avslutats.

Inställning av måtenhet, tid och datum:

Om du använder termometern för första gången eller har bytt batterier, måste du först ställa in måtenhet, tid och datum. Skulle du senare på nytt komma till detta inställningsläge, trycker du på och håller inne SET-knappen  i ca 5 sekunder med appa- ratens påslagen. Efter själstestet (alla meddelandelement syns kortvarigt på LCD-displayen ) hörs två korta pip och därefter kan du med SET-knappen  ställa in måtenhet (°C eller °F). Tryck på lagringsknappen  för att bekräfta inställningen. På samma sätt (SET-knappen  för att ändra värden och lagringsknappen  för att bekräfta värden) gör du sedan för år, månad, dag, timme och minuter. När du tryckt på lagringsknappen , visas kort «OFF» på LCD-displayen , innan apparaten stängs av.

Råd om temperaturmätning

- Sensor  på termometern måste alltid vara ren och intakt för att noggranna mätvärden ska kunna garanteras.
- Öronvax påverkar mätnoggrannheten. Rengör vid behov örat och termometers sensorspets före mätningen för att undvika eventuella felmätningar.
- Före en mätning på pannan ska du kontrollera att pann- och tinningregionen är fri från svett, kosmetika och smuts, då du annars kan få felaktiga mätvärden.
- Mät inte temperaturen direkt efter att ha ätit, tränat eller badat. Vänta en halvtimme.
- Gör på varandra följande mätningar med minst 1 minuts mellanrum. Om du måste ta temperaturen oftare, kan mätresultatet variera något.
- Människans kroppstemperatur rör sig inom ett naturligt intervall. Det finns ingen standardtemperatur.
- Mät och anteckna din kroppstemperatur under helt normala dagar. Då kan du lättare konstatera eventuell feber.
- För en noggrann mätning i örat är det mycket viktigt att sensorn riktas mot trumhinnan och befinner sig tillräckligt djupt inne i hörselgången.

- En del har olika temperatur i vänster och höger öra. För att registrera temperaturändringar bör du alltid mäta i samma öra på en person.
- Läget under sömnen kan påverka mätresultaten. Har man sovit en längre tid på ett öra, är temperaturen i detta öra högre än normalt. Mät i sådana fall i det andra örat eller vänta med mätningen i några minuter.

Temperaturmätning i pannan

i ANVISNING – Temperaturmätning i pannan ska endast göras som kontroll, eftersom hudtemperaturen i pannan lätt påverkas av yttre inflytanden och därför kan ge felaktiga mätvärden.

- Slå på termometern med ett kort tryck på knappen för pannmätning . Efter ett godkänt självtest hörs två korta pip. Du kan nu välja att fram till avstängning av apparaten tillfälligt stänga av dennas ljud. Det gör du genom att trycka på SET-knappen ; symbolen  försvinner.
- För att kunna mäta kroppstemperaturen i pannan måste du ta av sensorskyddet .
- Håll termometern med sensorn (och avtaget sensorskydd) mot ena tinningen och tryck på knappen för pannmätning . Symbolen för mätläget pannmätning  visas i meddelandet. Dra nu långsamt termometern med intryckt knapp över pannans mitt till den andra tinningen. Släpp knappen, när du kommit dit.
- När temperaturmätningen är klar, hör du en ljudsignal och kroppstemperaturen visas i meddelandet .
- Om mätvärdet 38,0 °C (100,4 °F) uppnås eller överskrids, tänds indikator-LED  och rött ljus (=feberalarm). I andra fall lyser indikator-LED  grönt.
- Värdet sparas automatiskt Apparaten stängs automatiskt av efter några sekunder, om du inte trycker på någon knapp.

Temperaturmätning i örat

- För temperaturmätning i örat tar du bort sensorskyddet .
- Slå på termometern med ett kort tryck på knappen för öronmätning . Efter ett godkänt självtest hörs två korta pip. Du kan nu välja att fram till avstängning av apparaten tillfälligt stänga av dennas ljud. Det gör du genom att trycka på SET-knappen ; symbolen  försvinner.
- Öra lite i örat, så att hörselgången rätas ut. För försiktigt i sensorn i hörselgången. Barn under 1 års ålder ska vid införandet av sensorn i hörselgången ligga med lätt videt huvud (så att örat vetter uppåt). Tryck på och håll inne knappen för öronmätning  i cirka 1 sekund. Symbolen för mätläget öronmätning  visas i meddelandet.
- Släpp knappen. När temperaturmätningen är klar, hör du en ljudsignal och kroppstemperaturen visas i meddelandet .
- Om mätvärdet 38,0 °C (100,4 °F) uppnås eller överskrids, tänds indikator-LED  med rött ljus (=feberalarm). I andra fall lyser indikator-LED  grönt.
- Värdet sparas automatiskt. Apparaten stängs automatiskt av efter några sekunder, om du inte trycker på någon knapp.

Mätning av ett föremåls temperatur

- Slå på termometern med ett kort tryck på knappen för pannmätning  eller knappen för öronmätning . Efter ett godkänt självtest hörs två korta pip. Du kan nu välja att fram till avstängning av apparaten tillfälligt stänga av dennas ljud. Det gör du genom att trycka på SET-knappen ; symbolen  försvinner.
- Tryck samtidigt på och håll inne SET-knappen  och lagringsknappen  i minst 3 sekunder. Symbolen för mätläget yttemperatur  visas i meddelandet .
- För att kunna påbörja mätningen rikta du sensorn  på ett avstånd av cirka 3 cm mot mitten av föremålet resp. vätskan och trycker på knappen för pannmätning  eller knappen för öronmätning . Om föremålet skulle vara täckt av vatten, damm eller smuts, torkas det rent för att optimera mätnoggrannheten.
- Släpp knappen. När temperaturmätningen är klar, hör du en ljudsignal och den uppmätta temperaturen visas i meddelandet .
- Värdet sparas automatiskt Tryck även samtidigt på SET-knappen  och lagringsknappen  i minst 3 sekunder för att återgå till mätläget öronmätning. Apparaten stängs automatiskt av efter några sekunder, om du inte trycker på någon knapp.

Hämta mätdata

Apparaten kan lagra upp till 30 mätresultat. Dina lagrade mätdata kan du hämta genom att kort trycka på lagringsknappen . I meddelandet  visas först minnesplatsnummer 1 (det senast lagrade värdet) med det där lagrade mätvärdet och den tillhörande symbolen för mätläget (öronmätning, pannmätning eller yttemperaturmätning). Genom att änu trycka på lagringsknappen  kan du hämta det på minnesplats "2" lagrade mätvärdet. Totalt står 30 minnesplatser till förfogande och de visas efter varandra i meddelandet , om du upprepare gånger trycker på lagringsknappen . Om ännu inte alla lagringsplatser är upptagna, visas i meddelandet för dessa "-".

i ANVISNING – Om alla minnesplatser skulle vara upptagna, lagras ett nytt mätresultat genom att det äldsta mätresultatet (minnesplats 30) automatiskt raderas.

Felmeddelanden

Indikering «Hi» : Den uppmätta temperaturen är för hög. I displayen visas meddelandet Hi, när mätresultatet ligger över 42 °C/107,6 °F (mätläget kroppstemperatur) eller 100 °C/212 °F (mätläget ytemperatur).

Meddelande «Lo» : Den uppmätta temperaturen är för låg. I displayen visas meddelandet Lo, när mätvärdet ligger under 35 °C/95 °F (mätläget kroppstemperatur) eller 0 °C/32 °F (mätläget yttemperatur).

Meddelande «Err» : Omgivningstemperaturen ligger inte i toleransintervallet 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F).

Rengöring och skötsel

- Sensorn  är den känsligaste delen av apparaten. Skydda den mot nedsmutsning och skador. Rengör regelbundet och före och efter varje användning sensorn och sensorskyd-det med en bomullspinne doppad i varmt vatten eller 70% isopropanol.
- Lägg inte termometern i vatten eller annan vätska. **Den är inte venttadät.**
- Använd en mjuk trasa fuktad med mild tvålösning eller 70% isopropanol för att rengöra termometern. Vatten får inte tränga in i apparaten! Använd inte apparaten igen förrän den har torkat helt.
- Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, förturning, bensin eller hårda borstar.
- Se till att sensorns lins, displayen och höljet inte repas.
- Förvara eller använd inte apparaten i en miljö som är för hög eller för låg temperatur (se driftsvillkor i kapitlet "Tekniska data") eller luftfuktighet, i solljus, i samband med elektrisk ström eller i dammiga utrymmen. Ta ut batterierna ur apparaten, om denna inte ska användas under en längre tid. Det är annars risk för att batterierna tar slut.
- Om termometern använts enligt denna bruksanvisning, krävs det inte regelbundet underhåll eller regelbunden kalibrering

Information om avfallshantering

Produkten får inte kastas i hushållssoporna. Varje konsument är skyldig att lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater för återvinning, vare sig de innehåller skadliga ämnen eller ej. Lämna in produkten till en kommunal återvinningsstation eller en återförsäljare så att den kan avfallshanteras på ett miljövänligt sätt. Ta bort batterierna innan du lämnar in produkten för avfallshantering. Kasta inte förbrukade batterier i hushållssoporna. Lågg dem i en batteriholk eller lämna in dem till en fackbutik. Vänd dig till din kommun eller återförsäljare angående avfallshantering.

Tekniska data	
Namn och modell:	Infraröd multifunktionstermometer TM 750 från medisana
Displaysystem:	Digital visning (LCD)
Strömförsörjning:	3 V ==, 2 batterier 1,5 V (Typ LR03, AAA)
Måtområde:	Måttäge kroppstemperatur: 34 °C–43 °C (93,2 °F–109,4 °F) Måttäge ytemperatur: 0 °C–100 °C (32 °F–212 °F)
Mät noggrannhet:	(under driftsförhållanden) måttäge kroppstemperatur: Inom mätområdet 35 °C–42 °C (95 °F–107,6 °F): ± 0,2 °C (0,4 °F); Mätning på föremål: ± 2 °C (4 °F) eller ±5 °C (9 °F)
(Laboratoriemätningar)	
Displaysens upplösning:	0,1 °C (0,1 °F)
Upp till 30 mätningar	
Driftsförhållanden:	15 °C–35 °C (59 °F–95 °F), rel. luftfuktighet upp till 95 % (inte kondenserande)
Lagrings- / transportförhållanden:	-25 °C–+55 °C (-13 °F–+131 °F), rel. luftfuktighet upp till 95 % (inte kondenserande)
Mått:	Ca 134,3 x 42,4 x 47,6 mm
Vikt:	Ca 65 g utan batterier
Artikelnr:	70140
EAN-kod:	40 15588 76140 9

Apparatens CE-märkning hänvisar till EU-direktivet 93/42/EEC. Apparaten motsvarar kraven i enlighet med ISO-normen 80601-2-56. Apparaten är konstruerad för hemmabruk. Vid kommersiell användning måste en årlig mätteknisk kontroll genomförs. Kontrollen är avgiftsbelagd och kan genomföras av behörig myndighet eller av auktoriserade serviceentreprenörer – i enlighet med "föordningen om medicintekniska produkter". Elektromagnetisk kompatibilitet: Produkten uppfyller kraven i standarden EN 60601-1/-1-2 för elektromagnetisk kompatibilitet. Detaljer om dessa mätdata finns i bilagen.

För att ständigt förbättra produkten förbehåller vi oss rätten att göra tekniska och utseendemässiga ändringar.

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning hittar du på www.medisana.com.

Garanti- och reparationsv

Innstillinger for måleenhet, tid og dato:

Når du tar i bruk termometeret for første gang eller etter at du har byttet batteri, må du stille inn måleenhet, tid og dato. Dersom du senere ønsker å gå til denne innstillingsmodusen, trykker du og holder SET-tasten **1** i ca. fem sekunder ved påslått apparat. Etter selvtesten (alle visningselementene forekommer kort i LCD-visningen **2**), hører du to korte pipetoner, deretter kan måleenheten stilles inn (°C eller °F) med SET-tasten **2**. Trykk på lagringstasten **3** for å lagre innstillingen. På samme måte (SET-tasten **2** for å endre verdier og lagringstasten **3** for å bekrefte verdier) går du frem for å endre år, måned, dag, timer og minutter. Etter at du har trykket på lagringstasen **3** vises kort «**OFF**» i LCD-visningen **6** før apparatet slår seg av.

Informasjon om temperaturmåling

- Sensoren **2** til termometeret må være ren og intakt for å garantere nøyaktige måleverdier.
- Ørevoks påvirker målenøyaktigheten. Rengjør ørene og sensorspissen til termometeret før bruk for å unngå eventuelle feilmålinger.
- Sørg for at panne- og tinningområdene er fri for svette, kosmetikk og smuss før måling for å unngå feilmålinger.
- Ikke mål temperaturen rett etter at du har spist, trent eller badet. Vent minst en halvtime.
- Vent minst 1 minutt mellom hver måling. Dersom du måler temperaturen din ofte i løpet av et kort tidsrom, kan måleresultatene variere.
- Kroppstemperaturen hos mennesker beveger seg innenfor et naturlig spillerom. Det finnes ingen standard kroppstemperatur.
- Mål og noter ned kroppstemperaturen også på normale dager. Slik kan du lettere vite om du har feber.
- For en nøyaktig måling i øret er det svært viktig at sensoren er rettet godt nok mot trommehinnen og befinner seg dypt i øregangen.
- Noen personer får forskjellige resultater i venstre og høyre øre. Mål derfor i samme øre hver gang.
- Sovestilling kan også påvirke måleresultatene. Når en person har sovett på ett øre over en viss tid, er temperaturen i dette øret høyere enn normalt. Mål i dette tilfellet i det andre øret eller vent noen minutter med målingen.

Måling av temperaturen i pannen

! MERKNAD: Temperaturmåling i pannen bør bare foretas som en ekstra kontroll, da hudtemperaturen i pannen lett kan påvirkes av ytre omstendigheter slik at måleresultatet ikke blir riktig.

- Slå på termometeret ved å trykke kort på tasten for pannemåling **3**. Etter en vellykket selvtest hører du to korte pipetoner. Du har også muligheten til å midlertidig deaktivere apparatets lydsavspilling til det er slått av. Trykk kort på SET-tasten **7**; symbolet **16** forsvinner.
- For at kroppstemperaturen skal være mulig å måle i pannen, må sensordetselet være **1** festet.
- Hold apparatet med sensoren (og festet sensordeksle) på tinningen og trykk på tasten for pannemåling **3**. Symbolet for pannemåling **15** vises på displayet. Flytt nå termometeret med trykket tast langsomt over pannen fra den ene tinningen til den andre. Slipp tasten når denne posisjonen er oppnådd.
- Etter fullført temperaturmåling hører du en signaltone, og kroppstemperaturen vises i displayet **6**.
- Dersom måleresultatet viser 38,0 °C (100,4 °F) eller mer, lyser indikator-LED **3** rødt (=feberalarm). I andre tilfeller lyser indikator-LED **3** grønt.
- Resultatet lagres automatisk. Etter noen sekunder uten flere tastetrykk slår apparatet seg automatisk av.

Måling av temperaturen i øre

- For å måle temperaturen i øret fjernes sensordeksleet **1**.
- Slå på termometeret ved å trykke kort på tasten for øremåling **1**. Etter en vellykket selvtest hører du to korte pipetoner. Du har også muligheten til å midlertidig deaktivere apparatets lydsavspilling til det er slått av. Trykk kort på SET-tasten **7**, symbolet **16** forsvinner.
- Trekk litt i øret slik at øregangen blir rett. Før sensoren forsiktig inn i øregangen. Ved barn under 1 år bør innføringen av termometeret i øregangen gjøres i liggende stilling med hodet lett vridt slik at øret peker opp. Trykk og hold tasten for øremåling **1** i ca. 1 sekund. Symbolet for øremåling **20** vises på displayet.
- Slipp så tasten. Etter fullført temperaturmåling hører du en signaltone, og kroppstemperaturen vises i displayet **6**.
- Dersom måleresultatet viser 38,0 °C (100,4 °F) eller mer, lyser indikator-LED **3** rødt (=feberalarm). I andre tilfeller lyser indikator-LED **3** grønt.
- Resultatet lagres automatisk. Etter noen sekunder uten flere tastetrykk slår apparatet seg automatisk av.

Måling av objekttemperatur

- Slå på termometeret ved å trykke kort på tasten for pannemåling **3** eller tasten for øremåling **1**. Etter en vellykket selvtest hører du to korte pipetoner. Du har også muligheten til å midlertidig deaktivere apparatets lydsavspilling til det er slått av. Trykk kort på SET-tasten **7**, symbolet **16** forsvinner.
- Trykk og hold SET- **7** og lagringstasen **3** i minst 3 sekunder. Symbolet for måling av overflate temperatur **19** vises i displayet **6**.
- For å kunne starte med målingen retter du sensoren **2**med en avstand på ca. 3 cm motmidten av objektet eller væsken og trykker på tasten for pannemåling **3** eller tasten for øremåling **1**. Dersom objektet er dekket av vann, støv eller smuss, fjernes dette først for å oppnå en optimal måling.
- Etter fullført temperaturmåling hører du en signaltone, og temperaturen vises i displayet **6**.
- Resultatet lagres automatisk. Trykk på nytt på SET- **7** og lagringstasen **3** samtidig i minst 3 sekunder, for å gå tilbake til måling av kroppstemperatur. Etter noen sekunder uten flere tastetrykk slår apparatet seg automatisk av.

Hent ut målingsdata

Apparatet kan lagre opptil 30 måleresultater. De lagrede måleresultatene kan du hente ut ved å trykke kort på lagringstasen **3**. I displayet **6** forekommer først lagringsplassnummer 1 (siste lagrede verdi) med måleverdien som er lagret under dette lagringsstedet og det tilhørende symbolet for målemodusen (øremåling, pannemåling eller overflate temperaturmåling). Ved å trykke på lagringstasen **3** igjen kan du hente det lagrede måleresultatet på minneposisjon «2». Totalt har du 30 lagringssteder som ved gjentakende trykking av lagringstasen **3** forekommer etter hverandre **30** på displayet. Dersom ikke alle lagringsplasser er fulle, vises « -> » på lagringsstedet.

! Merknad: Skulle all lagringsplass være full, blir det lagret et nytt måleresultat, og det eldste måleresultatet (lagringsplass 30) blir automatisk slettet.

Feilmeldinger

Visning «**Hi**» : Målingstemperaturen er for høy. I displayet vises **Hi** dersom måleresultatet ligger over 42 °C / 107,6 °F (måling av kroppstemperatur) eller 100 °C / 212 °F (overflate temperatur-målemodus).

Visning «**Lo**» : Målingstemperaturen er for lav. I displayet vises **Lo** dersom måleresultatet ligger under 35 °C / 95 °F (måling av kroppstemperatur) eller 0 °C / 32 °F (måling av overflater).

Visning «**Err**» : Temperaturen i omgivelsene befinner seg utenfor toleranseområdet 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F).

Rengjøring og vedlikehold

- Sensoren **2** er den mest sensitive delen til apparatet. Beskytt den mot smuss og skader. Rengjør sensoren og sensordekslet regelmessig og før og etter hver bruk med en q-tips dyppet i varmt vann eller 70 % isopropylalkohol.
- Ikke legg termometeret i vann eller andre flytende midler.
- Det er ikke vanntett.**

- For rengjøringen av termometeret bruker du en myk klut som er fuktet med mildt såpevann eller 70 % isopropylalkohol. Det må ikke komme vann inn i apparatet! Ikke bruk apparatet før det er helt tørt.
- Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler, fortynningsmiddel, bensin eller kraftige børster.
- Pass på at linsen til sensoren, displayet og deksleet ikke blir oppskrapet.
- Oppbevar eller bruk aldri apparatet i omgivelser med for høy eller for lav temperatur (se informasjon i kapittelet «Tekniske data» og lufttugtighet, i sollys, i forbindelse med elektrisk strøm eller på et støvete område. Tag batteriene ut av apparatet dersom du ikke skal bruke det over lengre tid. Hvis du ikke tar batteriene ut, kan batteriene lekkke.
- Brukes termometeret i henhold til bruksanvisningen er det ikke nødvendig med regelmessig vedlikehold eller kalibrering.

Merknad angående avhending

Dette apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Hver forbruker er selv forpliktet til å levere alle elektriske og elektroniske apparater – uansett om disse inneholder skadelige stoffer eller ikke – ved et lokalt mottakssted for slukt avfall eller hos forhandler, for å sikre en miljøvennlig avfallshåndtering. Ta ut batteriene før du kaster termometeret. Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfallet. De må kastes som spesialavfall eller leveres på en returstasjon for batterier. Ta kontakt med kommunen eller forhandleren hvis du har spørsmål om avfallshåndtering.

Tekniske data

Navn og modell:	medisana Infrarødt multifunksjonstermometer TM 750
Skjermssystem:	Digital visning (LCD)
Strømforsyning:	3 V ≈= 2 batterier 1,5 V (type LR03, AAA)
Måleområde:	Målemodus for kroppstemperatur 34 °C–43 °C (93,2 °F–109,4 °F) Målemodus for overflate temperatur 0 °C–100 °C (32 °F–212 °F) [innenfor driftsforholdene] Kroppstemperatur-målemodus: I måleområdet fra 35 °C–42 °C (95 °F–107,6 °F): ± 0,2 °C (0,4 °F); Objektmåling: ± 2 °C (4 °F) eller ±5 % 0,1 °C (0,1 °F) opptil 30 målinger 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F), rel. Luftfuktighet opptil 95 % (ikke kondensert)
Forhold for oppbevaring og transport:	-25 °C–+55 °C (13 °F–131 °F), rel. Luftfuktighet opptil 95 % (ikke kondensert)
Mål:	ca. 134,3 x 42,4 x 47,6 mm
Vekt:	ca. 65 g uten batterier
Artikkelnr.:	76140
EAN-kode:	40 15588 76140 9


CE-merket til apparatet refererer til EU-direktivet 93/42/EØF. Apparatet oppfyller kravene i standarden ISO 80601-2-56. Apparatet er tiltenkt bruk hjemme. Ved industriell bruk må det utføres kontroll av apparatet årlig. Kontrollen er kostnadspiktig og kan foretas av en kompetent myndighet eller av autoriserte vedlikeholdstjenester – ifølge "forordning om medisinsk utstyr". Elektromagnetisk kompatibilitet: Apparatet oppfyller kravene i EN 60601-1/-1-2 angående elektromagnetiske forstyrrelser. De taljerte opplysninger ang. disse målingene finner du i vedlegget.

Vi forbeholder oss retten til å utføre tekniske og stilistiske endringer for å forbedre produktet.
Den til enhver tid aktuelle versjonen av denne bruksanvisningen finner du på www.medisana.com

Betingelser for garantier og reparasjoner

Ved garantispørsmål vennligst ta kontakt med forhandler eller direkte med servicedstedet. Hvis du må sende inn apparatet, må du oppgi hva defekten er og legge ved en kopi av kvitteringen. Følgende garantibetingelser gjelder:

- Alle **medisana**-produkter har en garanti på 3 år fra kjøpsdatoen. For bruk av garantien må det dokumenteres med kvitte-ring eller regning.
- Materiell og produksjonsfeil rettes gratis innenfor garantitiden.
- En garanti-ytelse fører ikke til at garantitiden, verken for apparatet eller for byttede deler, forlenges.
- Følgende er utelukket fra garantien:
 - alle skader som oppstår som følge av feilbruk, f.eks. ved at bruksanvisningen ikke følges.
 - skader som oppstår som følge av istandsetting av apparatet eller andre inngrep foretatt av kunden eller av ikke godkjent tredjepart.
 - Transportskader som oppstår på veien fra produsenten til forbruker eller ved innsending til servicedsted.
 - Reservevedler som har normal slitasje.
- Ansvar for indirekte eller direkte følgeskader, som har blitt forårsaket av apparatet, er utelukket selv om skaden på apparatet erkjennes som et garantitilfelle.

	medisana GmbH Jagenbergstr. 19 41468 NEUSS, TYSKLAND	Adressen til brukerservice finner du på et separat vedleggsark.
---	---	---

	medisana GmbH Jagenbergstr. 19 41468 NEUSS, TYSKLAND	Serviceadressen finner du i det vedlagte bilag.
---	---	---

DK Infrarødt multifunktionstermometer

Brugsanvisning - *Læs omhyggeligt!*

Sikkerhedsanvisninger
VIGTIGE ANVISNINGER! SKAL OPBEVARES!
Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden varen tages i brug, det gælder især sikkerhedsanvisningerne. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Hvis du videregiver apparatet til tredjepart, skal brugsanvisningen altid medfølge.

Formålsbestemt brug
• **Medisana** infrarøde multifunktionstermometer **TM 750** fastlægger kropstemperaturen hos mennesker. Temperaturmålingen foregår ved kropskontakt i øret eller på panden. Herudover kan termometeret også måle objekttemperaturer (kontaktløst) i intervallet fra 0 °C - 100 °C (32 °F - 212 °F).

Kontraindikation
• Apparatet egner sig ikke til temperaturmåling på børn under 6 måneder.

- Brug kun apparatet i henhold til formålet beskrevet i brugsanvisningen. Ved formålsstridig anvendelse bortfalder garantien.
- Apparatet er ikke tiltænkt kommerciel brug.
- Dette termometer kan ikke erstatte et lægebesøg.
- Både personen og termometeret skal befinde sig i samme omgivelser i mindst 30 minutter, inden målingen udføres.
- Dette apparat er ikke bestemt til benyttelse af personer (også børn) med indskrænkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, med mindre de er under opsyn af eller modtager anvisninger om, hvordan apparatet skal anvendes, fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal overvåges for derved at forhindre dem i at lege med apparatet.
- Temperaturen i området omkring panden og tinding adskiller sig fra kroppens kerntemperatur, der f.eks. kan måles oralt eller rektalt. Ved febersygdomme kan der tidligt i sygdomsforløbet opstå en karforsnævrende effekt (vasokonstriktion), der afkøler huden. I dette tilfælde er den målte temperatur muligvis usædvanlig lav. Når måleresultatet af denne grund ikke stemmer overens med patientens tilstand eller er usædvanligt lav, skal du gentage målingen hver 15. minut. Du kan også kontrollere resultatet ved at måle kroppens kerntemperatur med et normalt termometer, der egner sig til oral eller rektal måling.
- I følgende tilfælde anbefales en kontrolmåling med et normalt febertermometer:
 - Hvis måleresultatet er overraskende lavt.
 - Ved børn under tre år, der har et udsat immunsystem eller reagerer foruroligende ved forekommende eller ikke-forekom-mende feber.
 - Hvis brugeren anvender apparatet for første gang eller endnu ikke er bekendt med den korrekte brug.
- Gentag målingen af kropstemperaturen med dette apparat mindst 3 gange. Anse den højst målte værdi som den aktuelle kropstemperatur ved forskellige måleresultater.
- Den målte værdi med dette apparat tjener som udgangspunkt kun som en referencevæardi. Den er under ingen omstændig-heder grundlaget for en medicinsk behandling. Kontakt altid først din læge.
- Babys hudoverflade reagerer meget hurtigt på omgivelsestemperaturen. Derfor bør du ikke måle temperaturen med termometeret under eller efter amning, da hudtemperaturen i så fald kan være lavere end kroppens kerntemperatur.
- I tilfælde af fejl må du ikke selv reparere apparatet, da garantien dermed bortfalder. Henved dig til din forhandler, og lad alt kun autoriserede servicedsteder udføre reparationer.
- Apparatet må ikke ændres eller åbnes. Det indeholder små dele, som børn kan sluge og blive kvalt i.
- Apparatet må ikke benyttes i beskadiget tilstand.
- Termometeret må ikke bruges i fugtige omgivelser. Kom aldrig termometeret ned i vand eller andre væsker. **Det er ikke vandtæt.**
- Følg anvisningerne under *Rengøring og pleje* for korrekt rengøring.
- Termometeret må ikke rystes eller bankes på. Pas på ikke at tabe det.
- Beskyt apparatet mod direkte solindstråling, ekstremt høje eller lave temperaturer, urenheder og støv.
- Ungå direkte fingerkontakt med sensoren.
- Hvis apparatet ikke skal bruges over en længere periode, skal du fjerne batterierne.
- Målinger i øret skal altid udføres på samme øre.
- Målingen må ikke udføres på steder, hvor kroppen er beskadiget eller beskidt.
- Målingen må ikke udføres i et betændt øre (f.eks. med materie eller sekret) efter en skade på øret eller når øret heler efter en operation. Kontakt i så fald din læge.
- Hvis termometeret bruges af flere forskellige personer, er der under visse omstændigheder risiko for overførsel af infektiøse sygdomme. Spørg din læge til råds.
- Termometeret må kun bruges uden en beskyttelseshætte.

Leveringsomfang og emballage

Start med at kontrollere, at apparatet er komplet og ikke udviser tegn på skader. I tvivlstilfælde skal du undlade at tage apparatet i brug og kontakte forhandleren eller kundeservice. Leveringen omfatter:

- 1 **medisana** infrarødt multifunktionstermometer **TM 750**
- 1 opbevaringstaske
- 2 batterier 1,5 V (type LR03, AAA)
- 1 brugsanvisning

Emballagen kan genbruges eller afleveres til genanvendelse. Bortskaf overskydende emballagemateriale på miljøvenlig vis. Skulle du bemærke transportskader under udpakningen, skal du straks kontakte din forhandler.

	ADVARSEL - Hold emballagefolien uden for børns rækkevidde. Risiko for kvælning!
---	--

Sådan tager du temperaturen - hurtigt og fejlfrit!

Med **medisana** Infrarødt multifunktionstermometer **TM 750** kan du fastlægge en præcis kropstemperatur hos mennesker. Målingen foretages ved begge tindinger eller i øret. Måleresultatet vises inden for få sekunder.

Tilægsfunktion: Udover måling af kropstemperatur kan det infrarøde multifunktionstermometer også bruges til måling af en objekttemperatur (f.eks. omgivelser-, væske- eller overfladetemperatur). En måling med denne funktion er mulig mellem 0 ° til 100 ° celsius (32 °F - 212 °F).

Brug - ibrugtagning

Isætning/udtagning af batterier De 2 medfølgende batterier 1,5V (LR03, AAA) skal anbringes i apparatet for korrekt funktion. Hvis symbolet for batteriskift  vises, skal batterierne udskiftes hurtigt muligt. Hvis symbolet for batteriskift  vises sammen med «Lo», eller slet ikke ses på LCD-displayet **6**, skal batterierne udskiftes omgående.

Udtagning: Tag låget til batterierne **8** af, og tag batterierne ud.

Isætning: Anbring to nye 1,5 V-batterier (type LR03, AAA) i batterirummet. Vær i den forbindelse opmærksom på at vende batterierne rigtigt (polerne er markeret i batteridækslet **9**). Sæt batteridækslet på plads igen.

SIKKERHEDSANVISNINGER VEDRØRENDE BATTERIER

- Skil ikke batterierne ad!
- Rengør batteri- og apparatkontakter efter behov før isætning!
- Tag straks fade batterier ud af apparatet!
- Øget risiko for lækage, undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder! Ved kontakt med batterisyre skal de berørte steder straks skylles med rigelige mængder rent vand. Søg omgående lægehjælp!
- Hvis et batteri bliver slugt, skal der straks søges lægehjælp!
- Udskift altid alle batterierne samtidigt!
- Isæt kun batterier af samme type, anvend ikke batterier af forskellige typer eller nye og brugte batterier sammen!
- Isæt batterierne korrekt, vær opmærksom på at vende polerne rigtigt!
- Hold batterirummet forsvarligt lukket!
- Tag batterierne ud, hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid!
- Opbevar batterier utilgængeligt for børn!
- Batterier må ikke genoplades! Eksplosionsfare!
- Må ikke kortsluttes! Der er eksplosionsfare!
- Må ikke brændes! Der er eksplosionsfare!
- Opbevar ubrugte batterier i emballagen og ikke i nærheden af metalgenstande, da der ellers er risiko for kortslutning!
- Smid ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet, men aflever dem i affaldssorteringens battericontainer eller i en batteri-spand hos forhandleren!

Inden brug

Tilpasning af apparatet til rumtemperaturen: For at kunne foretage en præcis måling af kropstemperaturen, skal kroppen inden du have tilpasset sig til rumtemperaturen, hvor målingen foretages. Dette gælder for alle målinger. Det tager normalt 15 minutter mellem hver måling. Hvis du har behov for hyppige temperaturmålinger i en kortvarig periode, er det normalt med små temperaturudsving. Den menneskelige kropstemperatur bevæger sig inden for et naturligt interval. Der findes derfor ingen standard-kropstemperatur. Mål og noter din kropstemperatur på normale dage. På den måde bliver det nemmere at genkende eventuelle afvigelser sidenhen. For præcis måling i øret er det meget vigtigt, at sensoren er rettet mod trommehinden og befinder sig dybt nok i øregangen. Nogle mennesker har forskellige temperaur på venstre og højre øre. Du bør derfor altid måle samme person i det samme øre for at registrere temperaturændringer.

Sovepositionen kan ligeledes påvirke måleresultaterne. Når en person har sovett længe på det ene øre, er temperaturen i dette øre højere end normalt. Mål i så fald temperaturen i det andet øre, eller vent et par minutter med målingen.

Indstilling af måleenhed, klokkeslæt og dato:

Hvis du tager termometeret i brug for første gang eller lige har skiftet batteri, skal du først indstille måleenhed, klokkeslæt og dato. Hvis du senere vil tilbage til denne indstillingsmodus, trykker du på SET-tasten **7**, når enheden er tændt, og holder den nede i ca. 5 sekunder. Efter en kort selvtest (alle skæmlementer vises kort på LCD-displayet **6**), lyder der to korte hyletoner, og herefter kan måleenheden indstilles på SET-tasten **7** (° C eller ° F). Tryk på hukommelsesknappen **9** for at bekræfte indstillingen. Fortsæt på samme måde (SET-tasten **7** til ændringer af værdier og gemmetasten **3** for at bekræfte) for at indstille år, måned, dag, time og minut. Efter et tryk på gemmetasten **3** vises kortvarigt «**OFF**» på LCD-displayet **6**, før enheden slukkes.

Informationer vedrørende temperaturmåling

- Sensoren **2** på termometeret skal være rent og ubeskadiget for at en præcis måling kan garanteres.
- Ørevoks påvirker målepræcisionen. Rengør øret efter behov og termometerets sensorspids før måling for at undgå eventuelle feilmålinger.
- Inden du foretager en pandemåling skal du sikre, at pande- og tindingområdet er fri for sved, kosmetik og snavs, da der ellers er risiko for fejlbehæftede måleværdier.
- Undiadt at måle temperaturen direkte efter spising, sport eller badning. Vent en halv time.
- Foretager du flere målinger i træk, skal der gå mindst 1 minut mellem hver måling. Hvis du har behov for hyppige temperaturmålinger i en kortvarig periode, er det normalt med små temperaturudsving.
- Den menneskelige kropstemperatur bevæger sig inden for et naturligt interval. Der findes derfor ingen standard-kropstemperatur.
- Mål og noter din kropstemperatur på normale dage. På den måde bliver det nemmere at genkende eventuelle afvigelser sidenhen.
- For præcis måling i øret er det meget vigtigt, at sensoren er rettet mod trommehinden og befinder sig dybt nok i øregangen.
- Nogle mennesker har forskellige temperaur på venstre og højre øre. Du bør derfor altid måle samme person i det samme øre for at registrere temperaturændringer.
- Sovepositionen kan ligeledes påvirke måleresultaterne. Når en person har sovett længe på det ene øre, er temperaturen i dette øre højere end normalt. Mål i så fald temperaturen i det andet øre, eller vent et par minutter med målingen.

Termometeret på panden

! BEMÆRK - temperaturmåling på panden bør kun være til kontrol, da hudtemperaturen på panden nemt påvirkes og således kan give et forkert måleresultat.

- Tænd termometeret ved kort at holde knappen til pandemåling **19** ned. Termometeret udfører nu en selvtest efterfulgt at to korte bip. Du har nu mulighed for at slukke eller deaktivere lydsavspilingen af apparatet, indtil det slukkes. Tryk i den forbindelse kort på SET-knappen **7**, og symbolet **16** forsvinder.
- Sensortildækningen **1** skal være sat på, hvis termometeret skal bruges til at måle kropstemperaturen på panden.
- Hold apparatet med sensoren (og påsat sensortildækning) mod tindingen, og tryk på knappen til pandemåling **3**. Symbolet for pandemåling **20** vises nu på displayet. Træk nu langsomt termometeret henover panden fra den ene tinding til den anden. Knappen til pandemåling skal holdes inde imens. Slip først knappen, når du har nået den anden tinding.
- Når temperaturmålingen er gennemført, høres en signaltone og kropstemperaturen vises nu på displayet **6**.
- Når måleresultatet når eller overstiger 38,0°C (100,4 °F), lyser indikator-LED'en **3** rødt (=feberalarm). I modsat fald lyser indikator-LED'en **3** grønt.
- Resultatet gemmes automatisk. Efter få sekunder uden videre anvendelse slukker apparatet sig automatisk.

Temperaturmåling i øret

- Sensortildækningen **1** skal fjernes, før du kan måle temperaturen i øret.
- Tænd termometeret ved kort at holde knappen til øremåling **2** ned. Termometeret udfører nu en selvtest efterfulgt at to korte bip. Du har nu mulighed for at slukke eller deaktivere lydsavspilingen af apparatet, indtil det slukkes. Tryk i den forbindelse kort på SET-knappen **7**, og symbolet **16** forsvinder.
- Træk let i øret, så øregangen bliver lige. Før forsigtigt sensoren ind i øregangen. Hos børn under 1 år skal termometeret indføres i liggende tilstand med let drejet hoved (øret skal vende opad). Tryk og hold knappen til øremåling **2** inde i ca. 1 sekund. Symbolet for øremåling **20** vises nu på displayet.
- Slip knappen. Når temperaturmålingen er gennemført, høres en signaltone og kropstemperaturen vises nu på displayet **6**.
- Når måleresultatet når eller overstiger 38,0°C (100,4 °F), lyser indikator-LED'en **3** rødt (=feberalarm). I modsat fald lyser indikator-LED'en **3** grønt.
- Resultatet gemmes automatisk. Efter få sekunder uden videre anvendelse slukker apparatet sig automatisk.

Måling af objekttemperatur

- Tænd termometeret ved kort at holde knappen til pandemåling **19** eller knappen til øremåling **2** ned. Termometeret udfører nu en selvtest efterfulgt at to korte bip. Du har nu mulighed for at slukke eller deaktivere lydsavspilingen af apparatet, indtil det slukkes. Tryk i den forbindelse kort på SET-knappen **7**, og symbolet **16** forsvinder.
- Tryk og hold SET- **7** og hukommelsesknappen **9** ned samtidigt i mindst 3 sekunder. Symbolet for måling af overfladetemperatur **19** vises på displayet **6**.
- Ret sensoren **2** mod midten af objektet eller væsken i en afstand af ca. 3 cm, og tryk på knappen til pandemåling eller **9** eller knappen til øremåling **2**. Hvis objektet er dækket af vand, støv eller snavs, skal dette fjernes inden måling for at optimere målenøjagtigheden.
- Slip knappen. Efter endt temperaturmåling hører du en signaltone og den målte temperatur vises nu på displayet **6**.
- Resultatet gemmes automatisk. Tryk igen på både SET- **7** og hukommelsesknappen **9** samtidigt i mindst 3 sekunder for at vende tilbage til måling af kropstemperatur. Efter få sekunder uden videre anvendelse slukker apparatet sig automatisk.

Hent måledata


Apparatet kan gemme op til 30 målinger. Du kan hente de gemte måledata ved at trykke kort på hukommelsesknappen **9**. På displayet **6** vises derefter hukommelsesplads 1 (den senest gemte værdi) sammen med den gemte måleværdi og dertilhørende symbol for måletypen (øremåling, pandemåling eller overfladetemperaturmåling). Trykker du igen på hukommelsesknappen **9** kan du hente den gemte måleværdi fra hukommelsesplads »2«. Der er i alt 30 hukommelsespladser til rådighed, som vises på displayet **6** ved gentagende tryk på hukommelsesknappen **9**. Hvis der er ledige hukommelsespladser, vises disse med "- " på displayet.

! BEMÆRK - hvis alle lagerpladser er optaget, slettes det ældste måleresultat (lagerplads 30), når et nyt måleresultat gemmes.

Fejlmeldinger

Meddelelse «**Hi**» : Den målte temperatur er for høj. På displayet vises meddelelsen Hi, når målingen er over 42 °C/107,6 °F (kropstemperatur-måletype) eller 100 °C/212 °F (overfladetemperatur-måletype).

Meddelelse «**Lo**» : Den målte temperatur er for lav.



PL Urządzenie i elementy obsługi

1 Pokrywa czujnika 2 Czujnik 3 Przycisk pomiaru temperatury na czole 4 Przycisk pomiaru temperatury w uchu 5 Wskaźnik LED 6 Podświetlany wyświetlacz LCD 7 Przycisk SET 8 Komora baterii (z tyłu) 9 Przycisk MEM (pamięć) 10 Źródło sygnału dźwiękowego 11 Data 12 Godzina 13 Symbol «Pomiar trwa» 14 Jednostka pomiaru (°C lub °F) 15 Wartość pomiaru 16 Symbol włączonej sygnalizacji dźwiękowej 17 Symbol wymiany baterii 18 Pamięć 19 Tryb pomiaru temperatury powierzchni 20 Tryb pomiaru temperatury w uchu 21 Tryb pomiaru temperatury na czole

CZ Přístroj a ovládací prvky

1 kryt čidla 2 čidlo 3 tlačítko pro měření teploty na čele 4 tlačítko pro měření teploty v uchu 5 LED indikátor 6 podsvícený LCD displej 7 tlačítko SET 8 přehradka na baterie (na zadní straně) 9 tlačítko pro uložení do paměti 10 akustické zařízení 11 datum 12 čas 13 symbol „Probíhá měření“ 14 měrná jednotka (°C nebo °F) 15 indikátor naměřené hodnoty 16 symbol zapnutého zvuku 17 symbol výměny baterií 18 indikátor paměti 19 režim měření povrchové teploty 20 režim měření teploty v uchu 21 režim měření teploty na čele

SK Prístroj a ovládacie prvky

1 kryt senzora 2 senzor 3 tlačidlo na meranie na čele 4 tlačidlo na meranie v uchu 5 LED indikátor 6 podsvietený LCD displej 7 tlačidlo SET 8 priehradka na batérie (na zadnej strane) 9 tlačidlo pre pamäť 10 signálny hlásič 11 dátum 12 čas 13 symbol pre «prebieha meranie» 14 jednotka merania (°C alebo °F) 15 zobrazenie nameryných hodnôt 16 symbol pre zapnutý zvuk 17 symbol výmeny batérií 18 zobrazenie pamäte 19 režim merania povrchovej teploty 20 režim merania v uchu 21 režim merania na čele

Objaśnienie symboli / Vysvětlení značek / Vysvetlenie značiek:



Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część tego urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące budowy i obsługi urządzenia. Należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do powstania obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



Tento návod k použití patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležité informace o sestavení a manipulaci s ním. Návod k použití si pečlivě prostudujte. Nerespektování tohoto návodu může mít za následek těžká zranění či škody na výrobku.



Tento návod na použitie patrí k tomuto výrobku. Obsahuje dôležité informácie k zloženiu a manipulácii. Prečítajte si celé znenie tohto návodu na použitie. Nedodržanie návodu môže viesť k vážnym poraneniam alebo škodám na výrobku.



OSTRZEŻENIE / VAROVÁNÍ / VÝSTRAHA
Należy przestrzegać zawartych w instrukcji ostrzeżeń, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom użytkowników urządzenia. Tato výstražná upozornění je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případným zraněním uživatele. Tieto výstražné upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poraneniam používateľa.



WSKAZÓWKA / UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE
Wskazówki zawarte w instrukcji są źródłem dodatkowej wiedzy w zakresie instalacji i eksploatacji urządzenia. Tyto pokyny vám poskytnou užitečné dodatečné informace k instalaci nebo provozu. Tieto upozornenia vám poskytnú užitočné dodatočné informácie o inštalácii alebo prevádzke.



Klasyfikacja urządzenia: Typ BF / Klasifikace přístroje: typ BF / Klasifikácia prístroja: Typ BF



Zakres temperatur / Teplotní rozsah / Teplotný rozsah



Chronić przed wilgocią / Chraňte před vlhkostí / Chránite pred vlhkom



Stopień ochrony przed obcymi ciałami stałymi i wodą

Údaj o stupni ochrany proti pevným tělesům a vodě

Údaj o druhu istenia proti pevným objektom a vode



Numer partii / Číslo sarže (LOT) / Číslo LOT



Producent / Výrobce / Výrobca

Data produkcji / Datum výroby / Dátum výroby

Wielofunkcyjny termometr na podczerwień

Instrukcja obsługi – *Proszę uważnie przeczytać!*

Zasady bezpieczeństwa
WAŻNE INFORMACJE I INSTRUKCJĘ NALEŻY KONIECZNIE ZACHOWAĆ!
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować ją, aby w razie konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia kolejnym osobom należy koniecznie dołączyć do niego instrukcję obsługi.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
• Wielofunkcyjny termometr **medisana** na podczerwień **TM 750** służy do pomiaru temperatury ciała u ludzi. Temperaturę mierzy się poprzez kontakt z ciałem – w uchu lub na czole. Dodatkowo termometrem można mierzyć temperaturę obiektu (bezdotykowo) w zakresie 0°C - 100°C (32°F - 212°F).

Przeznaczenia
• Urządzenie nie jest przeznaczone do pomiaru temperatury u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.

• Należy korzystać z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wygasa roszczenie gwarancyjne.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
• Użycie termometru nie zastępuje konsultacji z lekarzem.
• Termometr i osoby, u których jest dokonywany pomiar, powinny przez co najmniej 30 minut przed pomiarem temperatury znajdować się w tym samym otoczeniu.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i/lub wiedzy potrzebnej do jego obsługi, chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymają od niej wskazówki na temat posługiwania się urządzeniem.

• Nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru, aby nie bawiły się urządzeniem.
• Temperatura ciała i skroni różni się od temperatury ciała mierzonej np. w ustach lub w odbycie. Gorączka może we wczesnym stadium choroby prowadzić do zwężenia światła naczyń krwionośnych (wazokonstrykcja), która obniża temperaturę skóry. W takim przypadku temperatura mierzona termometrem może być niższa od rzeczywistej. Jeśli wynik pomiaru nie jest zgodny z odczuciami pacjenta lub jest wyjątkowo niski, pomiar należy powtórzać co 15 minut. W celu kontroli wyniku można zmierzyć temperaturę ciała tradycyjnym termometrem, przystosowanym do pomiaru w ustach lub odbycie.
• Pomiar kontroli tradycyjnym termometrem zalecany jest w następujących przypadkach:
1. Gdy wynik pomiaru jest zaskakująco niski.
2. U dzieci poniżej 3. roku życia, mających zaburzenia systemu immunologicznego lub u których reakcja w trakcie gorączki lub jej braku jest niepokojąca.
3. Jeśli użytkownik po raz pierwszy stosuje urządzenie lub nie potrafi go jeszcze prawidłowo obsługiwać.
• Pomiar temperatury ciała tym urządzeniem należy powtórzyć co najmniej 3 razy. Jeśli wyniki pomiaru się różnią, za aktualną temperaturę ciała należy przyjąć najwyższą wartość.
• Wartości mierzone tym urządzeniem służą zasadniczo jako właściwości referencyjne. W żadnym razie nie mogą być podstawą terapii medycznej. Najpiew należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
• Powierzchnia skóry dzieci reaguje bardzo szybko na temperaturę otoczenia. Dlatego nie należy mierzyć temperatury tym urządzeniem podczas lub po karmieniu piersią, gdyż temperatury skóry może być wtedy niższa niż temperatura ciała.
• W przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż skutkuje to wyłączeniem wszelkich roszczeń gwarancyjnych. Należy zasięgnąć informacji u dystrybutora, który zleci naprawę autoryzowanemu serwisowi.
• Nie należy modyfikować lub otwierać urządzenia. Zawiera ono małe elementy, które mogą zostać pokłnięte przez dzieci.
• Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.
• Nie wolno używać termometru w środowisku wilgotnym. Nie należy wkładać termometru do wody lub innych cieczy. **Nie jest wodoodporny.**
• Podczas czynności i pielęgnacji należy przestrzegać zaleceń zawartych w rozdziale *Czyszczenie i pielęgnacja*.
• Nie należy wstrząsać termometrem, ani nie pukać w niego. Nie dopuszczać do upadku.
• Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, zanieczyszczeniami i kurzem.
• Należy unikać bezpośredniego dotykania czujnika palcami.
• Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.
• Pomiaru należy dokonywać zawsze w tym samym uchu.
• Nie należy mierzyć temperatury w miejscu, które jest zranione lub zanieczyszczone.
• Nie wolno dokonywać pomiaru w uchu, w którym jest stan zapalny (w którym znajduje się np. ropa lub wydzielina), po zranieniu ucha lub podczas zdrowienia po operacji. W tych przypadkach należy skonsultować się z lekarzem.
• Używanie termometru przez kilka osób może w niektórych przypadkach prowadzić do transmisji infekcji. Należy skonsultować się z lekarzem.
• Termometru należy używać tylko bez pokrywy ochronnej.

Zawartość zestawu i opakowanie

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne oraz czy nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym. Zakres dostawy obejmuje:

• 1 **medisana** Wielofunkcyjny termometr na podczerwień **TM 750**
• 1 etui do przechowywania • 2 baterie 1,5 V (typ LR03, AAA) • 1 instrukcja obsługi

Opakowania są produktami wielokrotnego użytku i można je wprowadzić do ponownego obrotu surowcami. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy odpowiednio utylizować. Jeśli podczas opakowywania urządzenia stwierdzone zostaną uszkodzenia powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.

OSTRZEŻENIE – folie opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci!
Zachodzi ryzyko uduszenia!

Pomiar temperatury – szybki i bezbłędny!
medisana Wielofunkcyjny termometr na podczerwień **TM 750** umożliwia precyzyjny pomiar temperatury ciała. Pomiaru dokonuje się przesusawiając po czole między skroniami, bądź też w uchu. Wynik pomiaru zostaje wyświetlony w ciągu kilku sekund. Dodatkowa funkcja: Oprócz pomiaru temperatury ciała wielofunkcyjnym termometrem na podczerwień można mierzyć także temperaturę obiektu (np. powietrza, cieczy czy powierzchni). Przy tej funkcji zakres mierzonej temperatury wynosi od 0°C do 100°C (32°F - 212°F).

Zastosowanie – uruchamianie
Wkładanie / wyjmowanie baterii: Aby urządzenie działało prawidłowo, należy włożyć 2 baterie 1,5 V (LR03, AAA), wchodzące w skład zestawu. Jeśli po pewnym czasie pojawi się symbol baterii , baterie należy wymienić w najbliższym czasie. Jeśli symbol baterii  pojawia się razem z «Lo», lub wyświetlacz LCD  w ogóle nie działa, baterie należy wymienić od razu. Wyjmowanie: zdjąć pokrywę komory baterii  i wyjąć wyczerpane baterie. Wkładanie: włożyć dwie nowe baterie 1,5 V (typ LR03, AAA). Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie baterii (zgodnie z symbolami w komorze baterii ). Zakłożyć pokrywę komory baterii.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

• Nie należy rozkładać baterii na części!
• W razie potrzeby należy oczyścić styki urządzenia i baterii przed ich włożeniem!
• Wyczerpane baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia!
• Ze względu na niebezpieczeństwo wycieku kwasu z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i słusówką! W przypadku kontaktu z kwasem zawartym w baterii należy natychmiast przepłukać zagrożone miejsca obfitą ilością czystej wody i zgłosić się do lekarza!
• W przypadku pokłnięcia baterii należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza!
• Zawsze należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie!
• Należy stosować tylko baterie tego samego typu, nie mieszać różnych typów oraz baterii nowych z używanymi!
• Baterie należy umieścić w komorze baterii, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów!
• Komora na baterie musi być dobrze zamknięta!
• Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie!
• Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci!
• Baterii nie wolno ponownie ładować! Niebezpieczeństwo wybuchu!
• Nie należy doprowadzać do zwarcia! Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
• Nie wrzucać do ognia! Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
• Nieużywane baterie należy przechowywać w opakowaniu, z dała metalowych przedmiotów, aby nie dopuścić do zwarcia!
• Zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, lecz wyłącznie z odpadami specjalnymi. Można je też wrzucić do specjalnych pojemników na baterie!

Przed zastosowaniem

Dostosowanie urządzenia do temperatury pomieszczenia: aby uzyskać dokładny wynik pomiaru temperatury ciała, temperaturę ciała powinna się najpierw dostosować do temperatury pomieszczenia, w którym dokonywany jest pomiar. Tak jest także w przypadku wielofunkcyjnego termometru na podczerwień **TM 750**. Przy zmianie miejsca dostosowuje się on automatycznie do nowego środowiska. Dostosowanie własnej temperatury termometru do temperatury pomieszczenia wymaga trochę czasu. Zależy on od różnicy tych temperatur i może trwać do 30 minut. Gdy proces wyrównania temperatur zostanie zakończony, możliwe jest przeprowadzenie precyzyjnego pomiaru.

Ustawianie jednostki, godziny i daty:

Przy pierwszym użyciu termometru lub po wymianie baterii należy najpierw ustawić jednostkę pomiaru, godzinę i datę. Aby później ponownie wejść do trybu ustawień, należy przy włączonym urządzeniu przycisnąć i przytrzymać przycisk SET  przez ok. 5 sekund. Po autoście LCD wszystkie elementy pojawiają się na chwilę , rozlegają się dwa krótkie sygnały, po których można dokonać ustawień jednostki pomiaru (°C lub °F) za pomocą przycisku SET . Aby potwierdzić wprowadzone ustawienia, należy nacisnąć przycisk MEM . W podobny sposób (przycisk SET  do zmiany wartości i przycisk MEM  do potwierdzenia i zapamiętywania wartości) postępuje się przy wprowadzaniu roku, miesiąca, dnia, godziny i minuty. Po krótkim przyciśnięciu przycisku MEM  na chwilę pojawia się «OFF» na wyświetlaczu LCD , a potem urządzenie się wyłącza.

Uwagi dotyczące pomiaru temperatury

• Aby możliwy był dokładny pomiar, czujnik  termometru musi być w stanie czystym i nienaruszonym.
• Wosk uszny zakłóca dokładność pomiaru. Aby uniknąć ewentualnych przekłamań należy w razie konieczności przed pomiarem wyczyścić ucho i końcówkę czujnika.
• Przed pomiarem na czole należy upewnić się, że na powierzchni czoła i skroni nie ma potu, kosmetyków i zabrudzeń, gdyż wtedy wynik pomiaru może być błędny.
• Nie należy mierzyć temperatury bezpośrednio po jedzeniu, treningu sportowym lub kąpieli. Należy odczekać godzinę.
• Następujące po sobie pomiary można wykonywać w odstępie co najmniej 1 minuty. Jeśli temperatura będzie musiała być przez krótki czas mierzona częściej, wyniki pomiaru mogą się nieznacznie różnić od siebie.
• Temperatura ludzkiego ciała waha się w naturalnym zakresie. Nie istnieje standardowa temperatura ciała.
• Należy mierzyć i odnotowywać temperaturę także w normalne dni. Wtedy można łatwiej rozpoznać ewentualną gorączkę.
• Przy pomiarze temperatury w uchu należy zwrócić uwagę, aby czujnik skierowany był na błonę bębenkową i był dobrze osadzony w przewodzie słuchowym.
• U niektórych osób pomiary w lewym i prawym uchu mogą dawać różne wyniki. Aby zmiany temperatury były miarodajne, należy dokonywać pomiaru zawsze w tym samym uchu.
• Pozycja podczas snu może mieć wpływ na wyniki pomiaru. U osób, które od dłuższego czasu śpią na tym samym uchu, temperatura w tym uchu może być wyższa niż normalnie. W tym przypadku należy dokonać pomiaru w drugim uchu lub odczekać z pomiarem kilka minut.

Pomiar temperatury na czole

i UWAGA – pomiar temperatury na czole służy jedynie kontroli, gdyż na temperaturę skóry na czole mają nieznaczny wpływ czynniki zewnętrzne, a przez to pomiar może być zafałszowany.

1. Włączyć termometr krótkim przyciśnięciem przycisku trybu pomiaru na czole . Po zakończeniu autotestu rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Opcjonalnie istnieje możliwość czasowego wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej. W tym celu należy nacisnąć krótko przycisk SET ; symbol  zniknie.
2. Przy pomiarze temperatury na czole pokrywa czujnika  musi być założona.
3. Czujnik urządzenia (z nałożoną pokrywą) należy przytrzymać przy skroni i nacisnąć przycisk pomiaru temperatury na czole . Na wyświetlaczu pojawi się symbol trybu pomiaru na czole . Teraz, przytrzymując ten przycisk, należy pociągnąć termometrem przez środek czoła od jednej skroni do drugiej. Po osiągnięciu tej pozycji należy puścić przycisk.
4. Po zakończeniu pomiaru rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlona wartość temperatury ciała .
5. Jeśli wynik pomiaru osiągnie lub przekroczy 38,0°C (100,4°F), wskaźnik LED  zapali się na czerwono (=gorączka). W przeciwnym wypadku wskaźnik LED  zapali się na zielono.
6. Wartość zostanie zapisana automatycznie. Po kilku sekundach urządzenie wyłączy się automatycznie, bez aktywowania któregośkolwiek przycisku.

Pomiar temperatury w uchu

1. Przy pomiarze temperatury w uchu należy zdjąć pokrywę czujnika .
2. Następnie należy włączyć termometr krótkim przyciśnięciem przycisku pomiaru temperatury w uchu . Po zakończeniu autotestu rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Opcjonalnie istnieje możliwość czasowego wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej. W tym celu należy nacisnąć krótko przycisk SET ; symbol  zniknie.
3. Pociągając delikatnie za ucho, aby przewód słuchowy się rozprostował. Wprowadzić delikatnie czujnik do przewodu słuchowego. U dzieci poniżej 1 roku czujnik należy wprowadzać w pozycji leżącej, przy obróceniu głowy (ucho skierowane do góry). Następnie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk pomiaru w uchu  przez ok. 1 sekundę. Na wyświetlaczu pojawi się symbol trybu pomiaru w uchu .
4. Następnie zwolnić przycisk. Po zakończeniu pomiaru rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zostanie wyświetlona wartość temperatury ciała .
5. Jeśli wynik pomiaru osiągnie lub przekroczy 38,0°C (100,4°F), wskaźnik LED  zapali się na czerwono (=gorączka). W przeciwnym wypadku wskaźnik LED  zapali się na zielono.
6. Wartość zostanie zapisana automatycznie. Po kilku sekundach urządzenie wyłączy się automatycznie, bez aktywowania któregośkolwiek przycisku.

Pomiar temperatury obiektu

1. Włączyć termometr krótkim przyciśnięciem przycisku trybu pomiaru na czole  lub w uchu . Po zakończeniu autotestu rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Opcjonalnie istnieje możliwość czasowego wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej. W tym celu należy nacisnąć krótko przycisk SET ; symbol  zniknie.
2. Równnocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk SET  i MEM  przez co najmniej 3 sekundy. Pojawi się symbol trybu pomiaru temperatury powierzchni .
3. Aby rozpocząć pomiar, należy skierować czujnik  o odległości ok. 3 cm na środek obiektu lub cieczy i nacisnąć przycisk pomiaru na czole  lub w uchu . Jeśli na powierzchni obiektu będzie znajdować się woda, kurz lub brud, należy je najpierw usunąć, co pozwoli zoptymalizować dokładność pomiaru.
4. Następnie zwolnić przycisk. Po zakończeniu pomiaru temperatury rozlegnie się sygnal dźwiękowy i zostanie wyświetlona wartość temperatury .
5. Wartość zostanie zapisana automatycznie. Aby wyłączyć tryb pomiaru temperatury powierzchni, należy ponownie równocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski SET  i MEM  przez co najmniej 3 sekundy. Po kilku sekundach urządzenie wyłączy się automatycznie, bez aktywowania któregośkolwiek przycisku.

Odczyt zmierzonych wartości

W urządzeniu można zapisać do 30 wyników pomiarów. Zapisane dane można odczytać naciskając przycisk MEM . Na wyświetlaczu  najpierw pojawia się numer pozycji w pamięci 1 (ostatnia zapisana wartość) z zapisaną na niej wartością pomiaru i symbolem trybu pomiaru (w uchu, na czole lub pomiaru powierzchni). Kolejne naciśnięcie przycisku MEM  umożliwia wywołanie wartości zapisanej na pozycji „2”. W sumie do dyspozycji jest 30 pozycji. Przy kolejnych naciśnięciach przycisku MEM  zostają pokazane na wyświetlaczu . Miejsce w pamięci, które nie jest jeszcze wykorzystane, jest oznaczone wskazaniem „-”.

i UWAGA – jeśli wszystkie pozycje w pamięci są już wykorzystane, nowy wynik pomiaru zapisywany jest przy automatycznym usunięciu najstarszego pomiaru (pozycja 30).

Komunikaty o błędach

Wskazanie «**Hi**»: zmierzona temperatura jest za wysoka. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie **Hi**, jeśli wynik pomiaru przekracza 42°C / 107,6°F (tryb pomiaru temperatury ciała) lub 100°C / 212°F (tryb pomiaru temperatury powierzchni).

Wskazanie «**Lo**»: zmierzona temperatura jest za niska. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie **Lo**, jeśli wartość temperatury wynosi mniej niż 35°C / 95°F (tryb pomiaru temperatury ciała) lub 0°C / 32°F (tryb pomiaru temperatury powierzchni).

Wskazanie «**Err**»: temperatura otoczenia leży poza zakresem tolerancji 15°C - 35°C (59°F - 95°F).

Czyszczenie i pielęgnacja

• Czujnik  jest najbardziej wrażliwą częścią urządzenia. Należy unikać jego zabrudzenia i uszkodzenia. Czujnik i jego pokrywę należy czyścić regularnie przed i po każdym użyciu palaczką kosmetyczną zanurzoną w ciepłej wodzie lub 70-procentowym roztworze alkoholu izopropylowego.
• Nie należy wkładać termometru do wody lub innych cieczy. **Nie jest wodoodporny.**
• Termometr należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki nasączonej delikatnie wodą z domieszką łagodnego mydła lub 70-procentowym roztworem alkoholu izopropylowego. Do wnętrza urządzenia nie może przedostać się woda! Ponowne użycie urządzenia jest możliwe dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.
• Nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani twardych szczotek.
• Należy zwróć uwagę, aby nie zarysować soczewki czujnika, wyświetlacza i obudowy.
• Urządzenie nie należy przechowywać i stosować w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze (patrz warunki użytkowania w rozdziale „Dane techniczne”) i wilgotności, na słońcu, w połączeniu z prądem elektrycznym lub w miejscu zakurczonym. Wyjąć baterie z urządzenia, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy czas. W przeciwnym razie baterie mogą wyćcieć.
• Przy użytkowaniu zgodnym z zadaniami opisanymi w tej instrukcji regularne serwisowanie i kalibrowanie termometru nie jest konieczne.

Informacje dotyczące utylizacji

Tego urządzenia nie można utylizować razem z odpadami komunalnymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddawania wszystkich urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe czy nie, do specjalnego punktu odbioru takich odpadów, aby umożliwić ich utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Przy użyciu urządzenia należy wyjąć z baterii baterie. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz z odpadami specjalnymi. Można je też oddać do punktów zbiórki baterii znajdujących się w specjalistycznych sklepach. W sprawach dotyczących utylizacji należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu lub do sprzedawcy.

Dane techniczne
Nazwa i model: **medisana** Wielofunkcyjny termometr na podczerwień **TM 750**
Urządzenie wyświetlające: wyświetlacz cyfrowy (LCD)
Zasilanie: 3 V $\equiv$, 2 baterie 1,5 V (typ LR03, AAA)
Zakres pomiarowy: Tryb pomiaru temperatury ciała: 34°C - 43°C (93,2°F - 109,4°F)
Tryb pomiaru temperatury powierzchni: 0°C - 100°C (32°F - 212°F)
[w zakresie warunków eksploatacji] Tryb pomiaru temperatury ciała: w zakresie 35°C - 42°C (95°F - 107,6°F); $\pm$ 0,2°C (0,4°F); pomiar obiektu: $\pm$ 2°C (4°F) lub $\pm$ 5%
Pojemność pamięci: 0-1°C (0,1°F)
do ok. 30 pomiarów
Warunki eksploatacji: 15°C - 35°C (59°F - 95°F), wilgotność względna do 95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania i transportu: -25°C - +55°C (-13°F - +131°F), wilgotność względna do 95% (bez kondensacji)
Wymiary: ok. 134,3 x 42,4 x 47,6 mm
Masa: ok. 65 g bez baterii
Nr artykułu: 76140
Kod EAN: 40 15588 76140 9

Oznakowanie CE odpowiada dyrektywie UE 93/42/EWG. Urządzenie spełnia wymagania normy ISO 80601-2-56. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Przy zastosowaniu w ramach działalności gospodarczej kontrola pomiaru musi być przeprowadzana raz w roku. Kontrola jest odpłatna i może być przeprowadzona przez właściwy organ lub przez upoważnione służby serwisowe – zgodnie z „Regulaminem operatora urządzeń medycznych”.

Kompatybilność elektromagnetyczna: Urządzenie odpowiada wymaganiom normy EN 60601-1/-1-2 dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej. Szczegóły dotyczące danych pomiarowych zawarto w tej ulotce.

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i zmian formy urządzenia.

Aktualna wersja niniejszej instrukcji obsługi znajduje się na stronie www.medisana.com

Warunki gwarancji i napraw

W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do sklepu lub bezpośrednio do punktu serwisowego. Jeśli występuje konieczność odesłania urządzenia, należy opisać uszkodzenie i załączyć kopię dowodu zakupu. Obowiąz

Použití – uvedení do provozu

Vymuňte vloženú batériu. Pre správnu funkci teploteru je nutné vložiť 2 batérie 1,5 V (LR03, AAA), ktoré jsou součástí dodávky. Pokud se po určité době provozu zobrazí na displeji symbol výměny baterií , měli byste batérie co nejdříve vyměnit. Pokud se symbol výměny baterií  zobrazuje společně s „Lo“ nebo se na LCD displeji  nezobrazuje nic, je třeba batérie vyměnit okamžitě.

Vymuť: Sejměte kryt příhrádky na batérie  a vyjměte batérie.

Vložení: Vložte dvě nové 1,5V batérie (typ LR03, AAA). Dbejte na správný směr vložení batérií (viz označení uvnitř příhrádky na batérie ). Nasadte zpět kryt příhrádky na batérie.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

- Batérie nerozebírejte!
- Je-li to nutné, očistěte před vložení batérií kontakty na batériích a na přístroji!
- Vybíje batérie ihned vyměňte z přístroje!
- Zvýšené nebezpečí vyfoučení! Zabráňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicími! Při kontaktu s akumulátorovou kyselinou okamžitě opláchněte zasažené místo dostatečným množstvím čisté vody a ihned vyhleďte lékaře!
- Pokud došlo ke spojení! Batérie, je třeba okamžitě vyndat lékaf!
- Pokud došlo ke spojení! Batérie, je třeba okamžitě vyndat lékaf!
- Vždy vyměňujte všechny batérie najednou!
- Do přístroje vkládejte pouze batérie stejného typu. Nekombinujte různé typy baterií nebo použité a nové batérie!
- Při vkládání batérií dbejte na správnou polaritu!
- Ujistěte se, že je příhrádka na batérie dobře uzavřená!
- Vymějte batérie z přístroje, pokud ho delší dobu nepoužíváte!
- Batérie uchovávejte mimo dosah dětí!
- Batérie nedobíjejte! Nebezpečí výbuchu!
- Batérie neskratujte! Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Batérie nevzhazujte do ohně! Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nepoužíte batérie skladující v obalu a mimo dosah kovových předmětů, abyste předešli možnému zkratui!
- Použité batérie a akumulátory nevzhazujte do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo do sběrného boxu na batérie ve specializovaném obchodě!

Před použitím

Přizpůsobení teploty přístroje teplotě místnosti: Aby měření tělesné teploty bylo přesné, musí se tělo nejprve přizpůsobit teplotě místnosti, ve které má být měření provedeno. To samé platí i pro infračervený multifunkční teploměr **TM 750**. Při změně prostředí se automaticky přizpůsobí novým podmínkám. Přístroj potřebuje určitý čas na to, aby svou vlastní teplotu přizpůbil teplotě místnosti. Tento proces může trvat až 30 minut v závislosti na rozdílu teplot. Přesný výsledek měření lze dosáhnout jen tehdy, pokud byl tento proces dokončen.

Nastavení měrné jednotky, času a data:

Při prvním uvedení teploměru do provozu a po výměně batérií je třeba nejprve nastavit měrou jednotku, čas a datum. Po pozdější návrat do tohoto režimu nastavení stiskněte a podržte na zapnutém přístroji tlačítko SET  po dobu cca 5 sekund. Po inicializčním testu (na LCD displeji  se krátce zobrazí všechny prvky) zazní dvě krátká pípnutí a poté můžete pomocí tlačítka SET  nastavit měrou jednotku ("C" nebo "F"). Po potvrzení nastavení stiskněte tlačítko pro uložení do paměti . Stejným způsobem (tlačítko SET  pro změnu hodnot a tlačítko pro uložení do paměti  po potvrzení hodnot) nastavte rok, měsíc, den, hodinu a minutu. Po stisknutí tlačítka pro uložení do paměti  se na LCD displeji  krátce zobrazí „OFF“ a poté se přístroj vypne.

Pokyny pro měření teploty

- Čidlo  teploměru musí být vždy čisté a nepoškozené, aby byly zaručeny přesné hodnoty měření.
- Ušní maz má vliv na přesnost měření. Abyste předešli případným chybám při měření, vyčistíte před měřením ucho a hrot čidla teploměru.
- Před měřením teploty na čele se ujistěte, že čelní a spánková oblast je zbavena potu, kosmetiky a nečistot. V opačném případě hrozí, že budou naměřeny nesprávné hodnoty.
- Nemějte teplotu ihned po jídle, sportovním výkonu nebo koupání. Počkejte půl hodiny.
- Po sobě jdoucí měření provádějte pouze v intervalech alespoň 1 minuty. Pokud musíte provádět měření několikrát během krátké doby, mohou se naměřené hodnoty lišit míře.
- Lidská tělesná teplota se pohybuje v přirozeném rozsahu. Neexistuje žádná standardní tělesná teplota.
- Tělesnou teplotu měřte a zameravějte v běžných dnech. Budete tak moci lépe rozpoznat případnou horečku.
- Pro přesné měření teploty v uchu je důležité, aby čidlo směřovalo k bubínku a nacházelo se dostatečně hluboko ve zvuko-vodu.
- U některých osob mohou být naměřeny odlišné hodnoty v levém a v pravém uchu. Aby mohly být zaznamenány případné změny teploty, provádějte měření vždy ve stejném uchu.
- Spánková poloha může ovlivnit výsledky měření. U osob, které delší dobu spaly na jednom uchu, je teplota v tomto uchu vyšší, než je obvyklé. V takovém případě změňte teplotu v druhém uchu nebo počkejte s měřením několik minut.

Měření teploty na čele

 UPOZORNĚNÍ – Měření teploty na čele by se mělo provádět pouze za účelem kontroly, neboť teplota pokožky na čele může být snadno ovlivněna externími faktory. Tím by mohlo dojít ke zkreslení výsledků měření.

- Zapněte teploměr krátkým stisknutím tlačítka pro měření teploty na čele . Teploměr nejprve pro-vede inicializační test a poté zazní dvě krátká pípnutí. Nyní můžete přechodně vypnout zvukový výstup přístroje až do jeho vypnutí. Za tímto účelem stiskněte krátce tlačítko SET , symbol  zmizí.
- Aby mohla být změřena tělesná teplota na čele, musí být nasazen kryt čidla .
- Přiložte přístroj čidlem (s nasazeným krytem čidla) ke spánku a stiskněte tlačítko pro měření teploty na čele . Na displeji se zobrazí symbol režimu měření teploty na čele . Držte stisknuté tlačítko a přejedte teploměrem pomalu po středu čela až k druhému spánku. Jakmile bude teploměr v této pozici, uvolněte tlačítko.
- Po ukončení měření zazní výstražný tón a na displeji  se zobrazí naměřená tělesná teplota.
- Je-li naměřená teplota rovna nebo vyšší než 38,0 °C (100,4 °F), rozsvítí se červeně-LED indikátor  (= alarm signalizující horečku). V opačném případě svítí LED indikátor  zeleně.
- Výsledek se automaticky uloží. Po několika sekundách bez stisknutí některého z tlačítek se přístroj automaticky vypne.

Měření teploty v uchu

- Chcete-li změnit teplotu v uchu, sejměte kryt čidla .
- Zapněte teploměr krátkým stisknutím tlačítka pro měření teploty v uchu . Teploměr nejprve provede inicializační test a poté zazní dvě krátká pípnutí. Nyní můžete přechodně vypnout zvukový výstup přístroje až do jeho vypnutí. Za tímto účelem stiskněte krátce tlačítko SET , symbol  zmizí.
- Zatáhnete jemně za ucho, aby se narovnal zvukovod. Zaveďte čidlo opatrně do zvukovodu. U dětí mladších 1 roku by se čidlo mělo zavádět do zvukovodu v poloze vleže a s mírně natočenou hlavou (tak, aby ucho směřovalo nahoru). Stiskněte a podržte tlačítko pro měření teploty v uchu  po dobu asi 1 sekundy. Na displeji se zobrazí symbol režimu měření teploty v uchu .
- Uvolněte tlačítko. Po ukončení měření zazní výstražný tón a na displeji  se zobrazí naměřená tělesná teplota.
- Je-li naměřená teplota rovna nebo vyšší než 38,0 °C (100,4 °F), rozsvítí se červeně LED indikátor  (= alarm signalizující horečku). V opačném případě svítí LED indikátor  zeleně.
- Výsledek se automaticky uloží. Po několika sekundách bez stisknutí některého z tlačítek se přístroj automaticky vypne.

Měření teploty předmětů

- Zapněte teploměr krátkým stisknutím tlačítka pro měření teploty na čele  nebo tlačítka pro měření teploty v uchu . Teploměr nejprve provede inicializační test a poté zazní dvě krátká pípnutí. Nyní můžete přechodně vypnout zvukový výstup přístroje až do jeho vypnutí. Za tímto účelem stiskněte krátce tlačítko SET , symbol  zmizí.
- Stiskněte a podržte současně tlačítko SET  a tlačítko pro uložení do paměti  po dobu alespoň 3 sekund. Na displeji  se zobrazí symbol režimu měření povrchové teploty .
- Chcete-li zahájit měření, namíste čidlo  ze vzdálenosti cca 3 cm na střed předmětu nebo kapalinu a stiskněte tlačítko pro měření teploty na čele  nebo tlačítko pro měření teploty v uchu . Je-li na povrchu předmětu voda, prach nebo špína, očistěte ho, aby byla zajištěna optimální přesnost měření.
- Uvolněte tlačítko. Po ukončení měření zazní výstražný tón a na displeji  se zobrazí naměřená teplota.
- Výsledek se automaticky uloží. Po návrat do režimu měření tělesné teploty znovu stiskněte a podržte současně tlačítko SET  a tlačítko pro uložení do paměti  po dobu alespoň 3 sekund. Po několika sekundách bez stisknutí některého z tlačítek se přístroj automaticky vypne.

Zobrazení naměřených údajů

Přístroj dokáže uložit až 30 výsledků měření. Uložené naměřené údaje můžete zobrazit krátkým stisknutím tlačítka pro uložení do paměti . Na displeji  se nejprve zobrazí paměťové místo 1 (poslední uložená hodnota) včetně příslušné uložené hodnoty a příslušného symbolu režimu mě-ření (měření teploty v uchu, měření teploty na čele, měření povrchové teploty). Opětovným stisk-nutím tlačítka pro uložení do paměti  můžete zobrazit výsledek měření uložený na paměťovém místě 2. Celkem je k dispozici 30 paměťových míst, která se při opakované aktivaci tlačítka pro uložení do paměti  postupně zobrazují na displeji . Pokud ještě nejsou obsazena všechna paměťová místa, zobrazí se na tomto paměťovém místě symbol „-“.

 UPOZORNĚNÍ – Jsou-li obsazena všechna paměťová místa, dojde při uložení nového výsledku měření k automatickému vymazání nejstaršího výsledku měření (paměťové místo 30).

Chybová hlášení

Indikace «HI »: Naměřená teplota je příliš vysoká. Na displeji se zobrazí indikace HI, pokud je naměřená teplota vyšší než 42 °C / 107,6 °F (režim měření tělesné teploty) nebo 100 °C / 212 °F (režim měření povrchové teploty).

Indikace «Lo »: Naměřená teplota je příliš nízká. Na displeji se zobrazí indikace Lo, pokud je naměřená teplota nižší než 35 °C / 95 °F (režim měření tělesné teploty) nebo 0 °C / 32 °F (režim měření povrchové teploty).

Indikace «Err »: Okolní teplota je mimo toleranční pásmo 15 °C až 35 °C (59 °F až 95 °F).

Čištění a údržba

- Čidlo  je nejcitlivější částí přístroje. Chráňte ho před znečištěním a poškozením. Čidlo a kryt čidla čistěte pravidelně, před každým použitím a po každém použití pomocí vatové tyčinky namočené do teplé vody nebo 70% isopropylalkoholu.
- Nepokládejte teploměr do vody nebo jiných kapalin.
- Není vodotěsný.**
- K čištění teploměru použijte měkký hadřík lehce navlhčený ve slabém mydlovém roztoku nebo 70% isopropylalkoholu. Do přístroje nesmí proniknout žádná voda! Přístroj znovu používejte teprve tehdy, je-li úplně suchý.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, fiedidla, benzín nebo tvrdé kartáče.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškřábání čocky čidla, displeje a vnějšího krytu.
- Neskladujte a nepoužívejte přístroj v prostředí s příliš vysokou nebo nízkou teplotou (viz provozní podmínky v kapitole „Technické údaje“) a vlhkostí vzduchu, ve slunečním světle, ve spojení s elektrickým proudem nebo na prašném místě. Nebude-te-li přístroj delší dobu používat, vymějte z něj batérie. V opačném případě hrozí nebezpečí vyfoučení batérií.
- Je-li teploměr používán podle tohoto návodu k použití, není vyžadována žádná pravidelná údržba ani kalibrace.

Pokyny pro likvidaci

 Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje – bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky, či nikoliv – na sběrném místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Před likvidací přístroje vymějte batérie. Použité batérie nevzhazujte do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo  do sběrného boxu na batérie ve specializovaném obchodě. Pro informace týkající se likvidace se obraťte na místní orgán nebo na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.

Technické údaje	
Název a model:	infračervený multifunkční teploměr medisana TM 750
Systém zobrazení:	digitální displej (LCD)
Napájecí napětí:	3 V – –, 2 batérie 1,5 V (typ LR03, AAA)
Rozsah měření:	režim měření tělesné teploty: 34 °C až 43 °C (93,2 °F až 109,4 °F) režim měření povrchové teploty: 0 °C až 100 °C (32 °F až 212 °F) [v rozsahu provozních podmínek] režim měření tělesné teploty: v rozsahu měření 35 °C až 42 °C (95 °F až 107,6 °F); ±0,2 °C (0,4 °F); měření teploty předmětů: ±2 °C (4 °F) nebo ±5 % 0,1 °C (0,1 °F) až 30 měření Provozní podmínky: Skladovací/preparavní podmínky: Rozměry: Hmotnost: Č. výrobku: Kód EAN:
Přesnost měření: (laboratorní měření)	–25 °C až +55 °C (–13 °F až +131 °F), rel. vlhkost vzduchu až 95 % (bez kondenzace)
Rozlišení displeje:	cca 134,3 × 42,4 × 47,6 mm
Uložná kapacita:	cca 65 g bez batérií
	76140
	40 15588 76140 9

Označení CE přístroje se vztahuje na směrnici EU 93/42/EHS. Přístroj splňuje požadavky normy ISO 80601-2-56. Přístroj je koncipován pro domácí použití. Při komerčním použití se musí jednou ročně provést metrologická kontrola. Kontrola je placená a může být provedena příslušným orgánem nebo autorizovaným servisem v souladu s nařízením pro provozovatele zdravot-nických prostředků (Medizinprodukte-Betreibervorordnung). Elektromagnetická kompatibilita: Tento přístroj odpovídá požadavkům normy EN 60601-1/-1-2 o elektromagnetické kompatibi-litě. Podrobnosti o těchto údajích měření najdete v dodatku.

V rámci neustálého zlepšování výrobu si vyhrazujeme právo provádět na něm technické a tvarové změny.
Aktuální verzi tohoto návodu k použití najdete na adrese www.medisana.com

Záruční a servisní podmínky

V záručním případě se obraťte na specializovaný obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili, nebo přímo na servisní středisko. Bude-li nutné přístroj zaslat zpět, uveďte, o jakou závadu se jedná, a přiložte kopii účtenky.

Při tom platí následující záruční podmínky:

- Na výrobky **medisana** je poskytována 3letá záruka od data prodeje. Datum prodeje je v záručním případě nutno doložit účtenkou nebo fakturou.
- Závady v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad budou v záruční době odstraněny bezplatně.
- Návrhům plněním nedochází u přístroje ani vyměněných dílů k prodloužení záruční doby.
- Ze záruky jsou vyloučeny:
 - všechny škody, které vznikly v důsledku nevhodného zacházení s výrobkem, např. z důvodu nerespektování návodu k použití;
 - škody, které byly zapříčiněny údržbou nebo manipulací ze strany kupujícího nebo nepovolaných třetích osob;
 - škody, které vznikly během přepravy od výrobce ke spotřebiteli nebo při zpětném zasílání do servisního střediska; a
 - díly příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
- Odpovědnost za přímé nebo nepřímé následné škody způsobené přístrojem je vyloučena i v případě, že dané poškození přístroje bylo uznáno jako záruční případ.

	medisana GmbH Jagenbergstr. 19 41468 NEUSS, NĚMECKO
---	--

Adresu servisu najdete na přiloženém samostatném listu.

- Hodnoty naměřené tímto přístrojem slouží v zásade len ako referenčné hodnoty. V žiadnom prípade nepredstavujú základ pre liečebné ošetroenie. Zakazámy najskôr kontaktyte ušojto lekára.
- Povrch pokožky u batáiek reaguje veľmi rýchlo na okolitú teplotu. Preto meranie teplomerom nevykonávajte počas dočienia alebo po ňom, pretože teplota pokožky môže byť potom nižšia ako teplota telesného jadra.
- V prípade poruchy alebo poškodenia prístroja sami neopravujte, pretože tým zaniká akýkoľvek nárok na záruku. Informujte sa u vášho predajcu o opravy prenechajte na autorizovaní servisní strediská.
- Přístroj nemodifikujte a/alebo ho neotváraťe. Obsahuje malé časti, ktoré by deti mohli prehltnúť.
- Poškodený přístroj sa nesmie používať.
- Teplomér nepoužívajte ve vlhkém prostředí. Teplomér neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. **Nie je vodotesný.**
- Při čištení dodržujte pokyny v části Čištění a údržba.
- Teplomeroem netraťte, ani po ňom neklopte. Nenechajte ho spadnúť.
- Přístroj chráňte pred priamym slnečným žiarením, extrémne vysokými alebo nízkymi teplotami, znečistením a prachom.
- Prstom sa nedotýkajte priamo senzora.
- Ak zamýšľate prístroj dlhší čas nepoužívať, vyberte z neho batérie.
- Merania v uchu by sa mali vykonávať vždy v rovnakom uchu.
- Meranie sa nesmie vykonávať na poranených alebo znečistených miestach na tele.
- Meranie sa nesmie vykonávať v zapálenom uchu (napr. s hnisom alebo sekrétom), po poranení ucha alebo počas hojenia po operácii. Vo všetkých týchto prípadoch kontaktyte svojho lekára.
- Používanie teplomeru s rôznymi osobami môže za určitých okolností viesť k prenosu infekčných ochorení. Informujte sa u vášho lekára.
- Teplomér sa smie používať iba bez ochranného krytu.

Rozsah dodávky a balenie

Najskôr skontrolujte, či je prístroj úplný a či nie je poškodený. V prípade pochybností prístroj neuvádzajte do prevádzky a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné pracovisko. Balenie obsahuje:

- 1 multifunkčný infračervený teplomer **TM 750 medisana**
- 1 taška na uschovanie
- 2 batérie 1,5 V (typ LR03, AAA)
- 1 návod na použitie

Obaly sú recyklovateľné alebo ich je možné vrátiť do kolobehu surovín. Nepotrebný obalový materiál riadne zlikvidujte. Ak pri rozbalovaní zistíte poškodenie spôsobené prepravou, okamžite kontaktyte svojho predajcu.

 VÝSTRAHA – Dávajte pozor, aby sa obalové fólie nedostali do rúk deťom. Hrozí nebezpečenstvo zadusení!

Meranie teploty - rýchlo a bezchybné!

Multifunkčný infračervený teplomer **TM 750 medisana** umožňuje presné meranie telesnej teploty. Meranie sa priebežne vyko-náva medzi čelom a spánkom alebo voľneľne v uchu. Výsledok merania sa zobrazí v priebehu niekoľkých sekúnd. **Dodatocná funkcia:** Okrem merania telesnej teploty je možné multifunkčný infračervený teplomer použiť aj na meranie teploty objektov (napríklad teploty okolia, kvapalín, povrchov). S touto funkciou je možné meranie v rozsahu od 0 °C do 100 °C (32 °F - 212 °C).

Použitie - Uvedenie do prevádzky

Vybrate/vloženie batérií: Na správne fungovanie musia byť vložené 2 batérie 1,5 V (LR03, AAA) nachádzajúce sa v dodanom balení. Ak by sa po určitej prevádzkovej dobe zobrazil symbol výmeny batérií , mali by byť batérie čo najskôr vymenené. Ak sa symbol výmeny batérií  zobrazí spolu s «Lo» alebo sa na LCD displeji  už nič nezobrazuje, musia byť batérie vymenené okamžite. Vybrate: Odberte poklop priehradky na batérie  a vyberte batérie.

Vloženie: Vložte dve nové batérie 1,5 V (typ LR03, AAA). Dbajte na smer vloženia batérií (obrázok v priehradke na batérie ). Poklop priehradky na batérie znova nasadte.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – BATÉRIE

- Batérie nerozoberajte!
- V prípade potreby pred vložením očistite kontakty batérií a prístroja!
- Vybíe batérie bezodkladne vyberte z prístroja!
- Zvýšené nebezpečenstvo vyfúčenia, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami! Pri kontakte s batériovou kyselinou použite okamžite vhodný čistiaci prostriedok a nie v blízkosti otvoreného čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára!
- V prípade prehltnutia batérie sa musí ihneď vyhľadať lekár!
- Všetky batérie vždy vymieňajte súčasne!
- Vkládajte len batérie rovnakého typu, nepoužívajte rôzne typy alebo použité a nové batérie súčasne!
- Batérie vkladajte správne, dbejte na polaritu!
- Priehradku na batérie dobre zatvorte!
- Pri dlhšom nepoužívaní vyberte batérie z prístroja!
- Batérie držte mimo dosahu detí!
- Batérie znovu nenabíjajte! Nebezpečenstvo výbuchu!
- Neskratujte! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Neodhadzujte do ohňa! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Nepoužíte batérie skladujúce v obale a mimo dosah kovových predmetov, aby sa zabránilo skratu!
- Použíte batérie a akumulátory neodhadzujte do komunálneho odpadu, ale do špeciálneho odpadu alebo do zberne na batérie v špecializovanom obchode!

Pred použitím

Prispôsobenie prístroja na izbovú teplotu: Aby bolo možné vykonať presné meranie telesnej teploty, musí sa najskôr telo prispô-sobiť teplotе miestnosti, v ktorej sa má vykonať meranie. To platí aj pre multifunkčný infračervený teplomer **TM 750**. Po zmene umiestnenia sa automaticky prispôbiť novému prostrediu. Na prispôsobenie vlastnej teploty teplomeru na izbovú teplotu potrebue prístroj určiť časové rozpätie. Jeho dĺžka závisí od výškového rozdielu oboch teplot a môže trvať až do 30 minút. Po ukončení tohto procesu prispôsobenia teploty je možné docieľiť presné výsledky merania.

Nastavenie jednotky merania, času a dátumu:


Keď teplomer uvádzate do prevádzky prýkrýť alebo po výmene batérií, musíte najskôr nastaviť jednotku merania, čas a dátum. Ak sa neskôr budete chcieť opätovne dostať do nastavovacieho režimu, pri zapnutom prístroji stlačte a na asi 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo SET . Po vlastnom teste (všetky zobrazovacie prvky sa krátko zobrazia na LCD displeji , zaznený dve krátke pípnutia, potom je možné tlačidlom SET  nastaviť jednotku merania ("C" alebo "F"). Na potvrdenie nastavenia stlače tlačidlo pre pamäť . Rovnakým spôsobom (tlačidlo SET , na zmenu hodnot a tlačidlo pre pamäť , na potvrdenie hodnot) potom postupujte na nastavenie roku, mesiaca, dňa, hodiny a minúty. Po stlačení tlačidla pre pamäť  sa na LCD displeji  krátko zobrazí «OFF», skôr ako sa prístroj vypne.

Pokyny týkajúce sa zisťovania teploty

- Aby bolo možné zaručiť presné namierené hodnoty, musí byť senzor  teplomeru neustále čistý a neporušený.
- Ušný maz ovplyvňuje presnosť merania. V prípade potreby pred meraním vyčistite ucho a hrot senzoru teplomeru, aby sa zabránilo prípadným chybám pri meraní.
- Pred meran

medisana®

TM 750



SI Naprava in upravljalni elementi

1 Pokrov senzorja 2 Senzor 3 Tipka za meritev na čelu 4 Tipka za meritev v ušesu 5 Indikator LED 6 Osvetljen LCD zaslon 7 Tipka SET 8 Predalček za baterije (na hrbtni strani) 9 Tipka pomnilnika 10 Dajalni signal 11 Datum 12 Čas 13 Simbol za »meritev v teku« 14 Merilna enota (°C ali °F) 15 Prikaz merilne vrednosti 16 Simbol za vklopjen zvok 17 Simbol za menjavo baterije 18 Prikaz pomnilnika 19 Način meritve temperature površine 20 Način merjenja Meritev v ušesu 21 Način merjenja Meritev na čelu

HR Uređaj i elementi za upravljanje

1 Senzorski poklopac 2 Senzor 3 Gumb za mjerenje na čelu 4 Gumb za mjerenje u uhu 5 LED indikator 6 Osvjetljeni LCD zaslon/prikaz 7 SET gumb 8 Pretinac za baterije (na stražnjoj strani) 9 Memorijski gumb 10 Davač signala 11 Datum 12 Vrijeme 13 Simbol za «Mjerenje u tijeku» 14 Mjerna jedinica (° C ili ° F) 15 Prikaz izmjerene vrijednosti 16 Simbol za aktivirani zvuk 17 Simbol za izmjenu baterije 18 Prikaz memorije 19 Mjerni modus Mjerenje površinske temperature 20 Mjerni modus Mjerenje u uhu 21 Mjerni modus Mjerenje na čelu

HU Készülék és kezelőelemek

1 Érzékelő-fedél 2 Érzékelő 3 Homlokmérés gombja 4 Fülmérs gombja 5 Jelző LED 6 Világító LCD-kijelző 7 SET-gomb 8 Elemtartó (a hátdalolan) 9 Memória-gomb 10 Jeladó 11 Dátum 12 Időpont 13 «Mérés folyamatosan» szimbólum 14 Mértékegység (°C vagy °F) 15 Mérésí érték kijelzője 16 Bekapcsolt hangjelzés szimbóluma 17 Elemcsere-szimbólum 18 Tárolóhelyi-kijelző 19 Félütélet hőmérséklet-mérési mód 20 Fülmérsék mérési mód 21 Homlokmérés mérési mód

Razlaga znakov / Objašnjenje znakova / Jelmagyarázat:

Ta navodila za uporabo sodijo k temu artiklu. Vsebujejo pomembne informacije v zvezi s sestavo in ravnanjem z izdelkom. V celoti preberite ta navodila za uporabo. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe artikla.

Ova Uputa o uporabi pripada ovom proizvodu (artiklu). Ona sadrži važne informacije o sastavu i rukovanju. Pročitajte u cijelosti ovu Uputu o uporabi. Nepridržavanje Upute može dovesti do teških ozljeda i oštećenja na proizvodu.

A használati útmutató a termék részét képezi. Fontos tudnivalókat tartalmaz a készülék felépítésével és kezelésével kapcsolatban. Olvassa el a teljes használati útmutatót. Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet.

OPÓZORILO / UPOZORENJE / FIGYELMEZTETÉS
Upoštečajte opozorila, saj lahko samo tako preprečite morebitne poškodbe uporabnika. Ovih se napomena treba pridržavati kako bi se spriječila oštećenja uređaja. A készülék esetleges károsodásának megelőzése érdekében be kell tartani ezeket az utasításokat.

POZOR / POZOR / FIGYELEM
Ta navodila morate upoštevati, da preprečite morebitne poškodbe naprave. Ovih se napomena treba pridržavati kako bi se spriječila oštećenja uređaja. A készülék esetleges károsodásának megelőzése érdekében be kell tartani ezeket az utasításokat.

NAPOTEK / NAPOMENA / MEGJEGYZÉS
Ti napotki vas bodo dodatno podučili glede namestitve ali delovanja. Ove napomene pružaju vam korisne dodatne informacije o instalaciji ili o radu uređaja. Ezek a megjegyzések hasznos kiegészítő információkkal látják el a telepítéssel vagy a működtetéssel kapcsolatban.

Klasifikacija naprave: Tip BF / Klasifikacija uređaja: Tip BF / Készülék besorolása: Típus: BF

Temperaturno območje / Temperaturno područje / Hőmérséklet-tartomány

Zaščitite pred vlago / Zaštitiiti od vlage / Nedvességőtlti védendő

Vrsta zaščite pred vdorom trdih predmetov in vode
Podaci o vrsti zaštite od stranih tijela i vode
Szilárd testek és víz elleni védetségére vonatkozó adatok

Številka LOT / Broj ŠARŽE / Tételszám

Proizvajalec / Proizvođač / Gyártó

Datum izdelave / Datum proizvodnje / Gyártási dátum

Infrardeči večfunkcijski termometer

Navodila za uporabo - *Prosimo, skrbno preberite!*

Varnostni napotki
POMEMBNI NAPOTKI! OBVEZNO SHRANITI!
Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke, in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo predate tretjim osebam, nujno priložite ta navodila za uporabo.

Pravilna uporaba
Ta **medisana** infrardeči večfunkcijski termometer **TM 750** je namenjen ugotavljanju telesne temperature pri ljudeh. Merjenje temperature poteka s telesnim stikom v ušesu ali na čelu. Poleg tega lahko s termometrom ugotavljate tudi temperaturo predmetov (brezkontaktno) v območju med 0°C - 100°C (32°F - 212°F).

Kontraindikacije
• Naprava ni primerna za merjenje temperature pri otrocih, mlajših od 6 mesecev.

• Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim namenom in v skladu z navodili za uporabo. V primeru nepravilne uporabe je garancija neveljavna.
• Naprava ni namenjena za komercialno uporabo.
• Uporaba tega termometra ne nadomešča posveta z zdravnikom.
• Osebe in termometer bi se morale vsaj 30 minut nahajati v enakem okolju, pred izvajanjem meritve.
• Ta naprava ni namenjena temu, da bi bil je uporabljate osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušnji in/ali pomanjkanjem razna razen, če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost ali pa so od te osebe prejele navodila za uporabo te naprave.
• Potreben je nadzor otrok, da preprečite, da bi se z napravo igrali.
• Temperatura območja čela in senc se razlikuje od telesne temperature, karot npr. merimo oralno ali rektalno. Vročinsko obolenje lahko v zgodnjem stadiju pripelje do učinka ožanja žil (vazokonstrikcija), ki kožo ohlaja. V tem primeru je lahko s termometrom izmerjena temperatura izredno nizka. Če posledično merilni rezultat ne ustreza občutenju pacienta ali pa je neobičajno nizek, potem ponovite meritev vsakih 15 minut. Za nadzor lahko izvedete tudi meritev telesne temperature z običajnim termometrom, ki je primeren za oralno ali rektalno meritev.
• V naslednjih primerih priporočamo kontrolno meritev z običajnim termometrom za merjenje telesne temperature:
1. Če je rezultat meritve presenetljivo nizek,
2. pri otrocih, mlajših od treh let, ki imajo šibkejši imunski sistem ali, ki se ob pojavu ali nepojavu vročine odzovejo vprašljivo,
3. Če uporabnik napravo uporablja prvič ali pa se šele seznaja s pravilno uporabo.
• Meritev telesne temperature s to napravo ponovite vsaj 3-krat. Pri različnih rezultatih merjenja domnevalje, da je najvišja izmerjena temperatura dejanska telesna temperatura.
• S to napravo izmerjene vrednosti so načeloma namenjene le kot referenčne vrednosti. V nobenem primeru ne predstavljajo podlage za medicinsko zdravljenje. Vedno se najprej posvetujte s svojim zdravnikom.
• Površina kože dojenčkov se hitro odzove na temperaturo okolice. Zaradi tega ne izvajajte meritev s termometrom med ali po dojenju, saj je temperatura kože takrat nižja od telesne temperature.
• V primeru motenj naprave ne popravljajte sami, saj je v tem primeru garancija neveljavna. Vprašajte pri vašem strokovnem prodajalcu in popravila naj izvaja samo pooblaščen servis.
• Naprave na spremenljajte in / ali je ne odpirajte. Termometer vsebuje majhne dele, katere lahko otroci pogoltnejo.
• Poškodovane naprave ni dovoljeno uporabljati.
• Termometra ne uporabljajte v vlažnem okolju. Termometra ne polagajte v vodo ali druge tekočine. **Termometer ni vodotese-n.**
• Za čiščenje upoštevajte napotke v poglavju **Čiščenje in nega**.
• Termometra ne stresajte in ne trkajte po njem. Ne dovolite, da pade na tla.
• Napravo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, izredno visokimi ali nizkimi temperaturami, nečistočami in prahom.
• Preprečite neposreden stik prstov s senzorjem.
• Če naprave ne nameravate dalj časa uporabljati, potem odstranite baterijo.
• Meritev v ušesu izvajajte vedno na istem ušesu.
• Meritve ni dovoljeno izvajati na poškodovanih ali umazanih delih telesa.
• Meritve ni dovoljeno izvajati v vnetem ušesu (npr. z gnojem ali izločkom), po poškodbi ušesa ali med obdobjem celjenja po operaciji. V vseh teh primerih se posvetujte s svojim zdravnikom.
• Če termometer uporabljate različne osebe, lahko to v določenih pogojih pripelje do prenosa infekcijskih bolezni. Posvetujte se s svojim zdravnikom.
• Termometer je dovoljeno uporabljati samo brez zaščitnega pokrova.

Obseg dobave in embalaža
Najprej preverite, ali je naprava popolna in brez poškodb. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na svojega trgovca ali servisno mesto. V obseg dobave sodijo:
• 1 **medisana** Infrardeči večfunkcijski termometer **TM 750**
• 1 torba za shranjevanje • 2 bateriji 1,5 V (tip LR03, AAA) • 1 navodila za uporabo

Embalažo se lahko bodisi znova uporabi bodisi reciklira. Prosimo vas za pravilno odstranitev embalaže, katere več ne potrebujete. Če med odpiranjem izdelka opazite poškodbe, nastale med transportom, se takoj obrnite na vašega prodajalca.

OPÓZORILO - Poskrbite za to, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažno folijo. Obstaja nevarnost zadušitve!

Merjenje temperature - hitro in brez napak!
S tem **medisana** infrardečim večfunkcijskim termometrom **TM 750** je možna natančna meritev telesne temperature. Meritev se izvaja med čelom in sencem ali po žilji v ušesu. Merilni rezultat bo prikazan v roku nekaj sekund.
Dodatna funkcija: Razen za meritev telesne temperature lahko infrardeči večfunkcijski termometer uporabljate tudi za meritev temperature predmetov (npr. za meritev temperature okolice, tekočin, površin). Meritev s to funkcijo je mogoča v območju od 0° do 100° Celzija (32°F - 212°F).

Uporaba - prva uporaba
Odstranjanje / Vstavljanje baterij: Za pravilno delovanje je treba vstaviti zraven dobavljeni 2 bateriji 1,5 V (LR03, AAA). Če bi se po določenem času delovanja pojavil simbol za menjavo baterije **1**, je treba baterije, čimprej zamenjati. Če se pojavi simbol za menjavo baterije **2**, skupaj z **1** ali pa na zaslonu **LCD** ni videti ničesar več **3**, je treba baterije takoj zamenjati.
Odstranjevanje: Smetite pokrov predalčka za baterije **4** in odstranite baterije.
Vstavljanje: Vstavite dve novi bateriji 1,5 V (tip LR03, AAA). Bodite pozorni na smer namestitve baterij (slika v predalčku za baterije **5**). Ponovno namestite pokrov predalčka za baterije.

VARNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJE
• Baterij ne razstavlajte!
• Po potrebi pred vstavljanjem baterij očistite kontakte baterij in naprave!
• Izpraznjene baterije nemudoma odstranite iz naprave!
• Povišana nevarnost iztekanja iz baterij, preprečite stik kisline s kožo, očmi in sluznicami! Pri stiku s kislino baterij, zavedna mesta takoj sperite z veliko količino čiste vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč!
• Če baterijo pogoltnete takoj poiščite zdravnika!
• Vedno menjujte vse baterije hkrati!
• Uporabljajte samo baterije enakega tipa, nobenih različnih tipov ali rabljenih in novih baterij skupaj!
• Baterije vstavite v pravilni legi, upoštevajte pole baterij!
• Predal za baterije naj bo vselej dobro zaprt!
• Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije iz naprave!
• Baterije hranite izven dosega otrok!
• Baterij ne pointle! Nevarnost eksplozije!
• Ne vožite v kratak stik! Obstaja nevarnost eksplozije!
• Ne mečite jih v ogenj! Obstaja nevarnost eksplozije!
• Nerabljene baterije hranite v embalaži in ne v bližini kovinskih predmetov, saj lahko samo tako preprečite kratak stik!
• Izrabljenih baterij in akumulatorjev ne odstranjujte med gospodinske odpadke temveč kot posebne odpadke ali pa jih pre-dajte na zbiralnih mestih v specializiranih trgovinah!

Pred uporabo
Prilagoditev naprave temperaturi prostora: Za izvedbo natančne meritve telesne temperature se mora telo najprej prilagoditi temperaturi prostora, v katerem se izvaja meritev. To velja tudi za infrardeči večfunkcijski termometer **TM 750 connect**. Ko ga uporabljate na drugem kraju se samodejno prilagodi. Za uskladitev lastne temperature termometra s temperaturo prostora naprava potrebuje določen čas. Ta je odvisen od razlike obse temperatur in lahko traja do 30 minut. Samo, ko je ta postopek primerjave temperature zaključen, lahko dosežemo natančne rezultate.

Nastavljanje merilne enote, časa in datuma:
Če termometer uporabljate prvič ali pa ga uporabljate po menjavi baterije, je treba najprej nastaviti merilno enoto, čas in datum. Če želite kasneje ponovno vstopiti v ta način nastavitve, potem pritisnite in držite ob vklopljeni napravi tipko SET **1** za pribl. 5 sekund. Po samodejnem testu (vsi prikazni elementi se na kratko pojavijo na zaslonu LCD **2**) se zaslišita dva kratka piska, nato lahko s tipko SET **1** nastavite merilno enoto (°C ali °F). Pritisnite tipko pomnilnika **3**, da potrdite nastavitve. Na enak način (tipka SET **1**, za spreminjanje vrednosti in tipka pomnilnika **3**, za potrditev vrednosti) ravnajte enako za nastavitve leta, meseca, dneva in ure in minute. Po pritisku na tipko pomnilnika **3** se pojavi **«OFF»** na zaslonu LCD **6**, preden se naprava izklopi.

Napoti za ugotavljanje temperature
• Senzor **2** termometra mora biti vedno čist in brezhiben, da zagotovi natančne merilne vrednosti.
• Ušesno maslo vpliva na natančnost meritve. Po potrebi očistite uho in konico senzorja na termometru pred meritvijo, da preprečite morebitne napačne meritve.
• Pred meritvijo na čelu zagotovite, da se na čelu in na območju senc ne nahajajo pot, kozmetična sredstva in umazanija, saj lahko drugače pride do napačnih merilnih vrednosti.
• Temperature ne merite neposredno po jedi, športnem treningu ali kopanju. Počakajte pol ure.
• Zaporedne meritve izvajajte samo v razmikih 1 minute. Če morate temperaturo ugotavljati pogosteje v kratkem časovnem obdobju, potem lahko merilni rezultati malce nihajo.
• Človeška telesna temperatura se giblje v okviru naravne meje. Ne obstaja standardna telesna temperatura.
• Vašo telesno temperaturo izmerite in zabeležite ob povsem običajnih dneh. Tako lahko bolje ugotovite morebitno povišano telesno temperaturo.
• Za natančno meritev v ušesu je zelo pomembno, da je senzor usmerjen na bobnič in se nahaja dovolj globoko v sluhovodu.
• Obstajajo osebe z različnimi merilnimi vrednostmi na levem in desnem ušesu. Za ugotavljanje temperaturnih sprememb merite pri isti osebi vedno na istem ušesu.
• Položaj pri spanju lahko vpliva na merilne rezultate. Če oseba določen čas spi na enem ušesu, potem je temperatura v tem ušesu višja od običajne. V tem primeru merite na drugem ušesu ali pa nekaj minut počakajte z meritvijo.

Merjenje temperature na čelu
1 **NAPOTEK - Ugotavljanje temperature na čelu se naj izvaja samo za kontrolo, saj lahko na temperaturo kože na čelu vplivajo zunanji dejavniki in s tem je lahko rezultat napačen.**

1. Termometer vklopite s kratkim pritiskom tipke za meritev na čelu **3**. Po uspešnem samodejnem tes-tu se pojavita dva kratka piska. Opcijsko imate sedaj možnost, da izklopite pisk začasno do izklopa. V ta namen za kratek čas pritisnite tipko SET **7**; simbol **10** izgine.
2. Za ugotavljanje telesne temperature na čelu, mora biti pokrov senzorja **1** nadet.
3. Napravo držite s senzorjem (in nadetim pokrovom senzorja) na sence in pritisnite tipko za merjenje na čelu **3**. Simbol za način merjenja na čelu **2** se pojavi na zaslonu. Ob pritisnitvi tipki počasi termometer povlecite čez čelo na stran, do druge sence. Tipko izpusite, ko je dosežen ta položaj.
4. Po končanem merjenju temperature zaslišite pisk in telesna temperatura bo prika-zana v prikazu **6**.
5. Ko merilni rezultat doseže 38,0°C (100,4°F) ali prekorači, potem zasveti LED indika-tor **9** rdeče (=alarm za povišano telesno temperaturo). V nasprotnem primeru sveti LED indikator **9** zeleno.
6. Rezultat bo samodejno shranjen. Po nekaj sekundah brez nadaljnjega aktiviranja tipk se naprava samodejno izklopi.

Merjenje temperature v ušesu
1. Za ugotavljanje temperature v ušesu odstranite pokrov senzorja **1**.
2. Termometer vklopite s kratkim pritiskom tipke za meritev na čelu **3**. Po uspešnem samodejnem testu se pojavita dva kratka piska. Opcijsko imate sedaj možnost, da izklopite pisk začasno do izklopa. V ta namen za kratek čas pritisnite tipko SET **7**; simbol **10** izgine.
3. Nekoliko povlecite za uho, da se sluhovod poravna. Senzor previdno vstavite v sluhovod. Pri otrocih, mlajših od 1 leta vstavlajte termometer v sluhovod v nekoliko ležečem položaju pri rahlo nagnjeni glavi (tako, da je uho obrnjeno navzgor). Pritisnite in držite tipko za meritev v ušesu **4** za pribl. 1 sekundo. Na zaslonu se pojavi simbol za način merjenja v ušesu **20**.
4. Izpusite tipko. Po končanem merjenju temperature zaslišite pisk in telesna temperatura bo prika-zana v prikazu **6**.
5. Ko merilni rezultat doseže 38,0°C (100,4°F) ali prekorači, potem zasveti LED indikator **9** rdeče (=alarm za povišano telesno temperaturo). V nasprotnem primeru sveti LED indikator **9** zeleno.
6. Rezultat bo samodejno shranjen. Po nekaj sekundah brez nadaljnjega aktiviranja tipk se naprava samodejno izklopi.

Merjenje temperature predmetov
1. Termometer vklopite s kratkim pritiskom tipke za meritev na čelu **3** ali tipke za meritev v ušesu **4**. Po uspešnem samodej-nem testu se pojavita dva kratka piska. Opcijsko imate sedaj možnost, da izklopite pisk začasno do izklopa. V ta namen za kratek čas pritisnite tipko SET **7**; simbol **10** izgine.
2. Pritisnite in držite tipko SET **7** in tipko pomnilnika **3** hkrati za vsaj 3 sekunde. Simbol za način ugotavljanja temperature površine **15** se pojavi na zaslonu **6**.
3. Da bi lahko začeli z meritvijo, usmerite senzor **2** z razdaljo od pribl. 3 cm na sredino predmeta oz. tekočine in pritisnite tipko za meritev temperature na čelu **3**, ali tipko za meritev v ušesu **4**. Pri predmet prekrit z vodo, prahom ali umazanijo, potem to najprej odstranite, da optimizirate natančnost meritve.
4. Izpusite tipko. Po zaključnem ugotavljanju temperature zaslišite pisk in izmerjena temperatura se prikaže na zaslonu **6**.
5. Rezultat bo samodejno shranjen. Ponovno pritisnite tipko SET **7** in tipko pomnilnika **3** hkrati za vsaj 3 sekunde, da po-nastavite način za telesno temperaturo. Po nekaj sekundah brez nadaljnjega aktiviranja tipk se naprava samodejno izklopi.

Iskanje merilnih podatkov
Ta naprava lahko shrani do 30 merilnih rezultatov. Vaše shranjene merilne podatke lako najdete tako, da na kratko pritisnete tipko pomnilnika **3**. Na zaslonu **6** se najprej pojavi številka pomnilniškega mesta 1 (nazadnje shranjena vrednost) s merilno vrednostjo, ki je shranjena na tem pomnilniškem mestu in pripadajočim simbolom za način merjenja (meritev v ušesu, meritev na čelu) S ponovnim pritiskom tipke pomnilnika **3** lahko najdete shranjen merilni rezultat na pomnilniškem mestu „2“. Skupaj je na voljo 30 pomnilniških mest, ki se s ponovnim pritiskom na tipko pomnilnika **3** zaporedoma pojavijo v prikazu **6**. Če se niso zasedena vsa pomnilniška mesta, potem se na tem pomnilniškem mestu pojavi prikaz „-“.

1 **NAPOTEK - Če bi bila pomnilniška mesta zasedena, se shrani nov rezultat merjenja tako, da se najstarejši merilni rezultat (pomnilniško mesto 30) samodejno izbriše.**

Sporočila o napakah
Prikaz «Hi» : Izmerjena temperatura je previsoka. Na zaslonu se pojavi prikaz Hi, če je merilni rezultat nad 42°C / 107,6°F (merilni način merjenja telesne temperature) ali 100°C / 212°F (merilni način merjenja temperature površine).
Prikaz «Lo» : Izmerjena temperatura je prenizka. Na zaslonu se pojavi prikaz Lo, če je merilni rezultat nižji od 35°C / 95°F (merilni način merjenja telesne temperature) ali 0°C / 32°F (merilni način merjenja temperature površine)..
Prikaz «Err» : Temperatura okolice ni v območju tolerance 15°C - 35°C (59°F - 95°F).

Čiščenje in nega
• Senzor **2** je najbolj občutljiv del naprave. Zaščitite ga pred umazanijo ali poškodbami.
• Redno čistite senzor in pokrov senzorja in pred in po vsaki uporabi v toplotno vodo ali 70 % izopropilnega alkohola potopljeno vatirano palčko.
• Termometra ne polagajte v vodo ali druge tekočine.
Ni vodoteseen.
• Za čiščenje naprave uporabljajte mehko krpo, navlaženo z blago milnico ali s 70 % izopro-pilnim alkoholom. V napravo ne sme vdreti voda! Napravo lahko ponovno uporabite šele, ko je popolnoma suha.
• Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil, razredčil, bencina ali močnih ščetk.
• Pazite na to, da leča senzorja, zaston in ohišje niso opraskani.
• Naprave ne skladiščite in ne uporabljajte v okolih s previsoko ali prenizko temperaturo (glejte pogoje delovanja v poglavju „tehnični podatki“) in zračno vlago, sončno svetlobo in v povezavi z električnim tokom ali na prašnem mestu. Iz naprave odstranite baterije, če je dalj časa ne boste uporabljali. Drugače obstaja nevarnost, da baterije iztečejo.
• Če termometer uporabljate v skladu s temi navodili za uporabo, potem redno vzdrževanje ali umerjanje ni potrebno.

Napotki za odstranjevanje
Te naprave ne smete odstraniti skupaj z gospodinskimi odpadki. Vsak uporabnik je dolžan oddati vse električne in elektronske naprave na zbirno mesto v domačem kraju ali vrniti v trgovino, da bodo lahko odstranjeni na okolju prija-zen način. Pred odstranitvijo iz naprave izvemžite baterije. Izrabljenih baterij ne odstranjujte skupaj z gospodinskimi odpadki ampak kot posebne odpadke ali pa jih predajte na zbiralnih mestih v specializiranih trgovinah. V zvezi z odstranitvijo se obrnite na vaš lokalni komunalni organ ali vašega trgovca.

Tehnični podatki
Naziv in model: **medisana** Infrardeči večfunkcijski termometer **TM 750**
Sistem zaslona: Digitalni zaslon (LCD)
Oskrbovanje z napetostjo: 3 V ≡ , 2 bateriji 1,5 V (tipa LR03, AAA)
Merilno območje: Način merjenja telesne temperature: 34°C - 43°C (93,2°F - 109,4°F)
Način merjenja temperature površine: 0°C - 100°C (32°F - 212°F)
Natančnost meritve: (v okviru obratovalnih pogojev) Način merjenja telesne temperature: V merilnem območju od 35°C - 42°C (95°F - 107,6°F): ± 0,2°C (0,4°F); meritev predmetov: ± 2°C (4°F) ali ±5%
Lokalizacija zaslona: 0,1°C (0,1°F)
Zmožljivost pomnilnika: do 30 meritev
Obratovalni pogoji: 15°C - 35°C (59°F - 95°F), rel. zračna vlažnost do 95% (nekondenzacijsko)
Pogoji za skladiščenje in prevoz: -25°C - +55°C (-13°F - +131°F), rel. zračna vlažnost do 95% (nekondenzacijsko)
Mere: pribl. 134,3 x 42,4 x 47,6 mm
Teža: pribl. 65 g brez baterij
Štev. art.: 76140
Koda EAN: 40 15588 76140 9

CE - oznaka se nanaša na direktivo EU 93/42/EGS. Naprava ustreza zahtevam standarda ISO 80601-2-56 Naprava je zasno-vana za domačo uporabo. Ob komercialni uporabi je treba enkrat letno izvesti merilno tehnično kontrolo. Kontrola je plačljiva in izvede jo lahko pristojen organ ali pooblaščen mesto za vzdrževanje - v skladu z „Direktivo o operativih medicinskih izdelkov“. Elektromagnetna združljivost: Naprava izpolnjuje zahteve standarda EN 60601-1/-1-2 za elektromagnetno združljivost. Podrobnosti teh meritev najdete v posebni prilogi.

Zaradi nenehnih izboljšav izdelka, si pridržujemo pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.
Trenutno veljavno različico teh navodil si ogledte na www.medisana.com

Pogoji za garancijo in popravila
V primeru garancijskega zahtevka vas prosimo, da se obrnete na vašega trgovca ali neposredno na servisno mesto. Če nam boste morali napravo poslati nazaj po pošti, napišite, kaj je narobe in dodajte kopijo računa.
Pri tem veljajo naslednji garancijski pogoji:
1. Za izdelek **medisana** od datuma nakupa zagotavljamo 3 leta garancije. V primeru garancijskega zahtevka, se datum naku-pa dokazuje s potrdilom o nakupu ali računom.
2. Okvare zaradi materialnih ali proizvodnih napak se v garancijskem roku brezplačno odpravijo.
3. Garancijska storitev ne pomeni, da se garancijski čas podaljša. Ta se namreč ne podaljša niti za napravo niti za zamenjane elemente.
4. Iz garancije je izključeno:
a. Vsa škoda, ki je posledica nepravilnega ravnanja z napravo ali neupoštevanja navodil za uporabo.
b. Škoda, ki je posledica popravil ali posegov v napravo s strani kupca ali nepooblašcene osebe.
c. Transportna škoda, ki je nastala med potjo od proizvajalca do uporabnika, ali škoda, ki je posledica pošiljanja na ser-visno mesto.
d. Nadomestni deli, ki so izpostavljeni običajni obrabi.
5. Jamstvo za posredno ali neposredno posledično škodo, ki jo povzroči naprava, je izključeno tudi takrat, kadar je škoda na napravi priznana, kot garancijski primer.

medisana GmbH
Jagenbergstr. 19
41468 NEUSS, NEMČIJA

Servisni naslov najdete na ločeni priloženi dokumentaciji.

HR Infracrveni multifunkcijski toplomjer

Uputa o uporabi – Pročitajte pazorno!
Signurnose napomene
VAŽNE NAPOMENE ! OBAVEZNO SAČUVATI !
Pažljivo pročitajte Uputu o uporabi, osobito signurnose napomene, prije nego započnete s primjenom artikla i sačuvajte ovu Uputu za kasnije korištenje. Kada uređaj dajete drugima na korištenje obavezno im uručite i Uputu o uporabi.

Namjensko korištenje uređaja
• Artikl **medisana** Infracrveni multifunkcijski toplomjer **TM 750** koristi se za utvrđivanje tjelesne temperature kod ljudi. Mjere-nje temperature provodi se kontaktom tijela unutar uha ili na čelo. Dodatno, toplomjer može mjeriti i objekturu temperaturu (bez-kontaktno) u području od 0°C do 100°C (32°F – 212°F) .

Kontraindikacija
• Uređaj nije prikladan za mjerenje temperature kod djece mlađe od 6 mjeseci.

• Uređaj koristite samo u skladu s njegovom namjenom i prema Uputi o uporabi. U slučaju nenamjernskog korištenja gubi se pravo na jamstvo.
• Uređaj nije predviđen za komercijalne svrhe.
• Upotreba ovog toplomjera ne zamjenjuje potrebu konzultacije liječnika.
• Osobe i toplomjer trebaju se nalaziti u nepromijenjivom temperaturnom okruženju najmanje 30 minuta prije mjerenja.
• Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) ograničenih fizičkih, senzoričkih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva i/ili nedostatkom znanja, osim ako ih ne nadzire osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost ili koja ih je podučila kako se uređaj treba koristiti.
• Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se zajamčilo da se ne igraju uređajem.
• Temperatura u području čela i sljepoočnica razlikuje se od centralne temperature tijela, koja se mjeri primjerice oralno ili rektalno. Febrilno povišavanje u ranom stadiju može dovesti do (efekta) suženja krvnih žila (vazokonstrikcije), što kožu (ohladi). U tom slučaju temperatura izmjerena toplomjerom može biti izuzetno niska. Ako shodno tome rezultat mjerenja ne odgovara pacijentovom osjećaju ili je izmjerena vrijednost neobičajno niska, ponavljajte mjerenje temperature svakih 15 minuta. Kontaktirajte stručnu temperaturo možete isto tako izmjeriti i pomoću konvencionalnog termometra, koji je prikladan za oralno ili rektalno mjerenje.
• U sljedećim slučajevima preporučuje se kontrola i mjerenje temperature pomoću konvencionalnog termometra/toplomjera:
1. Kada je rezultat mjerenja iznenađujuće nizak;
2. Kod djece mlađe od tri godine koja imaju ugrožen imunosni sustav ili kada kod pojave odnosno i bez pojave vrućice sumnjivo reagiraju;
3. Kada se korisnik prvi put služi uređajem ili se s njegovom pravilnom primjenom još upoznaje.
• Ponovite mjerenje tjelesne temperature s ovim uređajem najmanje 3 puta. Ako su rezultati mjerenja različiti, kao trenutachu tjelesnu temperaturu shvatite najveći izmjereni rezultat.
• Vrijednosti izmjerene ovim uređajem uglavnom služe samo kao referentne vrijednosti. One ni u kojem slučaju nisu osnova za medicinski tretman. Uvijek najprije konzultirajte svog liječnika.
• Bebina površina kože vrlo brzo reagira na temperaturu iz okoline. Zbog toga nemojte mjeriti temperaturu toplomjerom za vrijeme ili nakon dojenja, jer temperatura kože tada može biti niža od tjelesne temperature.
• U slučaju smetnji ili oštećenja nemojte sami popravljati uređaj jer se u tom slučaju gubi svako pravo na jamstvo. Upitajte svog specijaliziranog trgovca i dajte da popravke izvrše samo ovlašteni servisi.
• Ne rastavljajte i/ili ne otvarajte uređaj. Uređaj sadrži sitne dijelove koje bi djeca mogla progutati.
• Oštećeni uređaj ne smije se koristiti.
• Ne koristite toplomjer za mjerenje u vlažnoj okolini. Nemojte uranjati toplomjer u vodu ili u druge tekućine. **On nije vodoteno-propustan**.
• U svrhu čišćenja slijedite upute navedene pod **Čišćenje i rjeja**.
• Toplomjer ne smije i ne treba koristiti u vrućini. Pripazite da vam toplomjer ne ispadne.
• Štitite uređaj od izravnog izlaganja sunčevoj svjetlosti, od ekstremno visokih ili niskih temperatura kao i od onečišćenja i prašine.
• Izbjegavajte izravan doticaj prsta sa senzorom

Mjerenje vrućice – brzo i bez greškel

Uz pomoć **medisana** infracrvenog multifunkcijskog toplomjera **TM 750** moguće je precizno mjerenje tjelesne temperature. Mjerenje se vrši crtom između čela i sljepoočnica ili alternativno u uhu. Rezultat mjerenja prikazuje se u roku od nekoliko sekundi.
Dodatne funkcije: Pored mjerenja tjelesne temperature, infracrveni multifunkcijski toplomjer može se upotrebljavati i za mjerenje objektivne temperature (npr. temperature okoline, tekucina, površina). Mjerenje u ovoj funkciji moguće je u području od 0° do 100°Celzijusa (32°F – 212°F) .

Primjena i početak rada

Umjetanje / vađenje baterija: Radi ispravnog funkcioniranja uređaja morate u njega umetnuti 2 baterije od 1,5V (LR03, AAA) koje su u sastavu isporuke. Ako se nakon određenog perioda rada pojavi simbol za zamjenu baterije **⚡**, baterije trebate zamijeniti što je prije moguće. Ako se simbol za zamjenu baterija **⚡** i **⚡** pojavi zajedno s natpisom **Lo** ili ako se on uopće ne pojavljuje na LCD zaslonu **⚡**, baterije morate odmah zamijeniti.

Vađenje baterija: Skinite poklopac sa pretnica za baterije **⚡** i izvadite ih njega baterije. Umjetanje baterija: Umetnite dvije nove baterije od 1.5 V (tip LR03, AAA). Obratite pažnju na smjer ležaja baterija (ilustracija unutar pretnica za baterije**⚡**). Ponovno postavite poklopac na pretnac za baterije.

SIGURNOSNE NAPOMENE O BATERIJU

- Ne rastavlajte baterije!
- Ako je potrebno, prije umetanja baterija očistite njihove kontakte i kontakte uređajal
- Odmah uklonite istrošene baterije iz uređaja!
- Povećana opasnost od curenja baterija, izbjegavajte kontakt s kožom, očima i sluznicama! U slučaju kontakta s kiselinom iz baterije, pogodena mjesta odmah dobro isperite čistom vodom i bez odlaganja posjetite liječnika!
- Ako se proguta baterija, odmah posjetiti liječnika!
- Uvijek zamijenite sve baterije istodobno!
- Stavljajte samo istovrsne baterije, ne koristite različite tipove i ne stavljajte zajedno rabljene i nove baterije!
- Ispravno umetnite baterije, vodeći računa o polaritetu!
- Pretinac za baterije držite dobro zatvorenim!
- Uklonite baterije iz uređaja kada ih ne koristite dulje vrijeme!
- Držite baterije podalje od djece!
- Baterije nemojte ponovo puniti! Opasnost od eksplozije!
- Ne stvarajte kratki spoj! Postoji opasnost od eksplozije!
- Ne bacajte baterije u vatru! Postoji opasnost od eksplozije!
- Neiskorištene baterije čuvajte u njihovoj ambalaži i ne u blizini metalnih predmeta da biste izbjegli kratki spoj!
- Istrošene baterije i akumulatore ne bacajte u kućni negu u posebni otpad ili ih predajte na mjesto za skupljanje baterija u specijaliziranim trgovinama.

Prije uporabe

Prilagođavanje uređaja sobnoj temperaturi: Da bi se moglo izvršiti točno mjerenje tjelesne temperature, tijelo se prvo mora prilagoditi temperaturi prostorije u kojoj će se provesti mjerenje. To vrijedi i za infracrveni toplomjer toplomjer **TM 750**. U slučaju promjene lokacije, toplomjer se automatski prilagođava novom okruženju. Da bi vlasitu temperaturu toplomjera prilagodio sobnoj temperaturi, uređaju treba određeno vrijeme. To je ovisno o visinskoj razlici između dviju datih temperatura, što može trajati i do 30 minuta. Precizni rezultati mjerenja mogu se postići samo ako je postupak prilagodbe (ujednačenja) temperatura završen.

Podešavanje mjerne jedinice, vremena i datuma:

Ako koristite toplomjer prvi ili nakon izmjene baterija, najprije morate podešiti mjernu jedinicu, vrijeme i datum. Kada se korisnik želite vratiti u ovaj način/modus podešavanja, dok je uređaj uključen pritisnite i držite gumb SET **⚡** u trajanju od oko 5 sekundi. Nakon samostiranja (svi elementi prikaza nakratko se pojave na LCD zaslonu **⚡**), začuju se dva kratka zvučna signala (pipsa), nakon čega se mjernu jedinicu može podešavati pomoću gumba SET **⚡** (° C ili ° F). Pritisnite mjerilski gumb **⚡** za potvrdu postavke. Nastavite na isti način s podešavanjima (gumb SET **⚡** za promjenu vrijednosti a memorijski gumb **⚡** za potvrdu vrijednosti) za godinu, mjesec, dan, sat i minutu. Nakon kisanja na memorijski gumb **⚡**, nakratko se prikaze **«OFF»** na LCD zaslonu **⚡** prije nego što će se uređaj isključiti.

Napomene o mjerenju temperature

- Senzor **⚡** toplomjera uvijek mora biti čist i netaknut da bi se zajamčilo dobivanje točnih mjernih vrijednosti.
- Ušna masti (cerumen) utječe na točnost mjerenja. Ako je potrebno, očistite uho i vrh senzora toplomjera prije mjerenja kako biste izbjegli moguća pogrešna mjerenja.
- Prije nego obavite mjerenje na čelu pobrinite se da u području čela i sljepoočnica nema znoja, kozmetike i prljavština, jer se u protivnom mogu utvrditi pogrešne izmjere vrijednosti.
- Ne mjerite svoju temperaturu odmah nakon jela, sportske aktivnosti ili kupanja. Pričekajte pola sata.
- Mjerenja jedan za drugim poduzmite uvijek s vremenskim razmakom od 1 jedne minute. Ako svoju temperaturu morate mjeriti češće tijekom kraćeg vremenskog razdoblja, rezultati mjerenja mogu neznatno varirati.
- Temperatura ljudskog tijela varira u prirodnim granicama. Nema standardne tjelesne temperature.
- Izmjerite i zabilježite svoju tjelesnu temperaturu u uobičajenim danima. Tako ćete lakše prepoznati imate li povišenu temperaturu.
- Za precizno mjerenje u uhu vrlo je važno da senzor bude usmjeren prema bubnju i da se nalazi dovoljno duboko postavljen u slušni kanal.
- Postoje ljudi koji imaju različite mjerne vrijednosti na lijevom i desnom uhu. Radi mjerenja temperaturnih promjena, na istoj uho uvijek mjerite istom stranom.
- Položaj spavanja može utjecati na rezultate mjerenja. Ako je osoba prilično dugo spavala na jednoj strani ti, jednom uhu, temperatura će u tom uhu biti viša od normalne. U tom slučaju izmjerite temperaturu na drugom uhu ili pričekajte nekoliko minuta prije mjerenja iste.

Mjerenje temperature na čelu

ⓘ **NAPOMENA – Mjerenje temperature na čelu treba provoditi samo radi kontrole, jer se vanjski utjecaji mogu negativno odraziti na temperaturu kože na čelu, čime rezultati mjerenja može biti iskrivljen.**

- Uključite toplomjer kratkim pritiskom gumba za mjerenje na čelu **⚡**. Nakon uspješnog samostestiranja, oglasit će se dva kratka pips-ona (piska). Sada imate mogućnost da privremeno deaktivirate zvučni signal uređaja dok se ovaj ne isključi. Da biste to učinili, kratko pritisnite gumb SET **⚡**; simbol **⚡** nestaje.
- Da biste mogli izmjeriti tjelesnu temperaturu na čelu, poklopac senzora **⚡** mora biti netaknut.
- Oslonite uređaj sa senzora (n) natoknutim senzorskim poklopcem na jednu sljepoćnicu i pritisnite gumb za mjerenje na čelu **⚡**. Na zaslonu se pojavljuje simbol za modus mjerenja (mjerni način) na čelu **⚡**. Držite gumb pritisnutim, sada polako povlačite toplomjer posred čela u stranu sve do druge sljepoćnice. Otpustite gumb kad dosegete taj položaj.
- Po završetku mjerenja temperature začut ćete signalni ton a tjelesna temperatura bit će vam prikazana na zaslonu **⚡**.
- Kada rezultat mjerenja dosegne li premaši 38,0 ° C (100,4 ° F), LED indikator **⚡** (za)svjetli će crveno (= alarm za povišenu temperaturu). Inače, LED indikator **⚡** svijetli će zeleno.
- Rezultat mjerenja automatski se pohranjuje. Nakon nekoliko sekundi bez pritiska(-nja) na gumb, uređaj će se automatski isključiti.

Mjerenje temperature u uhu

- Da biste izmjerili temperaturu u uhu, skinite senzorski poklopac **⚡**.
- Uključite toplomjer kratkim pritiskom gumba za mjerenje temperature u uhu **⚡**. Nakon uspješnog samostestiranja, oglasit će se dva kratka pips-ona (piska). Sada imate mogućnost da privremeno deaktivirate zvučni signal uređaja dok se ovaj ne isključi. Da biste to učinili, kratko pritisnite gumb SET **⚡**; simbol **⚡** nestaje.
- Malu povucite za uho tako da slušni kanal bude u ravni. Pažljivo umetnite senzor u slušni kanal uz lagano zakretanje njegove glave (tako da mu uho bude okrenuto prema gore). Pritisnite i držite gumb za mjerenje u uhu **⚡** u trajnju ka 1. sekunde. Na zaslonu se pojavljuje simbol za modus mjerenja (mjerni način) u uhu **⚡**.
- Pustite gumb. Po završetku mjerenja temperature začut ćete signalni ton a tjelesna temperatura bit će vam prikazana na zaslonu **⚡**.
- Kada rezultat mjerenja dosegne li premaši 38,0 ° C (100,4 ° F), LED indikator **⚡** (za)svjetli će crveno (= alarm za povišenu temperaturu). Inače, LED indikator **⚡** svijetli će zeleno.
- Rezultat mjerenja automatski se pohranjuje. Nakon nekoliko sekundi bez pritiska(nja) na gumb, uređaj će se automatski isključiti.

Mjerenje objektivne temperature

- Uključite toplomjer kratkim pritiskom gumba za modus mjerenja na čelu **⚡** ili gumba za modus mjerenja u uhu **⚡**. Nakon uspješnog samostestiranja, oglasit će se dva kratka pips-ona (piska). Sada imate mogućnost da privremeno deaktivirate zvučni signal uređaja dok se ovaj ne isključi. Da biste to učinili, kratko pritisnite gumb SET **⚡**; simbol **⚡** nestaje.
- Pritisnite i držite istovremeno pritisnutim ova gumba – za SET **⚡** i za memoriu **⚡** u trajanju od najmanje 3 sekunde. Simbol za mjerni modus Mjerenje površinske temperature **⚡** pojavljuje se na zaslonu **⚡**.
- Da biste započeli s mjerenjem, **⚡** ismjerite s udaljenošću od oko 3 cm prema sredini objekta odn. tekucine i pritisnite gumb za modus mjerenja na čelu **⚡** ili gumb za modus mjerenje u uhu **⚡**. Ako na objektu (lokalitet) ima vode, prašine ili prljavština, isto prethodno odstranite kako biste optimizirali točnost mjerenja.
- Pustite gumb. Po završetku mjerenja temperature začut ćete signalni ton a izmjere- na temperatura bit će vam prikazana na zaslonu **⚡**.
- Rezultat mjerenja automatski se pohranjuje. Ponovno istovremeno pritisnite gumb SET **⚡** i gumb za memoriu **⚡** u trajanju od najmanje 3 sekunde kako bi se vratili u modus mjerenja tjelesne temperature. Nakon nekoliko sekundi bez pritiska(nja) na gumb, uređaj će se automatski isključiti.

Pozivanje izmjerenih podataka

Ovaj uređaj može spremiti u memoriju do 30 rezultata mjerenja. Svoje podatke mjerenja spremite u memoriju možete pozvati kratkim pritiskom na memorijski gumb **⚡**. Na zaslonu **⚡** se prvo prikazuje broj od mjesta memorije 1 (zadnja spremljena vrijednost) s izmjerenom vrijednošću spremljenom na ovom memorijskom mjestu i pripadajućim simbolom za mjerni modus (mjerenje u uhu, mjerenje na čelu ili mjerenje temperature površine). Ponovnim pritiskom na gumb memorije **⚡** možete pozvati rezultate mjerenja spremjene na memorijskom mjestu s brojem „2“. Na raspolaganju imate 30 memorijskih mjesta koja se na zaslonu **⚡** pojavljuju (zaredom) ponavljanim pritiskanjem memorijskog gumba **⚡**. U slučaju kada nisu zauzeta sva memorijska mjesta, na tom memorijskom mjestu pojavljuje se prikazano „-“.

ⓘ **NAPOMENA – Kada su zauzeta sva memorijska mjesta, novi rezultat mjerenja pohranjuje se automatski i to brisanjem najstarijeg izmjerenog rezultata (memorijsko mjesto 30).**

Poruke o greškama

Prikaz **«Hi»** : Izmjerena temperatura je previsoka. Kada rezultat mjerenja premaši 42°C / 107,6°F (modus mjerenja tjelesne temperature) ili 100°C / 212°F (modus mjerenja površinske temperature), na zaslonu će se pojaviti prikazano **Hi**.

Prikaz **«Lo»** : Izmjerena temperatura je preniska. Na zaslonu će se pojaviti prikaz **Lo** kada je rezultat mjerenja niži od 35°C / 95°F (modus mjerenja tjelesne temperature) ili 0°C / 32°F (modus mjerenja površinske temperature).

Prikaz **«Err»** : Temperatura okoline nije u prihvatljivom rasponu od 15°C do 35°C (59°F – 95°F).

Čišćenje i održavanje

- Senzor **⚡** je najosjetljiviji dio uređaja. Zaštitite ga od prljavštine ili oštećenja. Prije i nakon svake uporabe toplomjera redovito očistite senzor i senzorski poklopac pomoću štapića za čišćenje ušiju, s vatom namočenom u toplu vodu ili uronjenom u 70%-tni izopropil alkohol.
- Nemojte uranjati toplomjer u vodu ili u druge tekucine. **On nije vodonepropustan.**
- Za čišćenje toplomjera koristite mekanu krpu navlaženom blagom sapunicom ili 70%-tni izopropil alkoholom. U uređaj ne smije prodrijeti voda! Uređaj koristite ponovno tek nakon što se potpuno osuši.
- Nikada ne primijenjujte agresivna sredstva za čišćenje, razrjđivače, benzin ili jake četke.
- Priprezite na to da ne ogrebite leću senzora, zaslom i kućište.
- Ne čuvajte ili upotrebljavajte uređaj u okruženju gdje je temperatura previsoka ili preniska (pogledajte radne uvjete u poglavlju „Tehnički podaci“) i gdje je prevelika ili preniska vlažnost zraka kao i na suncu te povezan sa strujom ili na prašnjavom mjestu. Izvadite baterije iz uređaja ako ga ne želite koristiti dulje vremena. U suprotnom postoji opasnost od curenja baterija.
- Ako se toplomjer koristi sukladno ovom Uputi o uporabi, nije potrebno redovito održavanje ili umjeravanje.

Napomena o zbrinjavanju

Ovaj uređaj ne smije se zbrinuti zajedno s ostalim kućnim otpadom. Svaki potrošač je obavezan sve električne ili elektroničke uređaje, neovisno o tome sadrži li oni opasne tvari ili ne, predati u reciklažno dvorište u svom gradu ili u trgovinu, kako bi isti mogli biti zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Prije zbrinjavanja uređaja uklonite iz njega baterije. Istrošene baterije ne bacajte u kućni negu u posebni otpad ili ih predajte na mjesto za skupljanje baterija u specijaliziranim trgovinama. Imate li pitanja o zbrinjavanju otpada, obratite se svome komunalnom poduzeću ili svome trgovcu.

Tehnički podaci	
Naziv i model:	medisana Infracrveni multifunkcijski toplomjer TM 750
Sustav prikaza:	Digitalni zaslon/prikaz (LCD)
Napajanje:	3 V ==, 2 baterije 1,5 V (tip LR03, AAA)
Mjerno područje:	Mjerni modus za mjerenje tjelesne temperature: 34°C – 43°C (93.2°F – 109.4°F) Mjerni modus za mjerenje površinske temperature: 0°C – 100°C (32°F – 212°F) [unutar radnih uvjeta] Mjerni modus mjerenja tjelesne temperature: U mjernom području 35°C – 42°C (95°F – 107,6°F): ± 0,2°C (0,4°F); Objektno mjerenje: ± 2°C (4°F) ili ±5%
Točnost mjerenja: (Laboratorijska mjerenja)	0,1°C (0,1°F)
Finoca prikaza:	do 30 mjerenja
Kapacitet pohranjivanja:	15°C – 35°C (59°F – 95°F), rel. vlažnost zraka do 95% (bez kondenziranja)
Radni uvjeti:	–25°C – +55°C (–13°F – +131°F), rel. vlažnost zraka do 95% (bez kondenziranja)
Uvjeti skladištenja/transporta:	–25°C – +55°C (–13°F – +131°F), rel. vlažnost zraka do 95% (bez kondenziranja)
Dimenzije:	ca. 134,3 x 42,4 x 47,6 mm
Težina:	oko 65 g (bez baterija)
Broj proizvođa:	76140
EAN kod:	40 15588 76140 9

CE oznaka na uređaju odnosi se na EU direktivu 93/42/EEC. Uređaj ispunjava zahtjeve norme ISO 80601-2-56. Uređaj je osmišljen za upotrebu u privatnom kućanstvu. U slučaju komercijalne upotrebe, mjeriteljska provjera mora se provesti jednom godišnje. Provjera se naplaćuje a može ju provesti nadležno tijelo ili ovlaštena služba za održavanje – u skladu s „Pravilnikom o prometu medicinskih proizvoda“. Elektromagnetska kompatibilnost: Uređaj je u skladu sa zahtjevima norme EN 60601-1/-1-2 za elektromagnetsku kompatibilnost. Pojednosti o tim mjernim podacima možete pronaći u zasebnom dodatku.

U okviru stalnog poboljšanja proizvoda zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske izmjene.
Trenutačno važeću verziju ove Upute o uporabi možete naći na mrežnoj stranici www.medisana.com

Jamstveni uvjeti i uvjeti popravka

Ako nastupi jamstveni slučaj, obratite se svojoj specijaliziranoj trgovini ili neposredno servisnoj službi. U slučaju da proizvod nije postao poslati poštom, u pošljići navedite kvar i priložite presliku potvrde o plaćenom računu. Pri tome vrijede sljedeći jamstveni uvjeti:

- Na proizvode **medisana** odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. Datum kupnje se u jamstvenom slučaju dokazuje potvrdom o kupnji ili plaćenim računom.
- Nedostaci uslijed greške u materijalu ili proizvodnji otklanjaju se unutar jamstvenog roka besplatno.
- Korištenjem jamstva ne dolazi do produženja jamstvenog roka, niti za uređaj niti za zamijenjene dijelove .
- Iz jamstva su isključene(-):
 - a. bilo kakve štete nastale zbog nepravilnog rukovanja uređajem, npr. zbog nepridržavanja Upute o uporabi;
 - b. štete koje se temelje na popravku ili zahvatima koje su poduzeli kupac ili neovlaštene treće osobe;
 - c. štete u transportu koje su nastale na putu od proizvođača do potrošača ili prilikom slanja u servis;
 - d. zamjenjivi dijelovi koji podliježu normalnom habanju.
- Jamstvo za nedređne ili neposredne posljedične štete koje prouzroči uređaj, isključuje se i onda kada je nastala šteta na uređaju priznata kao garancijski slučaj.

	medisana GmbH Jagenbergstr. 19 41468 NEUSS, Njemačka
	Adresu servisa možete pronaći na posebnom listu u dodatku.

- Az eszközök mért értékek alapvetően csak referenciaértékeként szolgálnak. Semmilyen körülmények között nem képezik az orvosi kezelés alapját. Először mindig forduljon orvoshoz.
- A csecsemők bőrfelülete igen gyorsan reagál a környezeti hőmérsékletre. Ezért ne végezzen mérést a hőmérséklet-mérővel a szoptatás közben vagy utána, mert a bőr hőmérséklete elmaradhat a valós hőmérséklettől.
- Zavarok vagy meghibásodások esetén ne javítsa meg a készüléket, mert ez a garancia elvesztéséhez vezet. Érkeklődjön a szakkereskedőnél, és kizárólag felhatalmazott szervizvel végeztesen javításokat.
- Ne módosítsa és / vagy nyissa ki a készüléket. Olyan kis alkatrészek vannak, amelyek a gyerekek lenyelhetnek.
- Sérült eszközt nem szabad használni.
- Ne használja a hőmérséklet-mérőt nedves környezetben. Ne tegye a hőmérséklet-mérőt vízbe vagy egyéb folyadékkba. **Nem vízálló.**
- A tisztításhoz kövesse a *Tisztítás és ápolás* fejezet utasításait.
- Ne rázza és ütögesse a hőmérséklet-mérőt. Ne hagyja, hogy a hőmérséklet-mérő leessen.
- Övja a készülékkel a közvetlen napfénytől, a rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklettől, szennyeződésektől és portól.
- Kerülje az ujjal való közvetlen érintkezést az érzékelővel.
- Ha hosszú ideig nem tervezi használni az eszközt, akkor távolítsa el belőle az elemeket.
- A fülből történő méréseket mindig ugyanazon a fülön kell elvégezni.
- A mérést nem szabad sérült vagy szennyezett testrészeken végezni.
- Mérést nem szabad begyulladt fülön (például genny vagy váladék esetén), fülserülést követően, vagy a műtét utáni gyógyulási időszakban végezni. Ezekben az esetekben keresse fel orvosát.
- A hőmérséklet-mérő különböző személyeken történő használatla fertőző betegségek terjedését eredményezheti. Kérdezze meg az orvosát.
- A hőmérséklet-mérőt kizárólag a védőfedél nélkül szabad használni.

Szállítási terjedeleme és csomagolás

Először ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan-e és nincs-e rajta sérülés. Ha bármiféle kétsége merül fel, ne helyezze üzembe a készüléket, és forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez. A csomag tartalma:

- 1 **medisana** infravörös többfunkciós hőmérséklet-mérő **TM 750**
- 1 Tárolótáska
- 2 db 1,5 V-os elem (típus: LR03, AAA)
- 1 használati utasítás

A csomagolás újrafelhasználható, vagy visszatartottként a nyersanyagokulcsba. A székszágtelenség vált csomagolóanyagot megfelelő ártalmatlanítással. Amennyiben a csomagoláshál szállítási sérülést észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot az illetékes forgalmazóval.

	FIGYELMEZTETÉS - Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermek kezébe!
	Fúladásveszély áll fenn!

Lázermérés - gyorsan és hibátlanul!

A **medisana** infravörös multifunkciós hőmérséklet-mérő **TM 750** alkalmas az emberi testhőmérséklet meghatározására. A mérést a homlok és a halánték között, vagy a fülből végezzük. A mérési eredmény néhány másodpercen belül megjelenik.

Kiegészítő funkció: A testhőmérséklet mérésén kívül az infravörös multifunkciós hőmérséklet-mérő tárgyak hőmérsékletének (például kórházi hőmérséklet, folyadékok, felületek) mérésére is használható. A mérés ebben a funkcióban 0°C és 100°C (32°F - 212°F) tartományban lehetséges.

Használat - üzembe helyezés

Elemek kivétele / behelyezése: A helyes működés érdekében a szállítási terjedelemben található 2 db 1,5 V-os elemet (LR03, AAA) kell behelyezni. Ha az elemcsere szimbólum  megjelenik egy bizonyos működési időszak után, akkor az elemeket a lehető leghamarabb ki kell cserélni. Ha az elemcsere szimbólum  együtt jelenik meg a **«Lo»** jelzéssel, vagy egyáltalán nem jelenik meg az LCD kijelzőn **⚡**, akkor az elemeket azonnal ki kell cserélni.

Kivétel: Távolítsa el az elemektől fedélét **⚡** és vegye ki az elemeket.

Behelyezés: Helyezzen be 2 db új 1,5 V-os elemet (típus: LR03, AAA). Ügyeljen az elemek elhelyezkedési irányára (ábra az elemtartó rekeszben **⚡**). Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedélét.

ELEMEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Ne szedje szét az elemeket!
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemeket és a készülék érintkezőit behelyezés előtt!
- A lemerült elemeket haladéktalanul vegye ki a készülékből!
- Megnevekedett folyásvesztés, kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést! Az elemből kifolyt savval érintkezésbe került testrész azonnal mossa le bő tisztá vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz!
- Ha lenyelt egy elemet, azonnal keresse fel az orvost!
- Az elemeket mindig egyszerre cserélje ki!
- Csak ugyanazt vagy egyenértékű elemtípust használjon, ne használjon együtt különböző típusú vagy használt és új elemeket!
- Helyesen tegye be az elemeket, ügyeljen a polarításra!
- Az elemek rekeszét tartsa jól lezárva!
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket!
- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől!
- Ne töltse fel újra az elemeket! Robbanásveszély!
- Ne zárja rövide az elemeket! Robbanásveszély áll fenn!
- Az elemeket ne dobja tűzből Robbanásveszély áll fenn!
- A még nem használt elemeket a rövidzárlat elkerülése érdekében tartsa a csomagolásban és fémtárgyaktól távol!
- A használt elemeket ne dobja a háztartási hulladékkba, hanem adja le azokat a veszélyes hulladékok gyűjtőjébe vagy egy szakkereskedés elemgyűjtőjébe!

Használat előtt

A készülék adaptálása a szobahőmérséklethez: A testhőmérséklet pontos mérésének elvégzéséhez a testnek először alkalmazkodnia kell annak a helyiségnek a hőmérsékletéhez, amelyben a mérést végezté. Ez vonatkozik a **TM 750** infravörös multifunkciós hőmérséklet-mérőre is. Helyszíntálozás esetén automatikusan alkalmazkodik az új környezethez. A készüléknek bizonyos időre van szüksége ahhoz, hogy a hőmérséklet-mérő a saját hőmérsékletéhez a szobahőmérséklethez igazítsa. A két hőmérséklet a mértékek különbözőségeitől függ, és ez akár 30 percent is igénybe vehet. Pontos mérési eredmények csak akkor érthetők el, ha a hőmérséklet-kompenzációs folyamat befejeződik.

A mértekegység, az időpont és a dátum beállítása:

Ha először használja a hőmérséklet-mérőt vagy elemcsere után először be kell állítania a mértékegységet, az időt és a dátumot. Ha később visszatérnie ebbe a beállítási módba, tartsa lenyomva a SET-gombot **⚡** kb. 5 másodpercig bekapcsolt készüléknél. Az önteszt után (az összes kijelző elem röviden megjelenik az LCD kijelzőn **⚡**) két rövid sípolás hallatszik, majd a mértékegység beállítható a SET-gomb **⚡** (°C vagy °F) segítségével. Nyomja meg a memória-gomb **⚡** a beállítás nyugtázasához. Ugyangy járjon el (SET-gomb **⚡** az érték megváltoztatásához és memória-gomb **⚡** az értékek megerősítéséhez) az év, hónap, nap, óra és perc vonatkozásában. A memória-gomb **⚡** megnyomása után a készülék kikapcsolása előtt röviden megjelenik az **«OFF»** üzenet az LCD-kijelzőn **⚡**.


Útmutató hőmérséklet meghatározására

- A hőmérséklet-mérő **⚡** érzékelőjének mindig tisztának és épeknek kell lennie a pontos mérés garantálása érdekében.
- A fülzsír befolyásolja a mérés pontosságát. Szükség esetén a lehetséges hibás mérések elkerülése érdekében a mérés előtt tisztítsa meg a fület és a hőmérséklet-mérő érzékelő végét.
- Mielőtt mérést végezne a homlokon, biztosítsa, hogy ne legyen izgatott, kozmetikum és szennyeződés a homlok és a halánték területén, ellenkező esetben helytelen mérési értékek adódnának.
- Ne mérjen hőmérsékletet közvetlen napsugárzás, testmozgás vagy furdás után. Várjon fel órát.
- Az egymást követő méréseket csak legalább 1 perces időközönként végezze. Ha rövid időn belül gyakrabban kell hőmérsékletet mérnie, akkor a mérési eredmények kissé ingadoznak.
- Az emberi test hőmérséklete természetes tartományon belül mozog. Nem létezik standard testhőmérséklet.
- Teljesen normál napokon mérje és jegyezze fel a testhőmérsékletet. Ehhez szükséges laz könnyebb beazonosításában.
- A fülből történő pontos méréshez igen fontos, hogy az érzékelő a dobhártyára irányuljon, és elég mélyen legyen a fülcsatornában.
- Léteznek olyan személyek, akiknek a bal és a jobb fülön eltérő mérési eredményei adódnak. A hőmérsékleti változások mérésére ugyanannál a személynél mindig ugyanazon a fülön mérjen.
- Az alvási pozíció befolyásolhatja a mérési eredményeket. Ha egy személyt hosszabb ideig alszik az egyik fülén, akkor a fül hőmérséklete a normálnál magasabb. Ebben az esetben mérjen a másik fülén, vagy várjon néhány percet a méréssel.

Hőmérséklet mérése a homlokon

ⓘ **MEGJEGYZÉS - A homlok hőmérsékletének meghatározását csak ellenőrzésként szabad végezni, mivel a homlok bőrhőmérsékletét külső hatások könnyen befolyásolják, és a mérési eredmény hamis lehet.**

- Kapcsolja be a hőmérséklet-mérőt a homlokérés gombjának **⚡** rövid megnyomásával. Sikeres önteszt után két rövid sípoló hang hallatszik. Opcionálisan lehetséges van arra, hogy ideiglenesen deaktiválja az eszköz hangkimenetét a kikapcsolásig. Ehhez röviden nyomja meg a SET-gombot **⚡** a **⚡** szimbólum eltűnik.
- Nem mérjen hőmérsékletet közvetlen napsugárzás, testmozgás vagy furdás után. Várjon fel órát.
- Az egymást követő méréseket csak legalább 1 perces időközönként végezze. Ha rövid időn belül gyakrabban kell hőmérsékletet mérni, akkor a mérési eredmények kissé ingadoznak.
- Tartsa az eszközt az érzékelővel (és a felhelyezett érzékelő-fedéllel) a halántékhoz, és nyomja meg a homlok mérésére szolgáló gombot **⚡**. A homlokérésnél mód szimbóluma **⚡** megjelenik a kijelzőn. Ekkor, lenyomott gombbal húzza lassan a hőmérséklet-mérőt a homlok közepén át oldalra, a



RO Aparat și elemente de operare

➊ Carcasă senzor ➋ Senzor ➌ Tasta pentru măsurarea pe frunte ➍ Tasta pentru măsurarea în ureche ➎ Indicator LED ➏ Afișaj lumină LED ➐ Tasta SET ➑ Compartimentul pentru baterii (pe partea din spate) ➒ Tasta salvare ➓ Senzor semnal ➔ Data ➕ Ora ➖ Simbol pentru «Măsurare în desfășurare» ➗ Unitatea de măsură (°C sau °F) ➘ Afișare valoare măsurată ➙ Simbol pentru tonul pornit ➚ Simbol schimbare baterii ➛ Afișare memorie ➜ Mod măsurarea temperatură suprafață ➝ Mod măsurare măsurare ureche ➞ Mod măsurare măsurare frunte

BG Уред и контролни елементи

➊ Капач на сензора ➋ Сензор ➌ Бутон за измерване върху челото ➍ Бутон за измерване в ухото ➎ Индикатор - светодиолен ➏ Осветен LCD дисплей ➐ Бутон SET ➑ Отделение за батериите (върху задната страна) ➒ Бутон за запомняване ➓ Сигнализатор ➔ Дата ➕ Час ➖ Символ за «Тече измерване» ➗ Измервателна единица (°C или °F) ➘ Показание на измерната стойност ➙ Символ за включен звук ➚ Символ за смяна на батериите ➛ Показание на паметта ➜ Режим за повърхностно измерване на температурата ➝ Измервателен режим за измерване в ухото ➞ Измервателен режим за измерване върху челото

EE Seade ja juhtelemendid

➊ Sensori kate ➋ Sensor ➌ Laubalt mõõtmise nupp ➍ Kõrvast mõõtmise nupp ➎ LED-märgutuli ➏ Valgustusega LCD-näidik ➐ SET-nupp ➑ Pataleipesa (tagaküljel) ➒ Salvestamise nupp ➓ Helisignaali andja ➔ Kuupäev ➕ Kellaage ➖ Sümbol „Mõõtmine käimas“ ➗ Mõõtiühik (°C või °F) ➘ Mõõteväärtuse näit ➙ Sisselülitatud helisignaali sümbol ➚ Patarei vahetamise sümbol ➛ Salvestussünnik ➜ Pealispinna temperatuuri mõõtmisrežiim ➝ Kõrvast mõõtmise režiim ➞ Laubalt mõõtmise režiim

Explicatii desen / Объяснение на знаците / Sümbolite selgitus:

Aceste instrucțiuni de utilizare aparțin de acest aparat. Conține informații importante referitoare la construcție și la manipularea citiți instrucțiunile de utilizare în întregime. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza accidente grave sau avarii la articol.

Настоящата инструкция за употреба принадлежи към този артикул. То съдържа важна информация за монтажа и за боравенето с продукта. Прочетете изцяло тази инструкция за употреба. Неспазването на инструкцията може да доведе до тежки наранявания или повреди на артикула.

Käesolev kasutusjuhend kuulub selle toote juurde. See sisaldab olulist teavet seadme ehituse ja kasutamise kohta. Lugege juhend põhjalikult läbi. Selle juhendi mittejärgmine võib põhjustada rasked vigastusi või kahjustada toodet.

AVERTISMENT / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / HOIATUS

Aceste indicații de avertizare trebuie respectate, pentru a împiedica accidentările posibile ale utilizatorului. Tezi предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възможни наранявания на потребителя. Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada, et vältida võimaliku kasutaja vigastamist.

ATENÇÃO / ВНИМАНИЕ / TÄHELEPANU

Aceste indicații trebuie respectate, pentru a împiedica avariile posibile ale aparatului. Tezi указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възникването на евентуални повреди по уреда. Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada, et vältida võimalikku seadme kahjustamist.

INDICAȚIE / УКАЗАНИЕ / JUHIS

Aceste indicații vă oferă informații adiționale utile pentru instalare sau operare. Tezi указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията. Need juhised annavad teile vajalikku lisateavet paigaldamise või kasutamise kohta.

Clasificare aparat: Tip BF / Класификация на уреда: Тип BF / Seadme klassifikatsioon: BF-tüüpi

Domeniu de temperatură / Температурен диапазон / Temperatuurivahemik

A se proteja contra umidității / Пазете от влара / Kaitssta niiskuse eest

IP22

LOT

Număr LOT / Партиден номер / Partii number

Producător / Производител / Tootja

Data fabricației / Дата на производство / Tootmiskuupäev

CE0297

RO Termometru multifuncțional infraroșu

Instrucțiuni de utilizare - *Vă rugăm citiți cu grijă!*

Indicații de siguranță

INDICAȚII IMPORTANTE! A SE PĂSTRA OBLIGATORIU!

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza articolul și păstrați instrucțiunile de utilizare pentru uzul ulterior. Dacă predați aparatul la terțe persoane, predați de asemenea obligatoriu instrucțiunile de utilizare.

Utilizare corespunzătoare scopului

• Termometrul **medisana** multifuncțional infraroșu **TM 750** măsoară temperatura corporală a omului. Măsurarea temperaturii se face prin contactul corporal în ureche sau pe frunte. În plus, termometrul poate măsura și temperatura obiectelor (fără contact) în intervalul: 0°C - 100°C (32°F - 212°F).

Contraindicații

• Aparatul nu este adecvat pentru măsurarea temperaturii la copii sub 6 luni.

• Folosiți aparatul numai în scopul destinației sale conform instrucțiunilor de utilizare. În cazul utilizării necorespunzătoare se pierde dreptul asupra garanției.

• Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea comercială.

• Utilizarea acestui termometru nu înlocuiește consultarea medicului.

• Persoanele și termometrul trebuie să se afle cel puțin 30 de minute în același mediu, înainte de a realiza o măsurare.

• Acest aparat nu este destinat uzului de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau spirituale limitate sau fără experiență și/sau fără cunoștințe, cu excepția cazului, în care acestea sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța acestora sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului.

• Copii trebuie supravegheați, pentru a se asigura, ca aceștia să nu se joace cu aparatul.

• Temperatura zonei frunții și a tămplor se diferențiază de zona temperaturii corpului, care este măsurată de ex. oral sau rectal. O afecțiune cu febră poate avea în stadiu incipient un efect vasoconstrictor (vasoconstricție), care răcește pielea. În acest caz cu temperatura măsurată cu termometrul poate fi neobișnuit de mică. Dacă rezultatul măsurării nu corespunde cu ceea ce resimte pacientul sau este neobișnuit de scăzut, repetați măsurarea la fiecare 15 minute. Pentru control puteți măsu-ra temperatura corpului cu un termometru obișnuit, care este adecvat pentru măsurarea orală sau pentru măsurarea rectală.

• În următoarele cazuri se recomandă o măsurare de control cu un termometru pentru temperatură:

1. Dacă rezultatul măsurării este surprinzător de mic,
2. În cazul copiilor sub trei ani care au un sistem imunitar deficitar sau la apariția sau care reacționează îngrijorător la apariția sau reapariția febrei
3. Dacă utilizatorul a folosit aparatul pentru prima oară sau dacă se familiarizează încă cu aplicația corectă.
4. Repetați măsurarea temperaturii corporale cu acest aparat de cel puțin 3 ori. În cazul unor rezultate de măsurare diferite, interpretați valoarea cea mai ridicată ca temperatura actuală a corpului.
5. Valorile măsurate cu acest aparat reprezintă doar valori de referință. Nu reprezintă sub nicio formă o bază pentru un tratament medical. Contactați întotdeauna medicul.
6. Suprafața superioară a pielii bebelușului reacționează foarte rapid la temperatura mediului înconjurător. De aceea nu realizați nicio măsurare cu termometrul în timpul sau după alăptare, deoarece temperatura pielii poate fi mai scăzută decât tem-peratura corpului.
7. În caz de defecțiuni sau deteriorări nu reparați aparatul pe proprie răspundere, deoarece acest lucru poate duce la anularea garanției. Contactați magazinul dvs. de specialitate și dispuneți efectuarea lucrărilor de reparație doar de către un atelier autorizat.
8. Nu modificați și /sau nu deschideți aparatul. Conține componente mici, care pot fi înghițite de către copii.
9. Un aparat defect nu are voie să fie utilizat.
10. Nu folosiți termometrul într-un mediu umed. Nu puneți aparatul în apă sau în alt lichid. **Nu este etans.**
11. Pentru curățare respectați indicațiile din capitolul **Curățare și întreținere**
12. Nu scuturați și nu bateți în termometru. Nu îl lăsați să cadă.
13. Protejați aparatul de radiațiile solare directe, de temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute, de impurități și praț.
14. Evitați contactul direct al degetului cu senzorul.
15. Dacă nu intenționați să folosiți aparatul mai mult timp, îndepărtați bateriile.
16. Măsurătorile în ureche trebuie realizate întotdeauna în aceeași ureche.
17. Măsurarea nu trebuie realizată pe porțiunile de corp rănite sau murdare.
18. Măsurarea nu trebuie efectuată la urechea inflamată (de ex. cu puroi sau secreție), după o rănire a urechii sau în perioada de vindecare după o operație. Contactați medicul în toate aceste cazuri.
19. Utilizarea termometrului pe diferite persoane poate duce în anumite condiții la transmiterea bolilor infecțioase. Întrebați medicul dvs.
20. Termometrul nu trebuie folosit fără o carcasă de protecție.

Pachet de livrare și ambalaj

Verificați mai întâi dacă aparatul este complet și nu are defecte. În caz de dubii nu puneți aparatul în funcțiune și adresați-vă comerciantului dvs. sau centrului de service. Pachetul de livrare cuprinde:

• 1 **Termometru medisana** multifuncțional infraroșu **TM 750**
• 1 geantă de depozitare • 2 baterii 1,5 V (tipul LR03, AAA) • 1 instrucțiuni de utilizare

Ambalajele sunt reciclabile sau pot fi introduse din nou în circuitul de materii prime. Vă rugăm, să înălurați materialul de ambalaj, de care nu mai aveți nevoie, în mod corespunzător. Dacă în timpul despachetării identificați o defecțiune de transport, contactați imediat comerciantul.

AVERTISMENT - Aveți grijă ca foliile de ambalaj să nu ajungă la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere!

Măsurarea febrei - rapidă și fără efort!

Cu termometrul **medisana** multifuncțional **TM 750** este posibilă o măsurare precisă a temperaturii corpului. Măsurarea se efectuează la alegere pe frunte și tămple sau la urechi. Rezultatul măsurării este afișat în interval de câteva secunde.

Funcția suplimentară: În afara măsurării temperaturii corporale, termometrul multifuncțional cu infraroșu poate fi folosit și pentru măsurarea temperaturii obiectului (de ex. temperatura mediului, lichide, suprafețe). Măsurarea pentru această funcție este posibilă în intervalul de la 0° până la 100° Celsius (32°F - 212°F).

Utilizare - Punere în funcțiune

Scotarea / introducerea bateriei: Pentru o funcționare corectă trebuie introduse cele 2 baterii din pachetul de livrare 1,5 (LR03, AAA). Dacă după o anumită durată de funcționare apare simbolul de schimbare al bateriei ➞ ➗, bateriile trebuie înlocuite cât mai rapid posibil. Dacă apare simbolul de schimbare a bateriei ➞ ➗ împreună cu «Lo» sau nu mai apare pe afișajul LCD ➞, bateriile trebuie înlocuite imediat.

Scotare: Scoateți capacul compartimentului pentru baterii ➞ și scoateți bateriile.

Introducere: Introduceți două baterii noi 1,5 V (tipul LR03, AAA). Aveți grijă la poziția de introducere a bateriilor (figura din compartimentul pentru bateri ➞). Introduceți din nou capacul compartimentului pentru baterii.

BATERIE - INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

• Nu demontați bateriile!

• După caz, curățați bateria și contactele aparatului înainte de introducere!

• Scoateți bateriile goale imediat din aparat!

• Risc mărit de scurgere, evitați contactul cu pielea, ochii și mucoasele! În cazul contactului cu acizii bateriei, locurile vizate trebuie clătite cu apă limpede din abundență și apoi trebuie contactat medicul!

• Dacă a fost înghițită o baterie, trebuie contactat imediat medicul!

• Schimbați întotdeauna în același timp toate bateriile!

• Introduceți doar baterii de același tip, fără tipuri diferite sau baterii vechi și noi împreună!

• Introduceți bateriile corect, respectând polaritatea!

• Păstrați compartimentul de baterii închis!

• Scoateți bateriile când nu utilizați aparatul o perioadă îndelungată!

• Țineți bateriile la distanță față de copii!

• Bateriile nu trebuie reîncărcate! Pericol de explozie!

• Nu au voie să fie scurtcircuitate! Există pericolul de explozie!

• Nu au voie să fie aruncate în foc! Există pericolul de explozie!

• Depozitați bateriile neutilizate în ambalaj și nu în apropierea obiectelor metalice, pentru a evita un scurtcircuit!

• Nu aruncați bateriile consumate la gunoii menajer, ci la deșeurile speciale sau la un punct de colectare din comerțul specializat!

Înainte de utilizare

Adaptarea aparatului la temperatura încăperii Pentru a putea prelua o măsurare exactă a temperaturii corpului, mai întâi corpul trebuie să se adapteze temperaturii încăperii, în care se realizează măsurarea. Acest lucru este valabil și pentru termometrul multifuncțional cu infraroșu **TM 750**. Se potrivește atunci când se realizează o schimbare a locației, a noului mediu în mod automat. Pentru adaptarea temperaturii proprii a termometrului la temperatura încăperii aparatul necesită un anumit interval de timp. Acesta depinde de diferențele de temperatură și poate dura până la 30 de minute. Doar dacă acest proces al echilibrării temperaturii este finalizat, se pot obține procese de măsurare exacte.

Reglarea unității de măsurare, a orei și a datei:

Dacă termometrul este pus pentru prima oară în funcțiune sau după schimbarea bateriei trebuie reglată unitatea de măsurare, ora și data. Dacă dorți să ajungeți mai târziu în acest mod de configurare, apăsați și țineți apăsată cu aparatul pornit tasta SET ➗ timp de cca. 5 secunde. După autotest (toate elementele afișajului apar pentru scurt timp în afișajul LCD ➞) se aud două semnale sonore scurte, apoi cu ajutorul tastei SET se poate seta ➞ unitatea de măsurare (°C sau °F). Apăsați tasta de salvare ➞ pentru a confirma configurarea. Procedați în același fel (tasta SET ➞, pentru a modifica valorile și tasta memorare ➞, pentru a confirma valorile) pentru an, lună, zi, oră și minut. După apăsarea tastei salvare ➞ apare scurt «OFF» pe afișajul LCD ➞, înainte de a opri aparatul.

Indicații pentru redarea temperaturii

• Senzorul ➞ termometrului trebuie să fie întotdeauna curat și intact, pentru a garanta valorile exacte de măsurare.

• Cerumenul influențează exactitatea măsurării. Curățați în caz de necesitate urechea și vârful senzorului termometrului înain-te de măsurare, pentru a evita erorile eventuale de măsurare.

• Înainte de măsurarea pe frunte asigurați-vă că zona frunții și a tămplor nu este plină de transpirație, deoarece se pot reda valori eronate.

• Nu măsurați temperatura imediat după masă, antrenamentul sportiv sau baie. Așteptați o jumătate de oă.

• Realizați măsurările următoare doar la intervale de cel puțin 1 minut. Dacă trebuie să redați temperatura la un interval de timp mai scurt, rezultatele măsurării pot oscila ușor.

• Temperatura corporală a omului oscilează într-un interval natural. Nu există o temperatură standard a corpului.

• Măsurați și notați temperatura corpului într-o zi normală. Puteți recunoaște mai bine febra.

• Pentru măsurarea exactă în ureche este foarte important ca senzorul să fie poziționat către timpan și să se afle suficient de adânc în ureche.

• Există persoane care au valori diferite pentru urechea stângă și cea dreaptă. Pentru a reda modificările de temperatura, măsurați aceeași persoană întotdeauna în aceeași ureche.

• Poziția de somn poate influența rezultatele măsurării. Dacă o persoană a dormit mai mult timp pe o ureche, temperatura din această ureche este mai ridicată decât în mod normal. Măsurați în acest caz în cealaltă ureche și așteptați câteva minute cu măsurarea.

Măsurarea temperaturii pe frunte

INDICAȚIE - Redarea temperaturii pe frunte poate fi realizată doar pentru control, deoarece temperatura pielii de pe frunte poate fi influențată ușor de acțiunile externe și astfel rezultatul măsurării poate fi eronat.

1. Porniți termometrul printr-o scurtă apăsare a tastei pentru măsurarea pe frunte ➞. După auto-testul realizat cu succes se aud două semnale sonore. Opțional aveți acum posibilitatea de a dezactiva semnalul sonor al aparatului până la deconectare în timp. Apăsați pentru scurt timp tasta SETARE ➞, simbolul ➞ dispare.
2. Pentru a putea reda temperatura corpului pe frunte, capacul senzorului trebuie ➞ introdus.
3. Țineți aparatul cu senzorul ➞ (și carcasa senzorului introdusă) către tămple și apăsați tasta pentru măsurare pentru frunte ➞. Simbolul pentru modul de măsurare pentru frunte ➞ apare pe afișaj. Duceți acum termometrul cu tasta apăsată lent pe mijlocul frunții către lateral până la cealaltă tămplă. Dați drumul la tasta, după atingerea poziției.
4. După redarea completă a temperaturii veți auzi un semnal sonor și temperatura corpului va fi indicată pe afișaj ➞.
5. Dacă rezultatul măsurării atinge 38,0°C (100,4°F) sau depășește, indicatorul luminos cu LED ➞ se aprinde pe roșu (=alarmă febră). În caz contrar indicatorul cu LED ➞ se aprinde pe verde.
6. Rezultatul este salvat în mod automat. După câteva secunde fără apăsarea tastelor aparatul se oprește automat.

Măsurarea temperaturii pe frunte

1. Pentru redarea temperaturii în ureche îndepărtați carcasa senzorului ➞.
2. Porniți termometrul printr-o scurtă apăsare a tastei pentru măsurarea pe ureche ➞. După auto-testul realizat cu succes se aud două semnale sonore. Opțional aveți acum posibilitatea de a dezactiva semnalul sonor al aparatului până la deconectare în timp. Apăsați pentru scurt timp tasta SETARE ➞, simbolul ➞ dispare.
3. Trageți un pic de ureche pentru ca canalul auditiv să fie în poziție dreaptă. Duceți senzorul cu atenție în canalul auditiv. Pentru copii de 1 an introducerea în canalul auditiv trebuie să aibă loc în poziție întinsă cu capul ușor răscut (astfel încât urechea să indice în sus). Apăsați și țineți apăsată tasta pentru măsurarea urechii ➞ timp de cca. 1 secundă. Simbolul pentru modul de măsurare pentru ureche ➞ apare pe afișaj.
4. Eliberați tasta. După redarea completă a temperaturii veți auzi un semnal sonor și temperatura corpului va fi indicată pe afișaj ➞.
5. Dacă rezultatul măsurării atinge 38,0°C (100,4°F) sau depășește, indicatorul luminos cu LED ➞ se aprinde pe roșu (=alarmă febră). În caz contrar indicatorul cu LED ➞ se aprinde pe verde.
6. Rezultatul este salvat în mod automat. După câteva secunde fără apăsarea tastelor aparatul se oprește automat.

Măsurarea temperaturii obiectului

1. Porniți termometrul printr-o scurtă apăsare a tastei pentru măsurarea pe frunte ➞ sau a tastei pentru măsurarea în ureche ➞. După auto-testul realizat cu succes se aud două semnale sonore. Opțional aveți acum posibilitatea de a dezactiva semnalul sonor al aparatului până la deconectare în timp. Apăsați pentru scurt timp tasta SETARE ➞, simbolul ➞ dispare.
2. Apăsați și țineți apăsată tasta setare ➞ și tasta salvare ➞ concomitent timp de minim 3 secunde. Simbolul pentru mod măsurare temperatură suprafață ➞ apare pe afișaj ➞.
3. Pentru a putea începe măsurarea, poziționați senzorul ➞ la o distanță de 3 cm pe mijlocul obiectului resp. lichidului și apăsați tasta pentru măsurarea pe frunte ➞ sau tasta pentru măsurarea în ureche ➞. Dacă obiectul se acoperă cu apă, praf sau murdărie, eliberați-l înainte pentru a optimiza exactitatea măsurării.
4. Eliberați tasta. După redarea completă a temperaturii veți auzi un semnal sonor și temperatura va fi indicată pe afișaj ➞.
5. Rezultatul este salvat în mod automat. Apăsați din nou tasta ➞ și tasta de salvare ➞. În același timp 3 secunde pentru a reveni la modul de măsurare a temperaturii corpului. După câteva secunde fără apăsarea tastelor aparatul se oprește automat.

Apelarea datelor măsurate

Aparatulpoatememora până la 30 de rezultate. puteți solicita prin apăsarea scurtă a tastei de salvare ➞ Pe afișaj ➞ apare în continuare numărul locului salvat 1 (ultima valoare salvată) cu valoarea măsurată salvată în acest loc și simbolul aferent pentru modul de măsurare (măsurare ureche, măsurare frunt, măsurare pe frunte). Printr-o apăsare ulterioară a tastei salvare ➞ nu se poate apela rezul-tat măsurării în poziția de salvare "2". În total există 30 de poziții de salvare care pot apărea prin apăsarea repetată pe tasta salvare ➞ pe afișaj ➞ una după alta. Dacă nu sunt ocupate toate pozițiile de salvare, în acest loc apare afișajul „-“.

INDICAȚIE - Dacă toate locurile de memorare sunt ocupate, se salvează un nou rezultat de măsurare, în care se șterge automat rezultatul de măsurare cel vechi (loc de memorare 30).

Mesaје de eroare

Afișaj «Hi»: Temperatura măsurată este prea ridicată. Pe ecran apare afișajul HI, dacă rezultatul măsurării este peste 42°C / 107,6°F (mod temperatură corp) sau 100°C / 212°F (mod temperatură suprafață).

Afișaj «Lo»: Temperatura măsurată este prea joasă. Pe ecran apare afișajul Lo, dacă rezultatul măsurării este sub 35°C / 95°F (mod măsurare temperatură a corpului) sau 0°C / 32°F (mod măsurare temperatură suprafață).

Afișaj «Err»: Temperatura mediului nu este în intervalul de toleranță de 15°C - 35°C (59°F - 95°F).

Curățare și întreținere

• Senzorul ➞ este cea mai sensibilă parte a aparatului. Protejați-l de murdărie sau de de-teriorări. Curățați senzorul și carcasa senzorului în mod regulat și în funcție de utilizare în apă caldă sau cu bețișoare înmuiate în 70% alcool izopropilic.

• Nu puneți aparatul în apă sau în alt lichid.

Nu este etans.

• Pentru curățarea termometrului folosiți o lavetă care este umezită cu o soluție medie cu săpun sau o soluție cu 70% alcool izopropilic. În aparat nu are voie să pătrundă apa! Folosiți aparatul abia după ce, este complet uscat.

• Nu folosiți substanțe agresive de curățat, diluanți, benzină sau perii dure.

• Aveți grijă ca lentila senzorului, ecranul și carcasa să nu se zgărie.

• Nu depozitați sau nu folosiți aparatul într-un mediu cu o temperatură prea ridicată sau prea scăzută (vezi condițiile de utilizare din capitolul "date tehnice") și umiditatea aerului, în acțiunea razelor solare, în conexiune cu curentul electric sau într-un loc cu praf. Scoateți bateriile din aparat, atunci când nu mai dorți să-l folosiți mult timp. În caz contrar apare pericolul ca bateriile să se scurgă.

• Dacă termometrul este folosit conform acestor instrucțiuni de utilizare, este necesară o întreținere și o calibrare.

Indicații privind înălțurarea

Acest aparat nu are voie să fie eliminat ca deșeu împreună cu gunoii menajer. Fiecare utilizator este obligat să predea toate aparatele electronice sau electrice, indiferent dacă acestea conțin substanțe toxice sau nu, la un punct de colectare local sau din comerț, sau acestea să poată fi eliminate ca deșeu într-un mod ecologic. Scoateți bateriile, înainte de a elimina aparatul. Nu aruncați bateriile consumate la gunoii menajer, ci la deșeurile speciale sau la un punct de colectare din comerțul specializat. Pentru eliminare ca deșeu adresați-vă autorităților locale sau comer-ci-antului dvs.

Date tehnice

Denumire și model: **Termometru medisana** multifuncțional infraroșu **TM 750**
Sistemul de afișare: Afișaj digital (LCD)
Alimentare cu tensiune: 3 V $\equiv$, 2 baterii 1,5 V (tip LR03, AAA)
Interval de măsurare: Mod măsurare temperatură corp: 34°C - 43°C (93,2°F - 109,4°F)
mod măsurare temperatură suprafață: 0°C - 100°C (32°F - 212°F)
[conform condițiilor de funcționare] Mod măsurare temperatura corp: În intervalul de măsurare 35°C - 42°C (95°F - 107,6°F): $\pm$ 0,2°C (0,4°F); măsurare obiect: $\pm$ 2°C (4°F) sau $\pm$ 5% 0,1°C (0,1°F)
Capacitate de salvare: până la 30 de măsurători
Condiții de utilizare: 15°C - 35°C (59°F - 95°F), umiditatea rel. a aerului la 95% (fără condens)
Codii de depozitare/transport: -25°C - +55°C (-13°F - +131°F), umiditatea rel. a aerului la 95% (fără condens)
Dimensiuni: cca. 134,3 x 42,4 x 47,6 mm
Greutate: cca. 65 g fără baterii
Nr. articol: 76140
Cod EAN: 40 15588 76140 9

Marcajul CE se referă la Directiva UE 93/42/CEE. Aparatul corespunde cerințelor normei EN 80601-2-56. Aparatul este conceput pentru uz casnic. În cazul unei utilizări comerciale trebuie realizat un control anual de măsurare tehnică. Controlul este contra cost și poate fi realizat de autoritatea competență sau de serviciile de întreținere autorizate - conform "Ordonanței privind distribuitorii de produse medicale". Compatibilitate electromagnetică: Aparatul corespunde cerințelor normei EN 60601-1/-1-1-2 pentru compatibilitatea electromagnetică. Detaliile referitoare la aceste date de msăurare pot fi preluate din fișă.

În urma îmbunătățirilor constante ale produsului ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și optice.
Versiunea actuală a acestor instrucțiuni de utilizare se găsec la www.medisana.com

Condiții de acordare a garanției și de efectuare a lucrărilor de reparație

În caz de acordare a garanției, vă rugăm să vă adresați magazinului de specialitate sau direct punctului de service. Dacă trebuie să ne trimiteți aparatul, menționați defectul și atașați copia chitanței de achiziționare. La aceasta sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

1. Pentru produsul **medisana** se acordă de la data achiziției o perioadă de garanție de 3 ani. În caz de acordare a garanției, data achiziției dovedește în caz de acordare a garanției cu chitanța sau factura.
2. Avariele de material sau de producție se înlătură gratis în cadrul perioadei de acordare a garanției.
3. Prin acordarea garanției nu rezultă o prelungire a acțiunii, atât pentru aparat cât și pentru piesele schimbate.
4. Sunt excluse de la garanție:
 - a. Toate avariele cauzate de utilizare necorespunzătoare, de ex.: nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
 - b. Avariele cauzate de lucrări de reparații sau intervenții efectuate de cumpărător sau terțe persoane neautorizate.
 - c. Daune de transport aparute pe drumul de la producător către consumator sau la expedierea către punctul de service.
 - d. Piese de schimb, care sunt supuse unei uzuri normale.
5. Se exclude și răspunderea pentru daunele directe sau indirecte care au fost cauzate de aparat atunci când daunele asupra aparatului nu sunt acoperite de garanție.

medisana GmbH
Jagenbergstr. 19
41468 NEUSS, GERMANIA

Adresa de service se află pe o fișă adițională informativă.

medisana GmbH
Jagenbergstr. 19
41468 NEUSS, GERMANIA

Adresa de service se află pe o fișă adițională informativă.

BG Инфрачервен мултифункционален термометър

Инструкция за употреба - *Моля, прочетете внимателно*

Указания за безопасност
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ! НЕПРЕМЕННО ЗАПАЗЕТЕ!
Прочетете внимателно инструкцията за употреба и в частност указанията за безопасност, преди да използвате артикула и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.

Употреба по предназначение
• Инфрачервеният мултифункционален термометър **medisana TM 750** служи за определяне на телесната температура при хора. Измерването на температурата се осъществява чрез контакт с тялото или върху челото. Допълнително с термометъра могат също да се измерват температури на обекти (безконтактно) в диапазона от 0°C - 100°C (32°F - 212°F).

Противопоказание
• Уредът не е подходящ за измерване на температурата при деца под 6 месеца.

• Използвайте уреда само по предназначение съгласно инструкцията за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна.

• Уредът не е предназначен за комерсиална употреба.

• Употребата на този термометър не замества консултацията с лекар.

• Лицата и термометрът трябва да се намират в продължение на минимум 30 минути в непроменеща се заобикаляща среда, преди да бъде извършено

• Този уред не е предвиден да бъде използван от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и/или с липса на знания, освен ако не са наблюдавани от отговарящо за тяхната безопасност лице или не са получили от него инструкции как трябва да се използва уредът.

Измерване на температура - бързо и безгрешно!

С инфрачервения мултифункционален термометър **medisana TM 750** е възможно прецизно измерване на телесната температура. Измерването извършва само челото и спелочниот или по избор вътре в ухото. Резултатът от измерването се показва в рамките на няколко секунди.

Допълнителна функция: Освен за измерване на телесната температура, инфрачервеният мултифункционален термометър може да се използва също за измерване на температура на предмети (напр. температура на околната среда, течности, повърхности). Измерване при тази функция е възможно в диапазона от 0° до 100° Целзий (32°F - 212°F).

Приложение - пуск в експлоатация

Изваждане / поставяне на уреда: За правилна функция трябва да се поставят съдържащите се в комплектовката частовата 2 батерии тип LR03, AAA. Ако уреда не работи, проверете дали батериите са поставени правилно, а не смяна на батериите . Батериите трябва да бъдат сменени възможно най-скоро. Ако се появи символът за смяна на батериите   заедно с «Lo» или ако на LCD дисплея  вече не се показва нищо, батериите трябва да бъдат сменени незабавно.

Изваждане: Свалете капачето на отделението за батериите  и извадете батериите.

Поставяне: Поставете две нови 1,5 В батерии (тип LR03, AAA). Внимавайте за посоката на поставяне на батериите (фигура в отделението за батериите ). Поставете обратно капачето на отделението за батериите.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА БАТЕРИИТЕ

- Не изхвърляйте батериите!
- Преди поставяне при нужда почистете контактите на батериите и на уреда!
- Незабавно изваждайте източените батерии от уреда!
- Избягвайте повишената опасност от изтичане, контакт с кожата, очите и лигавиците! При контакт с киселина от батерия веднага изплакнете обилно с чиста вода и незабавно потърсете лекар!
- Ако бъде погълната батерия, незабавно трябва да се потърси лекар!
- Винаги сменяйте всички батерии едновременно!
- Използвайте само батерии от едни и същи тип, не използвайте заедно различни типове или използвани и нови батерии!
- Поставяйте батериите правилно, спазвайте полярността!
- Дръжте отделението за батериите затворено!
- При по-дълги периоди на неизползване извадете батериите от уреда!
- Дръжте батериите далеч от деца!
- Не презареждайте батериите! Не съхранявайте на късо! Не хвърляйте в огън! Съществува опасност от експлозия!
- Съхранявайте неизползваните батерии в опаковката и далеч от метални предмети, за да избегнете късо съединение!
- Не хвърляйте употребяваните батерии и акумулатори в домакинската смет, а ги изхвърляте в специалните отпадъци или в контейнер за събиране на батерии в специализираните магазини!

Преди употреба

Натисане на уреда към температурата на помещението: За да извършите точно измерване на телесната температура, преди това трябва да се напасне към температурата на помещението, в което трябва да се извърши измерването. Това важи също за инфрачервения мултифункционален термометър **TM 750**. Когато се извърши промяна на местоположението, той автоматично се напасва към новата заобикаляща среда. За изравняване на собствената температура на термометърът към температурата на помещението уредът се нуждае от определен период от време. Той зависи от разликата в размера на двете температури и може да отнеме до 30 минути. Само когато този процес на изравняване на температурата е завършен, могат да се постигнат точни измервателни резултати.

Настройка на измервателната единица, часа и датата:

Когато пускате термометъра за първи път в експлоатация или след смяна на батериите първо трябва да настроите измервателната единица, часа и датата. Ако по-късно желаете отново да попаднете в този режим за настройка, натиснете и задръжте при включен уред бутона SET  за ок. 5 секунди. След самостоятелния тест (всички елементи на дисплея се показват за кратко на LCD дисплея ), прозвучават два кратки звукови сигнала, след което с бутона SET  може да се настрои измервателната единица (°C или °F). Натиснете бутона за запаметяване , за да потвърдите настройката. Процедурите по същия начин (бутон SET , за да промените стойностите и бутон за запаметяване , за да потвърдите стойностите) след това за година, месеца, деня, часа и минутите. След натискане на бутона за запаметяване  за кратко се появява «OFF» на LCD дисплея , преди уредът да се изключи.

Указания за определяне на температурата

- Сензорът  на термометъра трябва винаги да е чист и здрав, за да гарантира точни стойности на измерванията.
- Ушната кал влияе на точността на измерването. При нужда почистете ухото и сензорния връх на термометъра преди измерването, за да предотвратите евентуални грешни измервания.
- Преди измерване върху челото се уверете, че областта на челото и спелочниот е чиста от пот, козметика и замърсявания, защото в противен случай могат да бъдат определени грешни измерени стойности.
- Не измервайте температурата си непосредствено след хранене, спортна тренировка или къпане. Изчакайте половин час.
- Извършвайте последователни измервания само на интервали от минимум 1 минута. Ако трябва да определите температурата си често в рамките на кратък период от време, резултатите от измерването могат леко да се различават.
- Човешката телесна температура се променя в рамките на естествен диапазон. Няма стандартна телесна температура.
- Измервайте и записвайте Вашата телесна температура в съвсем нормални дни. Така по-лесно ще можете да разпознаете евентуална висока температура.
- За точно измерване в ухото е много важно сензорът да е насочен към тъпаньото и да се намيرا достатъчно дълбоко в ушния канал.
- Има лица, които имат различни измервателни стойности в лявото и дясното ухо. За да запишете промените на температурата, при едно и също лице винаги измервайте в едно и също ухо.
- Позицията за спане може да повлияе на измервателните резултати. Ако едно лице е спало определено време върху едното си ухо, температурата в това ухо е по-висока от нормално. В този случай направете измерване при друго ухо или изчакайте няколко минути с измерването.

Измерване на температурата върху челото

и **УКАЗАНИЕ** - Определениято на температурата върху челото трябва да се извършва само за проверка, защото температурата на кожата върху челото лесно се влияе от външни влияния и в резултат на това резултатът от измерването може да е грешен.

- Включете термометъра чрез кратко натискане на бутона за измерване върху челото . След успешен самостоятелен тест прозвучават два кратки сигнала тона. Опционално сега имате възможността да деактивирате временно до изключване издаването на звук от уреда. За целта натиснете за кратко бутона SET , символът  изчезва.
- За да можете да определите телесната температура върху челото, капачето на сензора  трябва да е поставено.
- Дръжте уреда със сензора (и поставеното капаче на сензора) върху едното спелочие и натиснете бутона за измерване върху челото . Символът за измервателен режим за измерване върху челото  се появява на дисплея. Сега при натиснат бутон издърпайте бавно термометъра през средата на челото настрани до другото спелочие. Пуснете бутона, когато позицията е достигната.
- След завършено определяне на температурата ще чуете сигнален тон и телесната температура ще се покаже на дисплея .
- Ако резултатът от измерването достига или надвишава 38,0°C (100,4°F), индикаторният светодиод  свети червено (аларма за висока температура). В противен случай индикаторният светодиод  свети зелено.
- Резултатът се запаметява автоматично. След няколко секунди без друго натискане на бутон уредът автоматично се изключва.

Измерване на температурата в ухото

- За определяне на температурата в ухото отстранете капачето на сензора .
- Включете термометъра чрез кратко натискане на бутона за измерване в ухото . След успешен самостоятелен тест прозвучават два кратки сигнални тона. Опционално сега имате възможността да деактивирате временно до изключване издаването на звук от уреда. За целта натиснете за кратко бутона SET , символът  изчезва.
- Издърпайте леко ухото си, за да изправите ушния канал. Вкарите сензора внимателно в ушния канал. При деца под 1 година вкарването в ушния канал трябва да се извършва в легнало положение при леко завъртяна глава (така че ухото да сочи нагоре). Натиснете и задръжте бутона за измерване в ухото  за ок. 1 секунда. Символът за измервателен режим за измерване в ухото  се появява на дисплея.
- Пуснете бутона. След завършено определяне на температурата ще чуете сигнален тон и телесната температура ще се покаже на дисплея .
- Ако резултатът от измерването достига или надвишава 38,0°C (100,4°F), индикаторният светодиод  свети червено (аларма за висока температура). В противен случай индикаторният светодиод  свети зелено.
- Резултатът се запаметява автоматично. След няколко секунди без друго натискане на бутон уредът автоматично се изключва.

Измерване на температурата на обект

- Включете термометъра чрез кратко натискане на бутона за измерване върху челото  или бутона за измерване в ухото . След успешен самостоятелен тест прозвучават два кратки сигнални тона. Опционално сега имате възможността да деактивирате временно до изключване издаването на звук от уреда. За целта натиснете за кратко бутона SET , символът  изчезва.
- Натиснете и задръжте едновременно бутона SET  и бутона за запаметяване  за минимум 3 секунди. Символът за режим за повърхностно измерване на температурата  се появява на дисплея .
- За да можете да започнете измерването, насочете сензора  на разстояние от ок. 3 cm от средата на обекта, resp. на течността и натиснете бутона за измерване върху челото  или бутона за измерване в ухото . Ако обектът е покрит с вода, прах или замърсявания, преди това ги отстранете, за да оптимизирате точността на измерването.
- Пуснете бутона. След завършено определяне на температурата ще чуете сигнален тон и измерената температура ще бъде показана на дисплея .
- Резултатът се запаметява автоматично. Натиснете отново бутона SET  и бутона за запаметяване  едновременно за минимум 3 секунди, за да се върнете към режима за измерване на телесна температура. След няколко секунди без друго натискане на бутон уредът автоматично се изключва.

Повикване на измерени данни

Уредът може да запамети до 30 измерени резултата. Вашите запаметени измерени данни можете да повикате като натиснете за кратко бутона за запаметяване . На дисплея  първо се появява номерът на мястото за запаметяване 1 (последно запаметената стойност) със запанетата на това място за запаметяване измерена стойност и съответния символ за режима на измерване (измерване в ухо, измерване върху чело или измерване на повърхността температура).

Чрез повторно натискане на бутона за запаметяване  можете да повикате запаметения измерен резултат на място за запаметяване „2“. Общо на разположение имат 30 места за запаметяване, които чрез повторно натискане на бутона за запаметяване  се появяват последователно на дисплея . Ако все още не всички места за запаметяване са заети, на това място за запаметяване се появява обозначението „-“.

и **УКАЗАНИЕ** - **Ако всички места за запаметяване са заети, нов резултат от измерване се запаметява като най-старият резултат от измерване (място за запаметяване 30) автоматично** „-“.

Съобщения за грешка

Показание «Hi»: Измерената температура е твърде висока. На дисплея се показва показанието **Hi**, когато резултатът от измерването е над 42°C / 107,6°F (режим за измерване на телесна температура) или 100°C / 212°F (режим за измерване на повърхността температура).

Показание «Lo»: Измерената температура е твърде ниска. На дисплея се показва показанието **Lo**, когато резултатът от измерването е под 35°C / 95°F (режим за измерване на телесна температура) или 0°C / 32°F (режим за измерване на повърхността температура).

Показание «Err»: Околната температура не е в температурния диапазон 15°C - 35°C (59°F - 95°F).

Почистване и грижа

- Сензорът  е най-чувствителната част на уреда. Пазете го от замърсявания или повреди. Почиствайте сензора и капачето на сензора редовно и преди и след всяка употреба с потопена в топла вода или 70%-тен изопропелов алкохол кмач за уши.
- Не потапяйте термометъра във вода или в друга течност. **Той не е водоустойчив**.
- За почистването на термометъра използвайте мека кърпа, която е леко навлажнена с мек сапунен разтвор или 70%-тен изопропелов алкохол. В уреда не трябва да попада вода! Използвайте уреда отново едва след като тя е изсъхнал напълно.
- Никога не използвайте агресивни почистващи препарати, разтворители, бензин или твърди четки.
- Внимавайте за това лещата на сензора, дисплеят и корпусът да не бъдат надрани.
- Не съхранявайте или използвайте уреда в среда с прекалено висока или прекалено ниска температура (векте работните условия в глава „Технически данни“) и влажност на въздуха, под слънчева светлина, в комбинация с електрически ток или на много прашно място. Извадете батериите от уреда, когато няма да го използвате за по-продължително време. В противен случай съществува опасност от изтичане на батериите.
- Ако термометърът се използва съгласно тази инструкция за употреба, то тогава не е необходимо редовна поддръжка или калибриране.

Указание за изхвърлянето

Този уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всеки потребител е задължен да предаде всички електрически или електронни уреди, без значение дали те съдържат вредни материали или не, в пункт за събиране и в търговската мрежа, за да могат те да бъдат изхвърлени по екологично безвреден начин. Извадете батериите, преди да изхвърлите уреда. Не изхвърляйте употребяваните батерии в домащата смет, а ги изхвърляте в специалната смет или в станция за събиране на батерии в специализираните магазини. Във връзка с изхвърлянето се обърнете към Вашите местни органи или Вашия търговец.

Технически данни	
Наименование и модел: Индикаторна система: Захранване с напрежение: Измервателен диапазон:	Инфрачервен мултифункционален термометър medisana TM 750 Цифров дисплей (LCD) 3 V $\Rightarrow$ 2 батерии 1,5 V (тип LR03, AAA) Измервателен режим за телесна температура: 34°C - 43°C (93,2°F - 109,4°F) Измервателен режим за повърхностна температура: 0°C - 100°C (32°F - 212°F) [в рамките на работните условия] Измервателен режим за телесна температура: В измервателния диапазон от 35°C - 42°C (95°F - 107,6°F) $\pm$ 0,2°C (0,4°F); Измерване на обекти: $\pm$ 2°C (4°F) или $\pm$ 5%
Измервателна точност: (лабораторни измервания)	
Разделителна способност на дисплея: Капацитет на паметта: Работни условия: Условия за съхранение/транспорт: Размери: Тегло: Артикул №: EAN код:	0,1°C (0,1°F) до 30 измервания 15°C - 35°C (59°F - 95°F), отн. влажност на въздуха до 95% (без кондензация) -25°C - +55°C (-13°F - +131°F), отн. влажност на въздуха до 95% (без кондензация) ок. 134,3 x 42,4 x 47,6 mm окло 65 g без батерии 76140 40 15588 76140 9

СЕ маркировката на уреда се отнася до ЕС Директива 93/42/ЕО. Уредът съответства на изискванията на стандарта ISO 80601-2-56. Уредът е разработен за домашна употреба. При търговска употреба веднъж годишно трябва да се извършва техническа проверка на измерването. Проверката се заплаща и може да бъде извършена от компетентен орган или от оторизирани служби за поддръжка съгласно „Разпоредбата за потребителите на медицински продукти“. Електромагнитна съвместимост: Уредът отговаря на изискванията на нормата EN80601-1/1-2 за електромагнитна съвместимост. Подробности за тези измерени данни могат да бъдат намерени в приложението.

В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструктивни промени.	
Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес www.medisana.com	
Условия за гаранция и ремонт	
В случай на повреда, покрити от гаранцията, моля да се обърнете към Вашия специализиран магазин или директно към сервиса. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите дефекта и да приложите копие на касовия бон. При това важат следните гаранционни условия:	
1. За продуктите medisana се дава гаранция от 3 години от датата на продажбата. Датата на продажба в гаранционен случай трябва да бъде удостоверена чрез касов бон или фактура.	
2. Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.	
3. Чрез гаранционна услуга не възниква удължаване на гаранционния срок, нито за уреда, нито за сменените компоненти.	
4. От гаранцията са изключени: а. всички повреди, които са възникнали поради неправилна употреба, напр. в резултат на неспазване на инструкцията за употреба. б. повреди, които се дължат на ремонти или намеси от страна на купувача или неоторизирани трети лица. в. транспортни повреди, които са възникнали по пътя от производителя до потребителя или при изпращането до сервиса. г. резервни части, които подлежат на нормално износване.	
5. Изключва се отговорност за причинени от уреда преки или косвени последващи щети, дори ако повредата на уреда бъде призната като гаранционна претенция.	

	Сервизният адрес може да намерите върху отделния приложен лист.
--	---

- Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Lauba ja oimukoha temperatuur erineb keha sisetemperatuurist, mida mõeldetakse nt oraalselt. Palavikuline lause võib varases staadiumis põhjustada veresoonte ahenemist (vasokonstriksiooni), mis muudab naha jahedamaks. Sel- liseil juhul võib termomeetriga mõõdetud temperatuur olla ebatavaliselt madal. Kui selle tagajärjel ei vasta mõõtmistulemus patsiendil enesetundele või on ebatavaliselt madal, korrake mõõtmist iga 15 minuti järel. Kontrollimiseks võite mõõta ka keha sisetemperatuuri tavapärase termomeetriga, mis sobib oraalseks või rektaalseks mõõtmiseks.
- Järgmistel juhtudel on soovitatav teha kontrollmõõtmine tavapärase termomeetriga.
 - Kui mõõtmistulemus on üllataval madal.
 - Alla 3-aastastel lastel, kellel on nõrk immuunsüsteem või kes reageerivad palaviku esinemisele või mitte-esinemisele muretekitavalt.
 - Kui kasutaja kasutab seadet esimest korda või alles harjutab seadme õiget kasutamist.
 - Korralke kehateperatuuri mõõtmist käesoleva seadmega vähemalt 3 korda. Erinevate mõõtmistulemuste korral tuleb kõr- gemalt mõõdetud tulemust pidades hetke-kehateperatuuri.
 - Antud seadmega mõõdetud väärtusi tuleb käsitleda orienteeruvate väärtustena. Neid ei tohi võtta aluseks ravimisel. Võtke alati esmalt ühendust arstiga.
 - Seedide nahapind reageerib väga kiiresti ümbritsevale temperatuurile. Seepärast ärge mõõtkte termomeetriga temperatuuri imetamise ajal või pärast imetamist, kuna nahateperatuur võib siis olla madalam kui keha sisetemperatuur.
 - Rikete või kahjustuste korral ärge remontiuge seadet ise, kuna see tühistab garantii kehtivuse. Pöörduge oma edasimüüja poole ja laske remonditööd teostada ainult volitatud hooldustöökodades.
 - Ärge modifitseerige ja/või avage seadet. See sisaldab väikesi osi, mille väikelapsed võivad alla neelata.
 - Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
 - Ärge kasutage termomeetri niiskes keskkonnas. Ärge asetage termomeetrit vette ega muudesse vedelikesse. **See ei ole veekindel.**
 - Puhastamiseks järgige joatise *Puhastus ja hooldus* juhiseid.
 - Ärge raputage ega koputage termomeetrit. Ärge laske sellel maha kukkuda.
 - Kaitse seadet olasee palkesekitajate, väga kõrgete või madalate temperatuuride, mustuse ja toimu eest.
 - Vältige anduri puudutamist sõrmdega.
 - Kui te ei kavatsete seadet pikemat aega kasutada, eemaldage sellest patarei.
 - Temperatuuri mõõtmisel kõrvalt tuleb mõõta alati ühest ja samast kõrvast.
 - Mõõtmist ei tohi teha vigastatud või määrduud kohtadesal.
 - Mõõtmist ei tohi teha põletikulisest kõrvast (nt mada või sekreedi esinemine), kõrva vigastuse järel või operatsioonijärgse taastumisperioodi ajal. Nendel juhtudel võtke ühendust arstiga.
 - Termomeetri kasutamine erinevatel isikutel võib põhjustada nakkushaiguste ülekandumist. Konsulteerige arstiga.
 - Termomeetrit tohib kasutada ainult ilma kaitsekatteta.

Тarnekomplekt ja pakend

Palun kontrollige esmalt, kas seade on komplektne ja pole kahjustatud. Kui kahtlete selles, ärge võtke seadet kasutusele ja pöörduge edasimüüja või teeninduspunkti poole. Tarnekomplekti kuuluvad:

- 1 **medisana** multifunktsionaalne infrapunatermomeetr **TM 750**
- 1 hoiukott
- 2 patarei 1,5 V (tüüp LR03, AAA)
- 1 kasutusjuhend

Pakendeid saab taaskasutada või suunata materjaliringlusse. Pakkematerjalid, mida te enam ei vaja, tuleb nõuetekohaselt kõr- valdada. Kui märkate seadme pakendis väljavõtmisel transpordikahjustusi, võtke viivitamatult ühendust oma edasimüüjaga.

и **HOIATUS – Jälgige, et pakkeile ei satuks laste käed.**

Lämbumisoht!

Palaviku mõõtmine – kiiresti ja veatult!

medisana multifunktsionaalse, infrapunatermomeetri abiliga **TM 750** on võimalik kehateperatuuri täpne mõõtmine. Mõõtmine toimub termomeetri liigutamisega alla lauba ja oimukoha vahel või termomeetri kõrvas hoidmise ajal. Mõõtmistulemus kuvatakse mõne sekundi jooksul.

Liisafunktsioonid: lisaks kehateperatuuri mõõtmisele võib multifunktsionaalset infrapunatermomeetrit kasutada ka objekti temperatuuri (nt keskkonnatemperatuuri, vedelike, pealspidandete temperatuur) mõõtmiseks. Selle funktsiooni abil on võimalik mõõtmine vahemikus 0° kuni 100°C (32°F–212°F).

Kasutamine – kasutusolevõitmine

Patareide sisestamine/eemaldamine: seadme nõuetekohaseks töötamiseks tuleb sisse panna tarnekomplektis sisalduvad 2 patarei 1,5V (LR03, AAA). Kui teatud kasutusaja järel kuvatakse patareide vahetamise sümbol , tuleb patareid võima- likult kiiresti välja vahetada. Kui patareide vahetamise sümbol  kuvatakse koos sümboliga «Lo» või ei kuvata LCD-näi- duki  enam midagi, tuleb patareid kohe välja vahetada. Eemaldamine: võtke patareipesa kate  maha ja eemaldage patarei. Sisestamine: pange sisse kaks uut 1,5 V patareid (tüüp LR03, AAA). Jälgige, et sisestate patarei õiget pidi (joonis patareipe- ssa ). Pange patareipesa kate taas peale.

PATAREI OHUTUSJUHISED


- Patareid ei tohi lahti võtta!
- Vajadusel puhastage enne patareide paigaldamist patareide ja seadme kontaktid!
- Eemaldage tühjad patareid kohe seadmest!
- Suurem lekkeoht, vältige kontakti naha, silmade ja limaskestadega! Kõkkupute korral patarei happega peeta kahjustatud kohta rohke puhta veeга ja pöörduда kohe arsti poole!
- Patarei allaneelamine korral pöörduда kohe arsti poole!
- Vahetage alati kõik patareid üheaegselt välja!
- Sisestage ainult sama tüüpi patarei. Samaaegselt ei tohi kasutada erinevat tüüpi patareid või segamini uusi ja kasutatud patareid!
- Asetage patarei õigesti seadmesse, pöörake tähelepanu poolustele!
- Hoidke patareipesa korralikult suletuna!
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patarei!
- Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas!
- Patareisid ei tohi uuesti laadida! Plahvatusoht!
- Mitte tekitada lühis! Plahvatusoht!
- Mitte visata tule! Plahvatusoht!
- Hoidke kasutatuna patareisid pakendis, eemal metallesemetest, et vältida lühise teket!
- Ärge visake kasutatud patareisid eга akusid olmejäätmete hulka, vaid kõrvaldage need ohtlike jäätmetena või viige patarei- de kogumispunkti poes!

Enne kasutamist

Seadme kohandamine ruumitemperatuuriga: kehateperatuuri täpseks mõõtmiseks peab keha esmalt kohanduma ruumi- temperatuuriga, milles mõõtmist teostatakse. Sama kehtib ka multifunktsionaalse infrapunatermomeetri **TM 750 connect** kohta. Asukoha muutmisel kohandub see automaatselt üe

medisana®

TM 750



LV Ierīce un vadības elementi

1 Sensora pārsegs 2 Sensors 3 Taustējais temperatūras mērīšanai uz pieres 4 Taustējais temperatūras mērīšanai ausī 5 Indikators gaismas diode 6 Apgaismots LCD displejs 7 Taustējais SET 8 Bateriju nodalījums (aizmugurē) 9 Atmiņas taustiņš 10 Signāla devējs 11 Datums 12 Pulksteņa laiks 13 «Notiek mērījums» 14 Mērvienība (°C vai °F) 15 Mērījuma vērtības rādījums 16 Ieslēgtais skaņas simbols 17 Bateriju nomaināms simbols 18 Atmiņas rādījums 19 Virsmas temperatūras mērīšanas režīms 20 Mērīšanas režīms "Temperatūras mērīšana ausī" 21 Mērīšanas režīms "Temperatūras mērīšana uz pieres"

LT Prietaiss ir valdymo elementai

1 jutliklio danga 2 jutliklis 3 mygtukas matavimui prie kaktos 4 mygtukas matavimui ausyje 5 indikatoriaus šviesos diodas 6 apšviestas LCD (skystųjų kristalų) rodmuo 7 SET mygtukas 8 baterijų skyrius (galinėje pusėje) 9 atmintinis mygtukas 10 signalo daviklis 11 data 12 laikas 13 simbolis, nurodantis, kad „Matuojama“ 14 matavimo vienetas (°C arba °F) 15 matavimo reikšmės rodmuo 16 įjungto garso simbolis 17 baterijų keitimo simbolis 18 atminties rodmuo 19 paviršių temperatūros matavimo režimas 20 matavimo režimas ausyje 21 matavimo režimas prie kaktos

RU Прибор и элементы управления

1 Кнопка/кно сенсорного датчика 2 Сенсорный датчик 3 Кнопка для измерения на лбу 4 Кнопка для измерения в ухе 5 Светодиодный индикатор 6 ЖК-дисплей с подсветкой 7 Кнопка SET 8 Отсек для батарей (на обратной стороне) 9 Кнопка памяти 10 Сигнализатор 11 Дата 12 Время 13 Символ «Ход измерения» 14 Единица измерения (°C или °F) 15 Отображение значения измерения 16 Символ включенного звукового сигнала 17 Символ замены батарей 18 Индикация памяти 19 Режим измерения температуры объекта 20 Режим измерения в ухе 21 Режим измерения на лбу

Simbolu skaidrojums / Simbolių paaiškinimas / Основные обозначения:

Šī lietošanas instrukcija ir daļa no šī izstrādājuma. Tā satur svarīgu informāciju par ierīces uzbūvi un darbu ar ierīci. Pilnībā izlasiet šo lietošanas instrukciju. Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagas traumas vai bojājumus izstrādājumā.

Šī naudojimo instrukcija prieklauso šai prekei. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso naudojimą. Perskaitykite visą naudojimo instrukciją. Nesilaikant šios instrukcijos galimoja sunkiai susižaloti arba sugadinti priekę.

Данное руководство по эксплуатации относится к этому изделию. В нем содержатся важные сведения о конструкции и правилах обращения. Полностью прочтите это руководство по применению. Несоблюдение этого руководства может привести к серьезным травмам или повреждению устройства.

BRĪDINĀJUMS / ĮSPĖJIMAS / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ievērojiet šīs brīdinājuma norādes, lai novērstu traumu gušanas iespējamību lietotājam. Šīj iespējamiņj nurodumņj laikytis būtina siekiant išvengti galimņj naudotojo sužalojimų. Необходимо соблюдать эти предупреждения, чтобы избежать возможного травмирования пользователя.

UZMANĪBU / DĒMĒSIO! / ВНИМАНИЕ
Ievērojiet šīs norādes, lai novērstu iespējamu bojājumu rašanos ierīcē. Šīj nurodumņj laikytis būtina, siekiant išvengti galimņj prietaiso pažeidimų. Необходимо соблюдать эти указания, чтобы избежать возможного повреждения прибора.

IEVĒRĪBAI / PASTAVA / ПРИМЕЧАНИЕ
Šīs norādes sniedz noderīgu papildu informāciju par ierīces uzstādīšanu vai lietošanu. Šīuose nurodumuose jums pateikama naidingos papildomos informācijas apie įrengimą arba naudojimą. Эти примечания предоставляют вам дополнительную полезную информацию для установки или для эксплуатации.

Ierīces klasifikācija: tips BF / Prietaiso klasifikācija: BF tipas / Классификация прибора: тип BF

Temperatūras amplitūda / Temperatūros diapazonas / Диапазон температур

Sargāt no mitruma / Saugokite nuo drėgmės / Бережть от влаги

IP22

Aizsardzība pret cietiem priekšmetiem un ūdeni
Apsaugos nuo kietųjų kūnų ir vandens tipas
Параметры защиты от твердых предметов и воды

LOT

LOT numurs / Partijos numeris / Номер партии

Ražotājs / Gamintojas / Производителъ

Ražošanas datums / Pagaminimo data / Дата изготовления

LV

Daudzfunkcionāls infrasarkanais termometrs

Lietošanas instrukcija - *Lūdzam rūpīgi izlasīt!*

Drošības norādījumi SVARĪGAS NORĀDESI! OBLIGĀTI SAGLABĀTI!
Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju – īpaši drošības norādījumus – un saglabāiet lietošanas instrukciju turpmākai izmantošanai. Nododot ierīci lietošanā citiem, obligāti iedodiet līdzi arī šo lietošanas instrukciju.

Noteikumiem atbilstoša lietošana
• **medisana** daudzfunkcionālais infrasarkanais termometrs **TM 750** ir paredzēts cilvēka ķermeņa temperatūras noteikšanai. Temperatūras mērījumu veic, pieskaroties ķermenim — ausī vai uz pieres. Papildus tam ar termometru iespējams izmērīt arī objektu temperatūru (bezkontakta ceļā) diapazonā no 0°C līdz 100°C (32°F - 212°F).

Kontrindikācija
• Ierīce nav paredzēta ķermeņa temperatūras mērīšanai bērniem, kas ir jaunāki par 6 mēnešiem.

• Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam paredzētajam mērķim. Ja ierīce tiek lietota neatbilstoši paredzētajam mērķim, garantija tiek anulēta.
• Ierīce nav paredzēta komerciālai lietošanai.
• Termometra lietošana neaizstāj ārsta konsultāciju.
• Pirms mērījuma veikšanas, personām un termometram vajadzētu vismaz 30 minūtes atrasties nemainīgā vidē.
• Šī ierīce nav paredzēta, lai tie tiecētu cilvēki (tosīarp bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pieredzes un/vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja šos cilvēkus viņu pašu drošības garantēšanas nolūkā uzrauga kompetenta persona vai arī šī persona sniedz konsultācijas par ierīces lietošanu.
• Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerolotājas ar ierīci.
• Uz pieres un deniņiem izmērtā temperatūra atšķiras no ķermeņa temperatūras, kas mērīta, piemēram, orāli vai rektāli. Si- mība ir paaugstinātu ķermeņa temperatūru agrīnā stadijā var radīt asinsvadu sašaurināšanās efektu (vazokonstrikciju), kas atdzesē ādu. Šādā gadījumā ar termometru izmērtā temperatūra var būt netipiski zema. Ja šādā situācijā mērījuma rezultāts neatbilst pacienta pašsajūtai vai ir netipiski zems, atkārtojiet mērījumu ik pēc 15 minūtēm. Pārbaudes nolūkā jūs varat arī veikt temperatūras mērījumu parasto termometru, kas ir piemērots temperatūras mērīšanai orāli vai rektāli.
• Kontrolmērījumu ar parasto termometru ieteicams veikt šādos gadījumos:
1. Ja mērījuma rezultāts ir negaidīti zems;
2. bērniem, kas jaunāki par trīs gadiem, kuriem ir pavājināta imūnsistēma vai kuru reakcija uz ķermeņa temperatūras paaugstināšanās vai nepaaugstināšanās var radīt draudus viņu veselībai vai dzīvībai,
3. ja lietotājs ierīci lieto pirmo reizi vai tikai vēl mācās to pareizi lietot.
• Atkārtojiet ķermeņa temperatūras mērījumu ar šo ierīci vismaz 3 reizes. Ja mērījumu rezultāti atšķiras, pieņemiet, ka pašrei- zējā ķermeņa temperatūra atbilst lielākajai izmērtajai vērtībai.
• Ar ierīci izmērtās vērtības pamatā ir uzskatāmas par atsaucenes vērtībām. Tās nekādā gadījumā nedrīkst būt par pamatu medicīniskas ārstēšanas uzsākšanai. Vispirms vienmēr konsultējieties ar savu ārstu.
• Zīdaiņu ādas virsma ļoti ātri reaģē uz apkārtējās vides temperatūru. Tāpēc neveiciet temperatūras mērījumu ar termometru barošanas laikā vai pēc barošanas, jo tad zīdaiņa ādas temperatūra var būt zemāka par viņa ķermeņa temperatūru.
• Traucējumu vai bojājumu gadījumā nemēģiniet patstāvīgi remontēt ierīci, pretējā gadījumā garantija tiek atcelta. Konsultējiet- ies ar savu specializēto tirgotāju un uzcietiet remonta veikšanu tikai pilnvarotam servisam.
• Neveiciet ierīci nekādās izmaiņas un / vai neatveriet ierīci. Tā satur sīkas detaļas, kuras bērni var norīt.
• Bojātu ierīci neliet, ir aizliegts.
• Nolieciet termometru mitrā vidē. Nolieciet termometru ūdenī vai citā šķidrumā. **Tas nav ūdensnecaurālidgs.**
• Attiecībā uz tīrīšanu nemiet vērā norādes nodaļā *Tīrīšana un kopšana*.
• Termometru nedrīkst krātīt un kļaudzināt. Sargājiet to no krišanas.
• Aizsargājiet ierīci no tiešiem saules stariem, ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbības, netīrumiem un putekļiem.
• Nepieļaujiet pirkstu nokāšanu tuosā ierīci vai sensoru.
• Ja plānojat ierīci ilgāku laiku nelielot, izņemiet no tās baterijas.
• Temperatūras mērīšanai ausī vienmēr ieteicams izmantot vienu un to pašu ausi.
• Mērījumu nedrīkst veikt uz savainātām vai nosmērātām ķermeņa vietām.
• Mērījumu nedrīkst veikt iekausīuš ausī (piemēram, ja no tās izdalaš strutas vai sekrēts), pēc auss savainojuma vai auss dzīšanas laikā pēcoperācijas periodā. Šādos gadījumos sazinieties ar savu ārstu.
• Termometra izmantošana ķermeņa temperatūras mērīšanai vairākām personām var kļūt par iemeslu infekciozu slimību pār- nēšanai. Konsultējieties ar savu ārstu.
• Termometru atļaus lietot tikai bez aizsargpārsega.

Piegādes komplekts un iepakojums
Vispirms pārbaudiet, vai ierīcē netrūkst nevienas detaļas un tai nav nekādu bojājumu pazīmju. Ja rodas šaubas, nesāciet lietot ierīci un vērsieties pie tirgotāja vai servisa filiāle. Piegādes komplekta sastāvdaļas:
• 1 **medisana** daudzfunkcionālais infrasarkanais termometrs **TM 750**
• 1 uzglabāšanas kārbā • 2 baterijas 1,5 V (tips LR03, AAA) • 1 lietošanas instrukcija

Iepakojuma materiāli ir pārstrādājami vai ievadāmi atpakaļ izsērtošanas bojājumu, lūdzū, nekavējoties sazinieties ar savu tirgotāju.

BRĪDINĀJUMS! Nodrošiniet, ka bērni nevar piekļūt izstrādājuma iepakojšanai izmantotajām plēvēm. Nosmakšanas risks!

Temperatūras mērīšana - ātri un nekļūdigā!
Ar **medisana** daudzfunkcionālo infrasarkanu termometru **TM 750** ir iespējams precīzi izmērīt ķermeņa temperatūru. Mērījumu veic, virzot termometru pāri pierēi uz deniņiem vai pēc izvēles auss ejā. Mērījuma rezultāts tiek attēlots dažā sekundžu laikā. **Papildfunkcija:** Bez ķermeņa temperatūras mērīšanas daudzfunkcionālo infrasarkanu termometru iespējams izmantot arī objektu temperatūras mērīšanai (piemēram, apkārtējās vides temperatūras, šķidrumu un virsmu temperatūras mērīšanai). Izmantojot šo funkciju, iespējamsais mērīšanas diapazons ir no 0° līdz 100°C (32°F - 212°F).

Lietošana - ieslēgšana
Bateriju izņemšana / Ievietošana: Lai ierīce darbotos pareizi, tajā jāievieto 2 piegādes komplektā iekļautās baterijas 1,5 V (LR03, AAA). Ja pēc noteikta darbības laika displejā parādās bateriju nomaināms simbols , baterijas pēc iespējas drīz jānomaina. Ja bateriju simbols  parādās kopā ar rādījumu «Lo» vai arī LCD displejā , vispār nekās vairs nav redzams, baterijas jānomaina uzreiz.
Izņemšana: Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu , un izņemiet baterijas.
Ievietošana: Ievietojiet divas jaunas 1,5 V baterijas (tips LR03, AAA). Pievēršiet uzmanību bateriju ievietošanas virzienam (attēls bateriju nodalījumā , Uzlieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ BATERIJĀM
• Neizārdiet baterijas!
• Nepieciešamības gadījumā pirms bateriju ievietošanas notīriet bateriju un ierīces kontaktus!
• Noliektas baterijas nekavējoties izņemiet no ierīces!
• Paaugstināts iztēcēšanas risks! Izvairieties no saskāres ar ādu, acīm un glotādū! Sāskāroties ar baterijas skābi, nekavējo- ties noskalojiet skartās vietas ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības!
• Norijot bateriju, nekavējoties lūdziet ārsta palīdzību!
• Vienmēr nomainiet visas baterijas vienlaicīgi!
• Ievietojiet tikai viena tipa baterijas, nejaucot kopā dažādū tipu, kā arī lietotas un jaunas baterijas!
• Ievietojiet baterijas pareizi – pievērsiet uzmanību to polaritātei!
• Nodrošiniet, lai bateriju nodalījums būtu stingri noslēgts!
• Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, izņemiet baterijas no ierīces!
• Glabāciet baterijas bērniem nepieejamā vietā!
• Neveiciet atkārtotu bateriju uzlādī! Sprādziena risks!
• Neveidojiet īsslēgumu! Pastāv sprādziena risks!
• Nemetiet ugunī! Pastāv sprādziena risks!
• Noliektās baterijas glabāciet iepakojumā un drošā attālumā no metāla priekšmetiem, lai izvairītos no īssavienojuma!
• Neizmetiet izlietotas baterijas un akumulatorus sadzīves atkritumos, bet gan īpašu atkritumu tvērtē vai arī nododiet tās bateriju savākšanas punktā specializētajos veikalos!

Pirms lietošanas
Ierīces pielāgošanās telpas temperatūrai: Lai nodrošinātu precīzu ķermeņa temperatūras mērījumu, ierīces korpusam vispirms jāpielāgojas telpas temperatūrai, kurā mērījums tiks veikts. Tas attiecas arī uz daudzfunkcionālo infrasarkanu termometru **TM 750**. Māsoeties atrašanās vietā, kas automātiski pielāgojas jaunajai videi. Lai pašā termometra temperatūra pielāgošos telpas temperatūrai, ierīcēi nepieciešams zināms laika periods. Tas ir atkarīgs no abu temperatūru starpības un var ilgt līdz 30 minū- tēm. Tikai tad, kad temperatūru izlīdzināšanās process ir beidzies, iespējams iegūt precīzus mērījumu rezultātus.

Mērvienības, pulksteņa laika un datuma iestatīšana
Ieslēdzot termometru pirmo reizi vai pēc bateriju nomainas, vispirms jāiestata mērvienība, pulksteņa laiks un datums. Ja vēlāk vēlaties atgriezties šajā iestatījuma režīmā, nospiediet un, ierīcē esot ieslēgtā, apm. 5 sekundes paturiet nospiestu taustiņu SET . Pēc paštēstēšanas darbības (visi rādījumu elementi uz īsu brīdi parādās LCD displejā ) atskan divi īs skaņas signāli un pēc tam ar taustiņu SET  ir iespējams iestatīt mērvienību (°C vai °F). Nospiediet atmiņas taustiņu , lai iestatījumu apstiprinātu. Tāpat (taustiņš SET , lai mainītu vērtības, un atmiņas taustiņš , lai vērtības saglabātu) rīkojieties arī saistībā ar gada, mēneša, dienas, stundu un minūšu iestatīšanu. Pēc atmiņas taustiņa  nospiešanas un pirms ierīces izslēgšanās LCD displejā  īsu brīdi ir redzams rādījums «OFF».

Norādes par temperatūras mērīšanu
• Lai garantētu mērījumu vērtību precizitāti, termometra sensoram  vienmēr jābūt tīram un tas nedrīkst būt bojāts.
• Ausīs esošais sērs ietekmē mērījumu precizitāti. Vajadzības gadījumā pirms mērījuma veikšanas iztīriet ausi un notīriet termometra sensora galu, lai novērstu iespējami nepareizu mērījumu rezultātu ieguvī.
• Pirms temperatūras mērīšanas uz pieres pārbaudiet, vai uz pieres un deniņiem nav sviedru, kosmētikas līdzekļu un netīrumu, pretējā gadījumā tiks iegūtas kļūdainas mērījumu vērtības.
• Nemēriet termatūru uzreiz pēc ēšanas, fiziskām aktivitātēm vai peldēšanās. Pagaidiet pusstundu.
• Veiciot vairākus secīgus mērījumus, ievērojiet starp tiem vismaz 1 minūtes starplaiku. Ja īsā laikā spirdī nepieciešams bieži mērt temperatūru, mērījumu rezultāti var nedaudz atšķirties.
• Cilvēka ķermeņa temperatūra svārstās dabīgas amplitūdas robežās. Nepastāv standarta ķermeņa temperatūra.
• Mēriet un pierakstiet savu ķermeņa temperatūru parastās nedēļas dienās. Šādi jūs varēsiet labāk atpazīt paaugstinātu ķer- meņa temperatūru.
• Lai temperatūras mērījums ausī būtu precīzs, svarīgi nodrošināt, lai sensors būtu vērsts pret bungādiņu un atrastos pietie- kami dziļi auss ejā.
• Dažiem cilvēkiem mērījumu vērtības kreisajā un labajā ausī atšķiras. Lai fiksētu temperatūras izmaiņas, vienam cilvēkam temperatūru vienmēr mēriet vienā un tajā pašā ausī.
• Gulēšanas pozīcija var ietekmēt mērījumu rezultātus. Ja cilvēks kādu laiku ir gulējis uz vienu ausi, temperatūra šajā ausī būs augstāka nekā parasti. Šādā gadījumā mēriet temperatūru otrajā ausī vai pagaidiet dažas minūtes, pirms veicat mērījumu.

Temperatūras mērīšana uz pieres
 **IEVĒRĪBAI! Ķermeņa temperatūras mērījumu uz pieres ieteicams veikt tikai pārbaudes nolūkos, jo ādas temperatūru uz pieres viegli var ietekmēt ārēji faktori, tādējādi padarot mērījumu rezultātu neprecīzu.**

1. Ieslēdziet termometru, īsi nospiežot taustiņu temperatūras mērīšanai uz pieres . Pēc veiksmīgas paštēstēšanas darbības atskan divi īs skaņas signāli. Pēc izvēles jūs tagad uz laiku (līdz ierīces izslēgšanās brīdim) varat deaktivizēt ierīces skaņas izvadi. Šai nolūkā īsi nospiediet taustiņu SET . simbols  vairs nav redzams.
2. Lai uz pieres izmērtu ķermeņa temperatūru, jābūt uzliktam sensora pārsegam .
3. Turiet ierīci ar sensoru (un uzlikto sensora pārsegu) pie deniņiem un nospiediet taustiņu temperatū- ras mērīšanai uz pieres . Displejā parādās simbols, kas apzīmē mērīšanas režīmu "Temperatū- ras mērīšana uz pieres" . Tagad, taustiņam esot nospiestat, lēni velciet termometru pāri pieres vidum uz sāniem līdz deniņiem galvas otrajā pusē. Kad šī pozīcija ir sasniegta, atlaidiet taustiņu.
4. Pēc tam, kad temperatūras mērījums ir pabeigts, atskan skaņas signāls un displejā  tiek attēlota izmērtā ķermeņa temperatūra.
5. Ja mērījuma rezultāts atbilst vērtībai 38,0°C (100,4°F) vai ir lielāks par to, indikators gaismas diode  izgaismojas sarkanā krāsā (= trausks par paaugstinātu ķermeņa temperatūru). Pārējos gadījumos indikatora gaismas diode  dēž zaļā krāsā.
6. Mērījuma rezultāts automātiski tiek saglabāts atmiņā. Pēc dažām sekundēm, ja ne- tiek nospiests nevienš taustiņš, ierīce automātiski izslēdzas.

Temperatūras mērīšana ausī
1. Lai veiktu temperatūras mērījumu ausī, noņemiet sensora pārsegu .
2. Ieslēdziet termometru, īsi nospiežot taustiņu temperatūras mērīšanai ausī . Pēc veiksmīgas paštēstēšanas darbības at- skan divi īs skaņas signāli. Pēc izvēles jūs tagad uz laiku (līdz ierīces izslēgšanās brīdim) varat deaktivizēt ierīces skaņas izvadi. Šai nolūkā īsi nospiediet taustiņu SET . simbols  vairs nav redzams.
3. Nēdaudz pavelciet ausi, lai auss eja iztīnātos. Uzmanīgi ievadiet sensoru auss ejā. Bērniem, kas jaunāki par 1 gadu, sensoru auss ejā ieteicams ievadīt glus stāvoklī, galvai esot nedaudz pa- grieztai (tā, lai auss atrastos augšpusē). Nospiediet un apm. 1 sekundi paturiet nospiestu taustiņu temperatūras mērīšanai ausī . Displejā parādās simbols, kas apzīmē mērīšanas režīmu "Tempe- ratūras mērīšana ausī" .
4. Atlaidiet taustiņu. Pēc tam, kad temperatūras mērījums ir pabeigts, atskan skaņas signāls un disple- jā  tiek attēlota izmērtā ķermeņa temperatūra.
5. Ja mērījuma rezultāts atbilst vērtībai 38,0°C (100,4°F) vai ir lielāks par to, indikatora gaismas diode  izgaismojas sarkanā krāsā (= trausksme par paaugstinātu ķermeņa temperatūru). Pārējos gadījumos indikatora gaismas diode  dēž zaļā krāsā.
6. Mērījuma rezultāts automātiski tiek saglabāts atmiņā. Pēc dažām sekundēm, ja netiek nospiests nevienš taustiņš, ierīce automātiski izslēdzas.

Objektu temperatūras mērīšana
1. Ieslēdziet termometru, īsi nospiežot taustiņu temperatūras mērīšanai uz pieres  vai ausī . Pēc veiksmīgas paštēstēša- nas darbības atskan divi īs skaņas signāli. Pēc izvēles jūs tagad uz laiku (līdz ierīces izslēgšanās brīdim) varat deaktivizēt ierīces skaņas izvadi. Šai nolūkā īsi nospiediet taustiņu SET . simbols  vairs nav redzams.
2. Reizē nospiediet taustiņu SET  un atmiņas taustiņu , paturot tos nospieistus vismaz 3 sekundes. Ekrānā  parādās simbols, kas apzīmē virsmas temperatūras mērīšanas režīmu .
3. Lai sāktu mērījumu, pavērsiet sensoru  apm. 3 cm attālumā no objekta vai šķidruma pret tā vīdu un nospiediet taustiņu temperatūras mērīšanai uz pieres  vai ausī . Ja objekts ir kļāts ar ūdeni, putekļiem vai netīrumiem, pirms temperatūras mērīšanas notīriet tā virsmu, lai uzlabotu mērījuma precizitāti.
4. Atlaidiet taustiņu. Pēc tam, kad temperatūras mērījums ir pabeigts, atskan skaņas signāls un displejā  tiek attēlota izmērtā temperatūra.
5. Mērījuma rezultāts automātiski tiek saglabāts atmiņā. Vēlreiz reizē nospiediet un vismaz 3 sekundes paturiet nospiestu taustiņu SET  un atmiņas taustiņu , lai at- grieztos ķermeņa temperatūras mērīšanas režīmā. Pēc dažām sekundēm, ja netiek nospiests nevienš taustiņš, ierīce automātiski izslēdzas.

Mērījumu datu skatīšana
Ierīce spēj saglabāt atmiņā līdz 30 mērījumu rezultātiem. Savus saglabātos mērījumu datus jūs varat apskatīt, īsi nospiežot atmiņas taustiņu . Displejā  vispirms parādās atmiņas vietas nu- murs 1 (pēdējā saglabātā vērtība) kopā ar mērījuma vērtību, kas ir saglabāta šajā atmiņas vietā, un mērīšanas režīmam atbilstīgu simbolu (temperatūras mērīšana ausī, uz pieres vai virsmas temperatūras mērīšana). Vēlreiz nospiežot atmiņas taustiņu , jūs varat skatīt atmiņas vietā "2" saglabātu mērījuma rezultātu. Ierīcē kopā ir pieejamas 30 atmiņas vietas, kas seceļi tiek attēlotas displejā , atkārtoti spiežot atmiņas taustiņu . Ja visas atmiņas vietas vēl nav aizņemtas, attiecīgajās atmiņas vietās redzams rādījums "-".

IEVĒRĪBAI! Ja visas atmiņas vietas ir aizņemtas, jaunā mērījuma vērtība tiek saglabāta atmiņā, automātiski izdzēstot senāko mērījuma vērtību (30. atmiņas vieta).

Kļūdu paziņojumi
Rādījums «Hi»: izmērtā temperatūra ir pārāk augsta. Displejā tiek attēlotas rādījums **Hi**, lai mērījuma rezultāts pārsniedz 42°C / 107,6°F (ķermeņa temperatūras mērīšanas režīmā) vai 100°C / 212°F (virsmas temperatūras mērīšanas režīmā).
Rādījums «Lo»: izmērtā temperatūra ir pārāk zema. Displejā redzams rādījums **Lo**, ja mērījuma rezultāts ir mazāks par 35°C / 95°F (ķermeņa temperatūras mērīšanas režīmā) vai 0°C / 32°F (virsmas temperatūras mērīšanas režīmā).
Rādījums «Err»: Apkārtējās vides temperatūra neiekļaujas pieļaides amplitūdā, kas atbilst no 15°C līdz 35°C (59°F - 95°F).

Tīrīšana un kopšana
• Sensors  ir ierīces visjutīgākā daļa. Sargājiet to no netīrumiem vai bojājumiem. Regulāri pirms un pēc ierīces lietošanas notīriet sensoru un sensora pārsegu ar siltā ūdenī vai 70% izopropilā spirtā iemērktu vates kociņu.
• Nolieciet termometru ūdenī vai citā šķidrumā.
Tas nav ūdensnecaurālidgs.
• Termometra tīrīšanai izmantojiet mikstu lupatīņu, kas ir viegli samitrināta ar saudzīgas ie- darbības ziepļūdeni vai 70% izopropilā spirtu. Ierīcē nedrīkst iekļūt ūdens! Lietojiet ierīci tikai tad, kad tā ir pilnībā nožuvusi.
• Nekad neizmantojiet tīrīšanā agresīvas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, šķaidītājus, benzīnu vai sukās ar cietiem sariem.
• Raugieties, lai sensora lēca, displejs un korpus netiktu saskrāpēti.
• Neuzglabāciet un nolieciet ierīci vidē ar pārāk augstu vai pārāk zemu temperatūru (sk. lietošanas nosacījumus nodaļā "Tehniskie dati") un gaisa mitruma līmeni, saules gaismā, savienojuma ar elektrisko strāvu vai putekļainā vietā. Izņemiet no ierīces baterijas, ja plānojat to ilgāku laiku neizmantot. Gaismējā gadījumā pastāv risks, ka baterijas var iztēct.
• Termometru lietotaj saskaņā ar šo lietošanas instrukciju, regulāra apkope vai kalibrēšana tam nav nepieciešama.

